

مقياس الحرارة بالأشعة تحت الحمراء بدون ملامسة
دماسنج مادون قرمز بدون نیاز به تماس

AR إرشادات الاستعمال

1. مقدمة

عزيزي العميل!
ناهيا على شرائك مقياس الحرارة بالأشعة تحت الحمراء من B.Well
تشكركم على اختيار منتجنا!
مميزات جهاز WF-5000 تتضمن:

- مقياس حرارة 3 في جسم الإنسان/الموضع/درجة الحرارة المحيطة
- إنذار الجوى
- وضع جسم الإنسان فقط
- نظام LCD كبيرة
- مؤشر موضع الجهاز الصحيح.

2. الغرض من الاستخدام

الجهاز هو مقياس للحرارة بالأشعة تحت الحمراء مصمم للمقياس المنقطع لدرجة حرارة الجسم للأشخاص من جميع الأعمار.


3. الاحتياطات

- عند استخدام هذا المنتج، يرجى التأكد من اتباع جميع الملاحظات الواردة أدناه، وأي تصرف يخالف هذه التعليمات قد يسبب إصابتها أو يؤثر على دقة القياس.
- لا تُنكَّح مقياس الحرارة أو تصلحه أو تعيد ترتيبه.
 - احرص على تنظيف عدسات مقياس الحرارة في كل مرة بعد الاستخدام.
 - تجنب ملامسة الأصبع للعدسة بشكل مباشر.
 - لا يُستَخدَم بإجراء تعديلات على هذا الجهاز.
 - بوصى بأن يفحص المستخدم درجة الحرارة 3 مرات. وإذا كانت مختلفة، فاستخدم أعلى قراءة.
 - لا تُعرَض مقياس الحرارة لدرجات الحرارة الشديدة أو الرطوبة العالية للغاية أو أشعة الشمس المباشرة.
 - تجنب الصدمات الشديدة أو إسقاط الجهاز.
 - وقبل القياس، ينبغي أن يبقى المريض ومقياس الحرارة في حالة ثبات لمدة 30 دقيقة على الأقل.
 - تجنب قياس درجة الحرارة خلال 30 دقيقة بعد التمرين أو الاستحمام أو العودة من الخارج.
 - ولحماية البيئة تخلى من البطاريات الفارغة في جميع مواقع الجمع المناسبة وفقاً للوائح الوطنية أو المحلية.
 - ولا يوصى بتفكيك مقياس الحرارة.
 - يرجى استخدام مقياس الحرارة للعرض المقصود فقط.
 - امسك الجهاز بعناية أثناء الاستخدام لتجنب سقوط الجهاز.
 - توقف لمدة دقيقة بين القياسات المتتالية حيث قد تحدث اختلافات بسيطة إذا تم أخذ القياسات على مدى فترة زمنية قصيرة.
 - لا توجد معايير مطلقة لدرجة حرارة الجسم. احتفظ بسجلات موقوفة لدرجة الحرارة الخاصة بك لتكون بمثابة مرجح للحكم على الحمى.
 - وتحت أي ظرف من الظروف، لا تعد نتيجة أخذ درجة الحرارة إلا مرجحاً، وقبل اتخاذ أي إجراء طبي، يرجى استشارة الطبيب.


4. موانع الاستعمال

⚠ موانع الاستعمال: لم يتم الكشف عنها.

5. تعريف المنتج



6. عرض مواصفات شاشة LCD



7. تركيب/استبدال البطارية تحذير

- إخفاف البطارية:**
عندما يظهر رمز "Lo" على الشاشة، ستحتاج إلى استبدال البطاريات قريباً. عندما تظهر الحروف "Lo" ويظهر رمز البطارية على الشاشة، فإن البطاريات تحتاج إلى استبدالها قبل أخذ قياس آخر. يُسمح باستخدام البطاريات القابلة لإعادة الشحن في مقياس الحرارة هذا.
- تثبيت البطارية:**
- حزك غطاء البطارية ببطء إلى الخلف.
 - أخرج البطاريات القديمة بعناية وتخلص منها بشكل صحيح.
 - أدخل البطاريات الجديدة (بطاريات 5,1 فولت فولتايم بحجم AAA) وفقاً للقطبية الصحيحة.
 - حرك غطاء البطارية إلى الخلف.
- ملحوظة:**
- يرجى التخلص من البطاريات بشكل صحيح بعيداً عن أيدي الأطفال الصغار والحرارة.
 - بوصى بإزالة البطاريات إذا كنت لن تستخدم الجهاز لفترة طويلة من الوقت.
 - تخلص من البطاريات المستخدمة وفقاً للوائح القانونية المعمول بها. لا تتخلص من البطاريات مع المخلفات المنزلية العادية أبداً.

8. التبدل بين فهرنهايت وسيلسيوس

- اضغط على زر Power لتشغيل مقياس الحرارة.
 - اضغط مع الاستمرار على كل من زر "Memory" و "Mode" لمدة 3 ثواني تقريباً. سيؤدي ذلك إلى تغيير الوضع إما إلى درجة مئوية أو درجة فهرنهايت.
 - بمجرد أن يصدر مقياس الحرارة صافرة، يكون الجهاز جاهزاً للقياس.
- ملحوظة:** لتبديل الوضع مرة أخرى، انتظر حتى تصدر الصافرات ثم اضغط مع الاستمرار على زر "Memory" و "Mode" حتى يتبدل الوضع إما إلى درجة مئوية أو فهرنهايت.

9. التبدل بين نوعي وضع SCAN

- تحت وضع التشغيل، يمكنك الضغط على زر "Mode" للتبديل إلى وضع استعراض مختلف. هناك نوعان من الأوضاع بما في ذلك Object, Human.
- ملحوظة:** سيصدر صوت صافرة مع كل مرة تضغط فيها لضمان تفعيل الإعداد.

10. قياس درجة الحرارة

نصائح لقياس درجة الحرارة
من في اعتبارك أن مقياس الحرارة يلزم أن يكون في الغرفة التي يتم فيها القياس قبل 30 دقيقة من الاستخدام.

- ملحوظة:**
- قد تؤدي محاولة أخذ قراءات درجة الحرارة من مواضع من الجسم بخلاف الجبهة إلى نتائج غير دقيقة.
 - ينبغي أن يظل المريض ثابتاً أثناء أخذ القراءة.
 - قراءات درجة حرارة الجبين بالأشعة تحت الحمراء تعادل قراءات درجة الحرارة عن طريق الفم.
 - وفي جميع الحالات، يرجى استشارة الطبيب.
 - لا ينبغي مقارنة القراءات التي تؤخذ أثناء اليوم مباشرة مع القراءات التي تؤخذ أثناء البقطة، حيث تكون درجة الحرارة الجسم أثناء اليوم أقل في العادة.
 - لا تأخذ قراءات درجة حرارة الجسد خلال 30 دقيقة بعد العودة من الخارج أو ممارسة التمارين أو الاستحمام.

- اضغط على زر "Power" لتشغيل مقياس الحرارة. سيجري الجهاز اختباراً ذاتياً وستظهر جميع الرموز على الشاشة بشكل مؤقت.
 - تأكد أن مقياس درجة الحرارة في وضع Human؛ وسيكون رمز الإنسان معرضاً على الشاشة. للتبديل بين الأوضاع، اضغط على زر "Mode" وارتكبه حتى ترى رمز القياس المطلوب على الشاشة. اختر وضع القياس الليلي (على سبيل المثال، في الليل).
 - يخصص الجزء الأمامي من مقياس الحرارة في جبهة الشخص. امسك مقياس الحرارة حوالي 4-6 سم بعيداً عن الجبهة.
 - اضغط زر "Scan/measure" وحرره وحرك الترمومتر ببطء باتجاه الأمام وللخلف حتى تجد مسافة القياس المناسبة. ستسمع صافرة قصيرة تشير إلى اكتمال أخذ القياس. تُعرض درجة الحرارة المسجلة على شاشة LCD.
- ملحوظة:** إلى أن تجد مسافة القياس المناسبة، ستعرض شاشة الترمومتر الرموز التالية (لمدة 20 ثانية). بعد ذلك، سيستمر الترمومتر إلى وضع الانتظار.

11. قياس موضع/درجة حرارة السوائل

أخذ درجة حرارة Object:
1. اضغط على زر "Power" لتشغيل مقياس الحرارة. سيجري الجهاز اختباراً ذاتياً وستظهر جميع الرموز على الشاشة بشكل مؤقت.

- تأكد أن مقياس درجة الحرارة في وضع Object؛ وسيكون رمز Object معرضاً على الشاشة. للتبديل بين الأوضاع، اضغط على زر "Mode" وارتكبه حتى ترى رمز القياس المطلوب على الشاشة. اختر وضع القياس الليلي (على سبيل المثال، في الليل).
- يخصص الجزء الأمامي من مقياس الحرارة في الموضوع. امسك مقياس الحرارة حوالي 4-6 سم بعيداً عن موضع.
- اضغط زر "Scan/measure" وحرره.
- ستسمع صافرة قصيرة تشير إلى اكتمال أخذ القياس.
- تُعرض درجة الحرارة المسجلة على الشاشة الخلفية للشاشة.
- بعد 60 ثانية من الاستخدام، سيصدر مقياس الحرارة صافرة تلقائياً وينطفئ.

12. وظيفة الذاكرة

تذكير الذاكرة:

- يمكنك تذكير ما يصل إلى 10 قياسات بالإضافة إلى متوسط جميع القياسات المخزنة حالياً في الذاكرة لمشاركتها مع الطبيب المعالج أو أخصائي الرعاية الصحية المُقَرَّب.
- عندما يكون الجهاز في وضع تشغيل، اضغط مرة واحدة لفترة مؤقتة على زر "Memory"، ثم مرة أخرى لعرض القياس مخزوناً برموز الذاكرة.
 - سيظهر رمز شخص أو رمز مع كل قياس مخزن في الذاكرة للإشارة إلى ما إذا كانت درجة حرارة شخص أم جسم.
 - ستستدعي كل ضغط على نفس الرز القياس السابق، ثم الذاكرة حتى 9.

حذف الذاكرة:

- في حالة التشغيل، يمكنك الضغط باستمرار على زر Memory لأكثر من 3 ثواني لحذف جميع القراءات.
 - تعرض شاشة LCD وُصُدر الجهاز صافرات للإشارة إلى مسح جميع محتويات الذاكرة.
 - وتلقائياً في القياس رقم 11: عند استخدام 10 نتائج في الذاكرة، سيتم تبديل أي قياس جديد بـ الذاكرة وأقدم ذاكرة محذوفة دون الحاجة إلى القيام بأي شيء.
- ملحوظة:** سيتم مسح جميع القراءات بغض النظر عن السجل في وضع شخص أو جسم.

13. تعليمات التنظيف

- جهاز استشعار القياس والرادار:**
يُظف الجهاز بقطنة مغموسة في الكحول بلطف. لا تستخدم المياه مباشرة لفصل عدسة مقياس الحرارة.
- مقياس الحرارة:**
يُظف الجهاز بقطعة قماش ناعمة وجافة. لا تستخدم الماء لفصل الجهاز.

14. استكشاف الأخطاء وإصلاحها

عند حدوث عطل أو قياس غير صحيح لدرجة الحرارة، ستظهر رسالة بوجود خطأ كما هو موضح أدناه.

شاشة LCD	السبب	المحلول
H ₁	درجة الحرارة التي تم قياسها أعلى من وضع Human لمقياس درجة الحرارة: 42 درجة مئوية (107,6 درجة فهرنهايت) رمز Object لدرجة الحرارة: 100 درجة مئوية (212,0 درجة فهرنهايت)	لا تُنكَّح مقياس الحرارة إلا بين نطاقات درجة الحرارة المحددة
Lo	درجة الحرارة التي تم قياسها أقل من وضع Human لمقياس درجة الحرارة: 35 درجة مئوية (95 درجة فهرنهايت) رمز Object لدرجة الحرارة: 0 درجة مئوية (32 درجة فهرنهايت)	وإذا لزم الأمر، فقط طرف جهاز الاستشعار. في حالة وجود رسالة خطأ متكررة، فانتقل بناجر التزينة أو خدمات العملاء
Err	درجة الحرارة ليست ضمن نطاق 15-35 درجة مئوية (59,0 إلى 95,0 درجة فهرنهايت)	لا تُنكَّح مقياس الحرارة إلا بين نطاقات درجة الحرارة المحددة

15. المعايير المنطبقة

- ينطبق هذا الجهاز مع توجيه الاتحاد الأوروبي MDD (93/42/EEC)، تنطبق المعايير التالية على تصميمه وأو تصنيع المنتجات:
- ISO 80601-2:56
 - المعدات الكهربائية الطبية - الجزء 2:56-2: متطلبات معينة للسلامة والأداء الأساسيين لمقياس الحرارة السريري لقياس درجة حرارة الجسم
 - IEC/EN 60601-1
 - المعدات الكهربائية الطبية - الجزء 1: متطلبات السلامة العامة
 - IEC/EN 60601-1-2
 - المعدات الكهربائية الطبية - الجزء 2: معيار الضمان: التوافق الكهرومغناطيسي - المتطلبات والاختبارات

16. مواصفات المنتج

نطاق القياس:	جسم الإنسان: 35-42 درجة مئوية (95,0 إلى 107,6) إلى 0-100 درجة مئوية (32,0 إلى 212 درجة فهرنهايت)
دقة المعايرة:	بدن انسان: 35-42 درجة مئوية: ± 0.2 درجة مئوية (95,0±107,6) درجة فهرنهايت : ± 0.4 درجة فهرنهايت
الكاتب:	2± 40 درجة مئوية: 240 درجة مئوية ± 5%
التشغيل البيئية:	مع رطوبة نسبية تصل إلى 95% (دون تكاثف) مع رطوبة نسبية تصل إلى 95% (دون تكاثف)
دقة العرض:	25-55 - درجة مئوية (131,3°-139° درجة فهرنهايت)
مسافة التشغيل:	0,1 درجة مئوية
مصدر القدرة:	3 سم
الأبعاد:	بطاريات فولتايم 1,5 فولت حجم AAA
الوزن الصافي:	141 مم. 42 مم. 55,5 مم (العرض . المسافة . الارتفاع)
	120 مم (بار بطاريات)

17. مجموعة مقياس الحرارة

مجموعة مقياس الحرارة:

- مقياس الحرارة
- بطارية فولتية 1,5 فولت حجم AAA
- حقيبة ناغمة
- إرشادات الاستعمال

18. الاستخدام

ينبغي استخدام الجهاز وفقاً للمعايير الحالية بشكل منفصل عن النفايات المنزلية. وللإستفادة منه، من الضروري الاضمال بالمنظمات الخاصة المرخصة لحدوث الاستفادة.

19. الضمان

فترة الضمان سنتان من تاريخ شراء الجهاز. لا يسري هذا الضمان في حالات الأضرار الناجمة عن الاستخدام غير الصحيح وكذلك على البطارية والغطاء الواقي والحقيبة وغطاء الجهاز. وعند اكتشاف عيب في التصنيع خلال فترة الضمان، سيتم إصلاح الجهاز المغطى، أو إذا كان لا يمكن إصلاحه، سيتم استبداله بأخر. تاريخ التصنيع موضح أسفل غطاء البطارية في الرمز المتسلسل للجهاز؛ آخر رقمين للسنين ثم رقم للشهر. يجوز للشركة المصنعة تغيير الأجهزة جزئياً أو كلياً لإزم الأمر، دون إخطار مسبق.

20. معاني الرموز

	الرمز الإرشادات قبل الاستخدام
	السوائل: معالج الحماية ضد دخول الرطوبة. محمي مع إعاقة أكثر من 12,5 مم، محمي من دخول قطرات الماء، المنساقطة رأسيًا
	اسم الشركة المصنعة
	رقم المادة
	رقم المتسلسل
	نوع الجهاز