

## ET Kasutusjuhised

**PRO-35**Automaatne ülemine vars  
Vererõhuaparaat**1. SISSEJUHATUS**

Täname, et otsitsite B.Well olavarre vererõhuaparaati PRO-35. Mugavaks ja lihtsaks kasutamiseks mõeldud seade võimaldab kiiresti ja saludsuvärselt mõista süstoolset ja diastoolset vererõhu ning südame lõigusagedust ostslõimeetrilise mõõtmismeetodil abil. PRO-35 on täisautomaatne digitaalne olavarre vererõhu mõõtseade.

**PRO-35 olulised eelised:**

- Tänapäevane IntellegentClass tehnoloogia kasutab tühjendamise ajal ostslõimeetrilist mõõtmist kiire, täps ja valutu tulemuse saavutamiseks.
- Pulsarvamise tuvastamise tehnoloogia.
- Mälus 30 mõõtmist.
- Lühiklusvalemindikaator vastavalt Euroopa Hüpertensiooni Seltsile (ESH).
- Lehvikul kujuline anatoomilise manett kääle, pestav.
- Võimalus kasutada toiteadapterit.
- Seda seadet on lihtne kasutada ja see on kliinilistes uuringutes töestatud suurepärase täpsusega.

**2. VERERÕHUVÄÄRTUSTE KLASSIFIKATSIOON**

Tabel vererõhu väärustuse (mmHg) klassifitseerimiseks vastavalt Euroopa Hüpertensiooni Seltsile (ESH)

Ulatus	Süstoleen vererõhk	Diastoolne vererõhk	Meetmed
3. ast: raske hüpertension	Süuren välti vürde 180	110 välti rohken	Pöörduge kiiresti arsti pool!
2. ast: mõodukas hüpertension	160-179	100-109	Pöörduge kohale oma arsti pool
1. ast: kerge hüpertension	140-159	90-99	Pidage nöu arstiga
Kõige normaalsine	130-139	85-89	Pidage nöu arstiga
Normalne	Alla 130	Alla 85	Enesekontroll
Optimaalne	Alla 120	Alla 80	Enesekontroll

**① MÄRKUS.** Nädake mõõdetud väärusti oma arstile. Ärge kunagi kasutage mõõtmistulemusi arsti poolt määratud ravimite annuste muutmiseks.

**3. SISU JA NÄIDIKUD**

Mudel PRO-35

**4. ETTEENÄHTUD KASUTUS**

Digitaalne automaattine vererõhuaparaat on mõeldud kasutamiseks meditsiinitöötajatele või kodus ning see on mitteinvasivine vererõhu mõõtmise süsteem, mis on mõeldud täiskasvanud isiku diastoolse ja systoole vererõhu ja pulsisageduse mõõtmiseks, kasutades mitteinvasiviset tehnika, mille puhul täidetav mansetti on mahitud olavarre ümber. Mansetti ümbermõõt on piiratud 22-42 cm.

**5. VASTUNÄIDUSTUSED**

Tösie arutümiaga ei sobi digitaalset automaatsel vererõhuaparaati kasutada.

**6. ETTEVAATUSMEETMED**

1. Enne seadme kasutamist luguge läbi kogu kasutusjuhendis olev teave ja kõik muud karbis oleval dokumentid.

2. Püsige paigal, rahunev ja puhake 5 minutit enne vererõhu mõõtmist.

3. Mansetti tuleb asetada südamega samale tasemele.

4. Mõõtmise ajal ääre rääkige ega ligutage oma keha ega käti.

5. Mõõtmisse paspatrelle olavarrel igal mõõtmise jaoks.

6. Palun lõigastuge mõõtmiste vahel alati minimaalselt 1 kuni 1,5 minutiks, et verringe tele kael taastku. Pikaajaline ületäitmine (mansetti rõhk ületab 300 mmHg või püsib üle 15 mmHg kauem kui 3 minutit) võib põhjustada ekhümooni.

7. Kui teil on allpool toodud juhutumite sõnates kahtlusi, pidage nöu oma arstiga:  
 1) Mansetti paigaldamine haavale või põletikule;  
 2) mansetti paigaldamine mäis tähes jäsemele, kus esineb intravaskulaarne juurdepääs või ravi või arterioonese (A-V) šunt;

3) mansetti paigaldamine rinnpatrei küljele;  
 4) kasutamine samaaegselt teiste meditsiiniliste jäljimissedmetega samal jäsemel;

5) vajadus kontrollida kasutaja vereringit.

8. See digitaalne automaattine vererõhuaparaat on mõeldud täiskasvanute ja seda ei tohi kunagi kasutada imikute ega väikelaste. Enne vanematel lastel kasutamist pidage nöu oma arsti või teiste tervishoiutöötajatega.

9. Seadet ei tohi kasutada liikusvaid sõidukites, see võib põhjustada valedis mõõtmisi.

10. Selle üksusega määratud vererõhu mõõtmise tulemused on võrdväärsed andmetega, mida saab koolitatud vaetja kasutades stetoskoobiga kuulamise meetodil, piirdes millele on seadnud Amerika riiklik standardikäärataat, Elektromagnetilised või automaatted vererõhuõõtmajad (American National Standard Manual, Electronic or Automated Sphygmomanometers).

- Teavet võimalike elektromagnetiliste või muude häirete kohta vererõhuaparaati ja muude seadmete vahel kõsu nõuannega selliste häirete välitmise kohta vaadake osas ELEKTROMAGNETILISE ÜHILDUVUSE TEAVE.
- Arge kasutage mansetti muul viisil kui tootja poolt taritud, vastasel juhul võib see põhjustada ühilduvust.
- Δ Vererõhuaparaadi hoidmisel või kasutamisel väljaspool spetsifikatsioonides määratud temperatuuri- ja niisuskusvahemikke ei prugsi see toimida või põhjustada öhliku olukorra.
- Δ Ristinfektsiooni välitmiseks ei tohi mansetti teiste nakatunud isikutega jagada.
- Pange tähele, et muudatuse, mida nõutavate vastavuse eest vastutav osapool ei ole selgesõnalset peaks küttrud, võivad tühistada kasutaja volitused seadet kasutada.
- See seade on testimud ja vastab digitaalsele B-klassi piirmäärale FCC reegelite 15 osa 1 kohaselt. Need piirangud on loodud tagamaks mõistliku kaitseks kuhulike häirete eest paigaldamisel eluruumidesse. See seade genereerib, kasutab ja võib kirata raadiosageduslikku energiat ning kui seda ei paigaldata ega kasutata juhise kohaselt, võib põhjustada raadloside häireid. Siiski ei ole mingit garantii, et konkreetse paigalduse puhul häireid ei esine. Kui see seade põhjustab raadio või teiste vاستutvõtust häireid, mida saab kindlaks teha seadme välja- ja väljalülitamise kaudu, soovitatakse kasutaja proovida häireid korraldava ühel või mitmel järgmistes viisidel:

- muutke vastutuvanteni suunda või asendit;

- suurendage seadme ja vastutaja vahelist kaugust;

- Ühendage seade pistikusse, millel on teistsugune vooluring kui sellel, millega vastutaja on ühendatud.

- Konsulteerige abi saamiseks edasimüüja või professionaalse raadio/TV tehnikuga.

- Kui see komplekt ei lülitanud toiteadapterit sisse, saab selle hankida eraldi. Kasutage ainult PRO-35 Vahelduvvooluadapter, mille väljund on DC 6 V 600 mA ja mis vastab I EC 60601-1/EN 60601-1/UL 60601-1 ja IEC 60601-2/EN 60601-2/UL 60601-2 nõuetele. Ei tohi kasutada teist adapteri mudelite.

**7. SEADISTAMINE JA TÖÖPROTEDUURID****7.1. Aku laadimine**

- Avage seadme tagakügel jõe patareikate.
- Sisestage neli AAA patareid. Põõrake tähelepanu polaarsusele.
- Sulgege patareikate.

- Lülitage latepatreid paigaldanud või seadme välja lülitanud, ei kuvara LCD-ekraanil midagi. Nüüd on seade väljalülitatud.

- Δ Kui LCD-ekraan kuvatatakse patareisümboli □, on patareide töö lõppemus.

- Δ Päramas seda, kui LCD kuvaratäite sümbool □ ei avane ekraan. Asendage kõik patareid ütega.

- Δ Taastlaetud patareid ei sobi selle seadme jaoks.

- Δ Eemaldage patareid, kui seadme ei kasutata kuu aega või kauem, et vältida patarei lekke olisti kahjustamist.

- Δ Vältige patareideliku summist silma. Kui see satub silma, loputage kohe rõhke putta veega ja pöörduge arsti poole.

- Seade, patareid ja mansett tuleb kasutuse lõpus kõrvalevalla vastavalt kohalele eeskirjadele.
- 7.2. Toiteaderi kasutamine**
- Ühendage toiteader 100-240 V, 50/60 Hz toitepistikusse.
  - Ühendage DIN-pistik instrumendi paremal küljel olevasse pessa. Kui toiteader on instrumendiga ühendatud, ei võeta patareidelt toidet.

**△ HOIATUS!** Kui vajate toiteaderit, võite selle eraldi osta. Kasutage ainult toiteaderit AD-155.

Teiste adapterite kasutamine võib muuta garantii kehtetuks.

**7.3. Manseti ühendamine seadmele**

Sisestage õhuvooleku pistik kindlasti seadme küljel olevasse õhuvooleku pessa. Veenduge, et pistik on täielikult sisestatud, et vältida ohulekeid kasutamise ajal.

Δ Vältige mõõtmise ajal ühendustuks kokkusurumist või piiramist, mis võib põhjustada manseti pideva rõhu tõttu täitmise vea või kahulikke vigastusi.

**7.4. Manseti paigaldamine**

a. Tõmmake manseti läbi medalsilmuse (mansett juba niiumoodi puhul), pöörake seda väljaõpale (kehast eemale), pingutage ja sulgege takajänitust.

b. Asetage mansetti ümber palja käe 1-2 cm kõrgemale kui kuurnarukk.

c. Kui olete istumas asendis, töstke käelaba näiteks lauale. Paigaldage mansett käele nii, et selle alumine serv oleks 1-2 cm kuünarukist kõrgemal. Punane silt (arteri tähis) peab olema üle kuurnaruki.

d. Mansetti peab katma tihealt ühe käe, vastasel juulul mõõtmistulemus vale. Mansetti ei soovitata asetada riitele.

1-2 cm

e. Töstke käigule valemust. Vt pilt 2-2. Seejärel kuvatatakse vererõhu ja pulsisagedus.

f. Mansetti paigaldamine regulaarselt samal kellaajal, kuna vererõhk pääva jooksul muutub.

**7.5. Mõõtmine**

• Vältige sõõrist, suitssetamist ja igasugust pingutust vahetult enne mõõtmist. Kõik need tegurid mõõtavat mõõtmistulemust. Püüa leida aega lõogastumiseks.

• Eemaldage rõivad, mis sobivad täpselt väravale külje.

• Mõõtke alati samal käel.

• Püüduke teie mõõtmisi regulaarselt samal kellaajal, kuna vererõhk pääva jooksul muutub.

**7.6. Vererõhu näituse võtmine** (pildid 1, 1-1, 1-2)

Päramas seadet paigaldamist ja keha mugavas asendis vajutage nuppu START (Käivita). Kuulataks piisukas ja enesetestimiseks kuvatatakse kõik vahvad tähemärkid. Vt pilt 1. Kui segumi puudub, võtke ühendust teeninduskeskusega.

a. Seejärel hakkab vererõhuaparaat otsima nullrohkku. Vt pilt 1-1.

b. Seejärel täidab mansetti kuni mõõtmiseks on kogunenud piisavalt rõhku. Seejärel vahastab vererõhuaparaat mansetit aeglaseks rõhku ja teostab mõõtmise.

Lõpuks arvutatakse vererõhk ja pulsisagedus ning kuvatatakse LCD-ekraanil.

Ebasegregulaarne südamelöökide sümbool (kui on) vilgub. Vt pilt 1-2.

**7.7. Pulsiriidu arutmia tuvastamine**

LCD-ekraanil näitab ebanoormaalset tulemust.

Kõneleme, kte viki keha liikumine, vihane, erutud või nörviline testimise ajal.

Testige uuesti, kui olete rahuks ja ei räägi ega ligutage.

Ebasegregulaarne südamelöökide sümbool (arutmia).

Raske arutmia on inimestel ei ole sobiv.

Kasutada seda vererõhuaparaat.

Pilt 1 Pilt 1-1 Pilt 1-2

**7.8. HOOLDUS**

1. Ärge pillake seadme maha egaavaldate tugevat mööja.

2. Vältige kõrget temperatuuri ja pääkese kätte jätmist. Ärge sulekage seadme vette, sealset see veele.

3. Juhul kui seadet säilitatakse kulumispunkti lähestikul tuleb seadme vette enne kasutamist vormida toatemperatuuri aklimatiserida.

4. Ärge vabate seadete osadeks.

5. Toimivust on soovitatud kontrollida iga 2 aasta tagant või pärast parandamist.

Palun võtke ühendust teeninduskeskusega.

6. Puhas

## PRO-35

Tensiometru digital automat  
cu măsurare pe braț



**1. INTRODUCERE**  
Vă mulțumim pentru achiziționarea tensiometrului digital automat de braț PRO-35 produs de compania B.Well. Acest dispozitiv este proiectat pentru o utilizare comodă și simplă, asigurând o măsurare rapidă și precisă a tensiunii arteriale și a pulsului, utilizând metoda de măsurare oscilometrică.

PRO-35 reprezintă un dispozitiv digital complet automat pentru măsurarea tensiunii arteriale la nivelul brațului.

### Avantaje importante ale dispozitivului PRO-35:

- Tehnologie de ultimă oră Inteltek/Classic folosește metoda de măsurare oscilometrică prin evacuarea aerului pentru o măsurare rapidă, precisă și fără dureri.
- Tehnologie de depistare a aritmiei
- Stocare în memorie a 30 de măsurători
- Scala de culoare a nivelului de tensiune arterială în conformitate cu Societatea Europeană de Hipertensiune (ESH)
- Mansete conică cu sușă deținătoare, ce poate fi spălată.
- Posibilitatea utilizării adaptorului de retea.
- Acest dispozitiv este simplu și ușor de folosit, fiind testat în cadrul studiilor clinice în scopul asigurării unei inale precise.

### 2. CLASIFICAREA VALORILOR TENSIUNII ARTERIALE

Dacă urmăriți un tratament, ce necesită un control regulat al tensiunii arteriale, notați valorile TA, cănd măsurări de sine stătător tensiunea la o oră anumită pe parcursul zilei. Arătați valorile notate medicului dumneavoastră. Niciodată nu folosiți rezultatele măsurătorilor pentru a modifica de la sine dozele terapeutice prescrise de medici.

Tabelul pentru clasificarea valorilor tensiunii arteriale (unitatea de măsură: mm coloană de mercur) conform Societății Europene de Hipertensiune (ESH)

Diapazon	Tensiune arterială sistolică	Tensiune arterială diastolică	Măsuri
Grad III: hipertensiune arterială severă	180 și mai mult	110 sau mai mult	Consultați imediat medicul
Grad II: hipertensiune arterială moderată	160-179	100-109	Adresați-vă imediat medicului
Grad I: hipertensiune arterială ușoară	140-159	90-99	Consultați medicul
Limita superioară a normalului	130-139	85-89	Consultați medicul
Normal	Mai puțin de 130	Mai puțin de 85	Autocontrol
Optimal	Mai puțin de 120	Mai puțin de 80	Autocontrol

**① NOTĂ:** Arătați valorile măsurătemedicalui dvs. Nu utilizați niciodată rezultatele măsurătorilor pentru a modifica dozaile medicamentelor prescrise de medicul dvs.

### 3. PĂRTI COMONENTE ALE DISPOZITIVULUI

Model PRO-35



### 4. INDICAȚII DE UTILIZARE

Tensiometrul digital automat de braț este destinat utilizării atât de personalul medical cât și la domiciliu, determinând tensiunea arterială și pulsul unui adult cu ajutorul unei tehnologii non-invasive, ce constă în aplicarea manșetei gonflabile în jurul brațului. Diametrul manșetei este limitat și este destinat pentru un braț cu o circumferință de 22-42 cm.

### 5. CONTRAINDIICAȚII

Tensiometrul digital automat de braț nu este recomandat pacientilor cu forme severe de aritmie.

### 6. MĂSURI DE PRECAUȚIE

1. Înainte de a utiliza dispozitivul, citiți cu atenție manualul de utilizare și alte documente ce însoțesc dispozitivul.
2. Nu vă mișcați, rămânând în repaus și odihniți-vă timp de 5 minute înainte de a măsura tensiunea arterială.
3. Manșeta trebuie plasată la nivelul inimii.
4. În timpul măsurătorii nu vă mișcați și nu vorbiți.
5. Măsurătorile se fac pe una și aceeași mână.
6. Între măsurători întotdeauna sălbiți manșeta și faceți o pauză de 1-1.5 minute pentru a restabili circulația sanguină în mână. Umflarea continuă excesivă (presiunea în manșetă depășește 300 mmHg sau rămâne la nivel mai mare de 15 mmHg mai mult de 3 minute) a camerei manșetei poate duce la apariția echimoziei pe mănu dumneavoastră.
7. Consultați medicul, dacă aveți dubii în privința cazurilor menționate mai jos:
  - 1) aplicarea manșetei pe rană sau în cazul existenței unui proces inflamator;
  - 2) aplicarea manșetei pe membru, pe care există acces intravascular sau are loc tratamentul, sunt artero-venos (A-B);
  - 3) aplicarea manșetei pe braț pe partea mastectomiei;
  - 4) utilizarea concomitentă pe același membru a altor dispozitive medicale pentru monitorizare;
  - 5) necesitatea controlului circulației sanguine la pacient.
8. Acest tensiometru digital automat de braț este destinat adulților și nu trebuie niciodată utilizat pentru surgi sau copii de vîrstă fragedă. Consultați medicul

dumneavoastră sau un alt specialist în domeniul medicinii înainte de utilizarea dispozitivului, pentru copiii mai mari.

9. Nu utilizați acest dispozitiv în mijlocul de transport aflat în mișcare. Aceasta poate duce la eroi de măsurare.
10. Măsurătorile tensiunii arteriale cu ajutorul acestui dispozitiv sunt echivalente celor efectuate de către un cadru medical calificat, care folosește în acest scop metoda sunetelor Korotkoff.
11. Pentru a obține informații privind interferențele electromagnetice sau de altă natură între tensiometru și alte dispozitive, să recomandări în ceea ce privește evitarea unor astfel de interferențe, citiți capitolul INFORMAȚII PRIVIND COMPATIBILITATEA ELECTROMAGNETICĂ.
12. Nu utilizați altă manșetă decât cele livrate de producător. În caz contrar aceasta pot pune în pericol biocompatibilitatea și pot cauza eroi de măsurare.

13. Δ Dispozitivul poate să nu corespundă caracteristicilor sale de exploatare sau să pună în pericol securitatea în cazul în care este păstrat sau utilizat în afara limitelor de temperatură și umiditate specificate.

14. Δ Nu permiteți utilizarea manșetei dumneavoastră persoanelor, ce suferă de boli ale pielei.

15. Atenție orice modificare sau intervenție asupra aparatului neautorizată poate duce la pierderea garanției.

16. Acest dispozitiv a fost testat și se incadrează în reglementările corespunzătoare dispozitivelor digitale de clasa B, în conformitate cu secțiunea a 15-a din Regulamentul FCC. Aceste reglementări au fost elaborate în scopul de a asigura protecția la interferențe dăunătoare în timpul funcționării în zonele de locuit. Acest dispozitiv generează, utilizează și poate emite energie de radiofreqvență, dacă nu este instalat și nu se utilizează în conformitate cu instrucțiunile de utilizare, aceasta poate provoca interferențe dăunătoare care pot afecta comunicațiile radio. Cu toate acestea, nu există garanție că interferențele nu vor apărea într-un anumit dispozitiv. Dacă acest echipament provoacă interferențe dăunătoare receptiei radio și TV, se poate remedia prin pornea și oprirea echipamentului. Utilizatorul poate să incerce să corecteze interferența prin una sau mai multe dintre măsurile următoare:
  - a. orientați sau reamplașați antena de receptorie;
  - b. măriți distanța dintre echipament și receptor;
  - c. conectați echipamentul la priza din alt circuit decât cel care este conectat receptorul;
  - d. apelați la ajutorul dealerului sau unui specialist calificat radio/TV.

17. Utilizați doar adaptorul de curent alternativ AD-155. Adaptorul de rețea cu ieșire DC 6.0V 600 mA corespunde normelor IEC 60601-1/EN 60601-1/UL 60601-1 și IEC 60601-1-2/EN 60601-1-2/UL 60601-1-2. Este interzis utilizarea unui alt model de adaptor.

18. Utilizați doar adaptorul de curent alternativ AD-155. Adaptorul de rețea cu ieșire DC 6.0V 600 mA corespunde normelor IEC 60601-1/EN 60601-1/UL 60601-1 și IEC 60601-1-2/EN 60601-1-2/UL 60601-1-2. Este interzis utilizarea unui alt model de adaptor.

19. Utilizați doar adaptorul de curent alternativ AD-155. Adaptorul de rețea cu ieșire DC 6.0V 600 mA corespunde normelor IEC 60601-1/EN 60601-1/UL 60601-1 și IEC 60601-1-2/EN 60601-1-2/UL 60601-1-2. Este interzis utilizarea unui alt model de adaptor.

20. Utilizați doar adaptorul de curent alternativ AD-155. Adaptorul de rețea cu ieșire DC 6.0V 600 mA corespunde normelor IEC 60601-1/EN 60601-1/UL 60601-1 și IEC 60601-1-2/EN 60601-1-2/UL 60601-1-2. Este interzis utilizarea unui alt model de adaptor.

21. Utilizați doar adaptorul de curent alternativ AD-155. Adaptorul de rețea cu ieșire DC 6.0V 600 mA corespunde normelor IEC 60601-1/EN 60601-1/UL 60601-1 și IEC 60601-1-2/EN 60601-1-2/UL 60601-1-2. Este interzis utilizarea unui alt model de adaptor.

22. Utilizați doar adaptorul de curent alternativ AD-155. Adaptorul de rețea cu ieșire DC 6.0V 600 mA corespunde normelor IEC 60601-1/EN 60601-1/UL 60601-1 și IEC 60601-1-2/EN 60601-1-2/UL 60601-1-2. Este interzis utilizarea unui alt model de adaptor.

23. Utilizați doar adaptorul de curent alternativ AD-155. Adaptorul de rețea cu ieșire DC 6.0V 600 mA corespunde normelor IEC 60601-1/EN 60601-1/UL 60601-1 și IEC 60601-1-2/EN 60601-1-2/UL 60601-1-2. Este interzis utilizarea unui alt model de adaptor.

24. Utilizați doar adaptorul de curent alternativ AD-155. Adaptorul de rețea cu ieșire DC 6.0V 600 mA corespunde normelor IEC 60601-1/EN 60601-1/UL 60601-1 și IEC 60601-1-2/EN 60601-1-2/UL 60601-1-2. Este interzis utilizarea unui alt model de adaptor.

25. Utilizați doar adaptorul de curent alternativ AD-155. Adaptorul de rețea cu ieșire DC 6.0V 600 mA corespunde normelor IEC 60601-1/EN 60601-1/UL 60601-1 și IEC 60601-1-2/EN 60601-1-2/UL 60601-1-2. Este interzis utilizarea unui alt model de adaptor.

26. Utilizați doar adaptorul de curent alternativ AD-155. Adaptorul de rețea cu ieșire DC 6.0V 600 mA corespunde normelor IEC 60601-1/EN 60601-1/UL 60601-1 și IEC 60601-1-2/EN 60601-1-2/UL 60601-1-2. Este interzis utilizarea unui alt model de adaptor.

27. Utilizați doar adaptorul de curent alternativ AD-155. Adaptorul de rețea cu ieșire DC 6.0V 600 mA corespunde normelor IEC 60601-1/EN 60601-1/UL 60601-1 și IEC 60601-1-2/EN 60601-1-2/UL 60601-1-2. Este interzis utilizarea unui alt model de adaptor.

28. Utilizați doar adaptorul de curent alternativ AD-155. Adaptorul de rețea cu ieșire DC 6.0V 600 mA corespunde normelor IEC 60601-1/EN 60601-1/UL 60601-1 și IEC 60601-1-2/EN 60601-1-2/UL 60601-1-2. Este interzis utilizarea unui alt model de adaptor.

29. Utilizați doar adaptorul de curent alternativ AD-155. Adaptorul de rețea cu ieșire DC 6.0V 600 mA corespunde normelor IEC 60601-1/EN 60601-1/UL 60601-1 și IEC 60601-1-2/EN 60601-1-2/UL 60601-1-2. Este interzis utilizarea unui alt model de adaptor.

30. Utilizați doar adaptorul de curent alternativ AD-155. Adaptorul de rețea cu ieșire DC 6.0V 600 mA corespunde normelor IEC 60601-1/EN 60601-1/UL 60601-1 și IEC 60601-1-2/EN 60601-1-2/UL 60601-1-2. Este interzis utilizarea unui alt model de adaptor.

31. Utilizați doar adaptorul de curent alternativ AD-155. Adaptorul de rețea cu ieșire DC 6.0V 600 mA corespunde normelor IEC 60601-1/EN 60601-1/UL 60601-1 și IEC 60601-1-2/EN 60601-1-2/UL 60601-1-2. Este interzis utilizarea unui alt model de adaptor.

32. Utilizați doar adaptorul de curent alternativ AD-155. Adaptorul de rețea cu ieșire DC 6.0V 600 mA corespunde normelor IEC 60601-1/EN 60601-1/UL 60601-1 și IEC 60601-1-2/EN 60601-1-2/UL 60601-1-2. Este interzis utilizarea unui alt model de adaptor.

33. Utilizați doar adaptorul de curent alternativ AD-155. Adaptorul de rețea cu ieșire DC 6.0V 600 mA corespunde normelor IEC 60601-1/EN 60601-1/UL 60601-1 și IEC 60601-1-2/EN 60601-1-2/UL 60601-1-2. Este interzis utilizarea unui alt model de adaptor.

34. Utilizați doar adaptorul de curent alternativ AD-155. Adaptorul de rețea cu ieșire DC 6.0V 600 mA corespunde normelor IEC 60601-1/EN 60601-1/UL 60601-1 și IEC 60601-1-2/EN 60601-1-2/UL 60601-1-2. Este interzis utilizarea unui alt model de adaptor.

35. Utilizați doar adaptorul de curent alternativ AD-155. Adaptorul de rețea cu ieșire DC 6.0V 600 mA corespunde normelor IEC 60601-1/EN 60601-1/UL 60601-1 și IEC 60601-1-2/EN 60601-1-2/UL 60601-1-2. Este interzis utilizarea unui alt model de adaptor.

36. Utilizați doar adaptorul de curent alternativ AD-155. Adaptorul de rețea cu ieșire DC 6.0V 600 mA corespunde normelor IEC 60601-1/EN 60601-1/UL 60601-1 și IEC 60601-1-2/EN 60601-1-2/UL 60601-1-2. Este interzis utilizarea unui alt model de adaptor.

37. Utilizați doar adaptorul de curent alternativ AD-155. Adaptorul de rețea cu ieșire DC 6.0V 600 mA corespunde normelor IEC 60601-1/EN 60601-1/UL 60601-1 și IEC 60601-1-2/EN 60601-1-2/UL 60601-1-2. Este interzis utilizarea unui alt model de adaptor.

- <ol style