

Пайдалану жөніндегі басылық (Пайдалану жөніндегі нұсқаулық)

MED-55

Артериалық қысым мен тамыр соғуы жүлгін олшеуле арналған аспап.

**Автоматты****1. КІРІСПЕ**

B.Well компаниясынан өндірілген MED-55 білек тұсындағы артериалық қан қысымын олшеуле арналған аспаптың аспаптың алғысынан алып, үйнегіл артқы аралық жүлгін олшеуле арналған аспап.

Тәжірибелі артериалық қысымын олшеуле арналған аспап MED-55 үшінде көрсеткіштік сипаттастырылған. Системалық және диастолалық артериалық қан қысымын, сондай-ақ осцилометриялық, олешеудің алдындағы тамыр соғуы жүлгін олшеуле арналған аспап.

Колдану аспас: емдеуде мекемелерде және үй жағдайларында.

MED-55 аспапының артықшылықтары:

- 3-жеке режимі: 3 олшеве және нағиже интегралтуды есептей
- Дисплейде түрлі-түсті немесе жылдық артериалық қысым деңгейін көрсетеді
- Intellect Active заманауында олешеулерге тез және үштікте олшеве ушин ауаны манекеттегі дәрігерден көзделі
- Екі пайдаланушын арналған жады: артықшылық 60 шеңдеуден
- Көзделі аспаптың аспаптың алдындағы тамыр соғуы жүлгін олшеуле арналған аспап
- Аспаптың аспаптың алдындағы тамыр соғуы жүлгін олшеуле арналған аспап
- МЕД-55 үшінде көрсеткіштік сипаттастырылған. Системалық және диастолалық артериалық қан қысымын мен осцилометриялық, тәсілмен тамыр соғуы жүлгін олшеуле арналған
- Колдану аспас: емдеуде мекемелерде және үй жағдайларында.

2. АРТЕРИЯЛЫҚ ҚЫСЫМ МӘНДЕРІНІҢ ЖІКІЛЕУІ

Артериалық гипертензия Еуропалық когамызы (ESH) сәйкес артериалық қысым мәндерін (өлшемін білігі: сан.баг. мм) жүлгітке арналған кесте

Ауқым	Систолалық артериалық қан қысымы	Диастолалық артериалық қан қысымы	Шаралар
3-дараже: гипертония аурунан күрделі түр	180 немесе одан жогары	110 немесе одан жогары	Дарірге деруе көралышы
2-дараже: гипертония аурунан орташа түр	160-179	100-109	Дарірге деруе көралышы
1-дараже: гипертония аурунан жөніл түр	140-159	90-99	Дарірге көралышы
Норманың жогары шеғі	130-139	85-89	Дарірге көралышы
Кальпты	130-дан томен	85-тен томен	Өзін-өзі бақылау
Оңтайны	120-дан томен	80-нен томен	Өзін-өзі бақылау

Ф ЕСКЕРТЕ: Олшенген мәндердің дәрігеріндең олешеуліктеріндең жадындаған дәрілердің мөлшерін зерттеңіз. Дәрігеріндең олешеуліктеріндең жадындаған дәрілердің мөлшерін зерттеңіз.

3. АСПАПТАҢЫН ҚҰРАМДАС БӨЛІКТЕРІ

MED-55 үлгісі

**4. КАРСЫ ҚОРСАТЫМДЕР**

Білек тұсында тері қабаттарының бүтіндігі бұзылған жағдайда, бұл аспапты

колдануна тыйым салынды.

5. САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

1. Аспаптың колданудан бұрын, пайдалану жөніндегі нұсқаулықты мүқият оқып шынызды.

2. Тонометрдің пайдалануын немесе олшеве нағижелерін оқыға қыттыстырақтарыңыз болған жағдайда, дәрігерге жүлгінің.

3. Тонометрдің баларадарлардың қолы жеткіттің жерде сақтаңыз.

4. Аспаптың анистезиялық, тұтандын немесе оттегі коспларалының қасында немесе азоттың шалыны бар жерде пайдаланбаңыз.

5. Еңінде болыс: қысымы үй жағдайдан өз бетінде олшеве диагноз көнінен сіздеуден көрсетілді, бұл тек бағынай ғана болып табанды.

6. Аспаптың көрсеткіштіктеріндең тамыр соғуындағы көрсеткіштіктердің жүлгін олшеуле аспаптың мөлшерін зерттеңіз.

7. Жүлгін олшеуле аспаптың түрлі-түсті олешеуліктеріндең жадындаған дәрілердің мөлшерін зерттеңіз.

8. Пайдалану аспаптағандағы аспаптар жағдайдағы түрлі-түсті олешеуліктеріндең жадындаған дәрілердің мөлшерін зерттеңіз.

9. Тонометр жүлгінде, сондай-ақ олешеуліктеріндең жадындаған дәрілердің мөлшерін зерттеңіз.

10. Бон тоғындағы жағдайда, осы аспаптегін жағдайдағы түрлі-түсті олешеуліктеріндең жадындаған дәрілердің мөлшерін зерттеңіз.

11. Тын жиғітушіндең көзінен көзделі аспаптың жадындаған дәрілердің мөлшерін зерттеңіз.

12. Манекеттегі жағдайда, манекеттегіндең көзінен көзделі аспаптың жадындаған дәрілердің мөлшерін зерттеңіз.

13. Кысымындағы олшеве жадындаған дәрілердің мөлшерін зерттеңіз.

14. Олшеве жадындаған дәрілердің мөлшерін зерттеңіз.

15. Егер аспаптың аспаптың алдындағы тамыр соғуындағы жадындаған дәрілердің мөлшерін зерттеңіз.

16. Олшеве жадындаған дәрілердің мөлшерін зерттеңіз.

17. Егер колданудан көзделі аспаптың жадындаған дәрілердің мөлшерін зерттеңіз.

18. Егер колданудан көзделі аспаптың жадындаған дәрілердің мөлшерін зерттеңіз.

19. Егер колданудан көзделі аспаптың жадындаған дәрілердің мөлшерін зерттеңіз.

20. Егер колданудан көзделі аспаптың жадындаған дәрілердің мөлшерін зерттеңіз.

21. Егер колданудан көзделі аспаптың жадындаған дәрілердің мөлшерін зерттеңіз.

22. Егер колданудан көзделі аспаптың жадындаған дәрілердің мөлшерін зерттеңіз.

23. Егер колданудан көзделі аспаптың жадындаған дәрілердің мөлшерін зерттеңіз.

24. Егер колданудан көзделі аспаптың жадындаған дәрілердің мөлшерін зерттеңіз.

25. Егер колданудан көзделі аспаптың жадындаған дәрілердің мөлшерін зерттеңіз.

26. Егер колданудан көзделі аспаптың жадындаған дәрілердің мөлшерін зерттеңіз.

27. Егер колданудан көзделі аспаптың жадындаған дәрілердің мөлшерін зерттеңіз.

28. Егер колданудан көзделі аспаптың жадындаған дәрілердің мөлшерін зерттеңіз.

29. Егер колданудан көзделі аспаптың жадындаған дәрілердің мөлшерін зерттеңіз.

30. Егер колданудан көзделі аспаптың жадындаған дәрілердің мөлшерін зерттеңіз.

31. Егер колданудан көзделі аспаптың жадындаған дәрілердің мөлшерін зерттеңіз.

32. Егер колданудан көзделі аспаптың жадындаған дәрілердің мөлшерін зерттеңіз.

33. Егер колданудан көзделі аспаптың жадындаған дәрілердің мөлшерін зерттеңіз.

34. Егер колданудан көзделі аспаптың жадындаған дәрілердің мөлшерін зерттеңіз.

35. Егер колданудан көзделі аспаптың жадындаған дәрілердің мөлшерін зерттеңіз.

36. Егер колданудан көзделі аспаптың жадындаған дәрілердің мөлшерін зерттеңіз.

37. Егер колданудан көзделі аспаптың жадындаған дәрілердің мөлшерін зерттеңіз.

38. Егер колданудан көзделі аспаптың жадындаған дәрілердің мөлшерін зерттеңіз.

39. Егер колданудан көзделі аспаптың жадындаған дәрілердің мөлшерін зерттеңіз.

40. Егер колданудан көзделі аспаптың жадындаған дәрілердің мөлшерін зерттеңіз.

41. Егер колданудан көзделі аспаптың жадындаған дәрілердің мөлшерін зерттеңіз.

42. Егер колданудан көзделі аспаптың жадындаған дәрілердің мөлшерін зерттеңіз.

43. Егер колданудан көзделі аспаптың жадындаған дәрілердің мөлшерін зерттеңіз.

44. Егер колданудан көзделі аспаптың жадындаған дәрілердің мөлшерін зерттеңіз.

45. Егер колданудан көзделі аспаптың жадындаған дәрілердің мөлшерін зерттеңіз.

46. Егер колданудан көзделі аспаптың жадындаған дәрілердің мөлшерін зерттеңіз.

47. Егер колданудан көзделі аспаптың жадындаған дәрілердің мөлшерін зерттеңіз.

48. Егер колданудан көзделі аспаптың жадындаған дәрілердің мөлшерін зерттеңіз.

49. Егер колданудан көзделі аспаптың жадындаған дәрілердің мөлшерін зерттеңіз.

50. Егер колданудан көзделі аспаптың жадындаған дәрілердің мөлшерін зерттеңіз.

51. Егер колданудан көзделі аспаптың жадындаған дәрілердің мөлшерін зерттеңіз.

52. Егер колданудан көзделі аспаптың жадындаған дәрілердің мөлшерін зерттеңіз.

53. Егер колданудан көзделі аспаптың жадындаған дәрілердің мөлшерін зерттеңіз.

54. Егер колданудан көзделі аспаптың жадындаған дәрілердің мөлшерін зерттеңіз.

55. Егер колданудан көзделі аспаптың жадындаған дәрілердің мөлшерін зерттеңіз.

56. Егер колданудан көзделі аспаптың жадындаған дәрілердің мөлшерін зерттеңіз.

57. Егер колданудан көзделі аспаптың жадындаған дәрілердің мөлшерін зерттеңіз.

58. Егер колданудан көзделі аспаптың жадындаған дәрілердің мөлшерін зерттеңіз.