


MED-3000

Infrasarkano staru termometrs

**B.WELL
SWISS
CONTROLLED**



LV Lietošanas norādījumi

1. IEVADS

Cienījamais patēriņš! Apsveicam ar B.Well infrasarkano staru termometra iegādi!

Paldies, ka izvēlējies mūsu produktu!

Tālāk sniegti MED-3000 lietošanas priekšrocību piemēri.

1. Trīs funkcijas vienā termometrā

Cilvēka kermena/priekšmetu/apķiertējās vides temperatūras noteikšana

2. Vērtības noteikšana vienā sekušanas laikā

Preča un uzticama darbība

Luksofora tipa fona apgaismojums (cilvēka kermena režīmā)

5. Izsekošanas gaismas

6. 25 ierakstu atmiņa

7. Lielis LCD displejs

8. Iespēja pārslēgties starp °C un °F

2. PAREDZĒTAIS MĒRĶIS

Ierice ir paredzēta intermitējošai cilvēka kermena temperatūras noteikšanai un uzraudzībai, nosakot pieres temperatūru māju, klinikkās un veselības aprūpes iestādēs.

Tālāk norādītos gadījumos ir ieteicams veikt kontroliemērijumu ar parasto termometru.

1. Ja rādījums ir pārsteidzoši zems.

2. Jaundzīšanām līdz 100 dienu vecumam.

3. Bēriņam līdz trīs gadiem vecumam, kuriem ir novajinātā imūnsistēma vai kuri neparasti reagē uz drudzi vai tā trūkumu.

3. PIESARDĪBAS PASĀKUMI

Lietojot šo produktu, ievērojiet visas tālāk uzskaitītās piezīmes. Jebkāda šiem pazīnojumiem pretēja darbība var izraisīt traumas vai ietekmēt precizi.

1. Ja termometru lieto bēriņi vai personas ar ipāšam vajadzībām, termometrs tiek lietots sādām personām vai šādu personu tuvumā, ir nepieciešams stingra uzraudzība.

2. Izmantojiet termometru tikai paredzētajām solukām, kas aprakstīts šajā rokasgrāmatā.

3. Neizmantojiet termometru, ja tas nedarbojas pareizi vai ir jebkādā veidā bojāts.

Piesardības pasākumi un brīdinājumi

Tāpat kā darbā ar jebkuru citu termometru, precīzu temperatūras rādījumu iegūšana ir liela mērā atkarīga no pareizas metodes.

Pirms lietošanas pilnīgi rūpīgi izlaisti šo rokasgrāmatu.

● Termometrs obligāti jādarbina temperatūras diapazonā no 5 °C līdz 40 °C (no 41 °F līdz 104 °F) un relatīvā mitruma diapazonā no 15 līdz 93%.

● Termometrs obligāti jāglabā vēsā, sausā vietā temperatūras diapazonā no -25 °C līdz 70 °C (no -13 °F līdz 158 °F) un relatīvā mitruma diapazonā no 15 līdz 93%.

● Iericei nav nepieciešams kalibrēšana.

● Pirms izmantošanas ietotājām ir jāpārbauda, vai aprīkojums darbojas droši, un jāpārbaudīs.

● Rāzotājs neieprasa, kā vias ir plānoti stāvokļi.

● Iericei nav pieejams modifikāciju nāvītājums.

● Iericei nav pieejams ieraksts ierakstājām, kad tuvumā ir uzliesmojoša anestēzijas līdzekļu maiņu.

● Netiriet ierici, kas tiek izmantota, un neievēciet šādas ierices apkopi.

● Izvairieties no tiemēšiem saules stāriem.

● Izvairieties no termometra nomēšanās, ja termometrs ir nomests un domājat, ka termometrs varētu būt bojāts, nekavējoties sazinieties ar klientu apkalošanas dienestu.

● Neizteiciet lēcu.

● Neizjauciet termometru.

● Obligāti ievērojiet pamata drošības pasākumus, iepāši gadījumos, kad termometru lieto bēriņi vai personām ar ipāšam vajadzībām vai termometru lieto šādu personu tuvumā.

● Šo termometru nav paredzēts izmantot kā aizstājēju konsultācijai ar ārstu.

● Jebkādu gadījumā temperatūras mērīšanas rezultāts ir izmantojams TIKAI atsaucei. Pirms jebkādu medicīnisku darbību veikšanas sazinieties ar ārstu.

● Ja izmērīta temperatūra ir drūžu temperatūras diapazonā no >37.9 °C (100.2 °F) līdz <42.9 °C (109.3 °F), kārora display parādītais sarkanais LCD indikators, nekavējoties sazinieties ar ārstu.

● Pirms temperatūras mērīšanas šīm termometram un temperatūras mērīšanas subjektam vismaz 30 minūtes ir jāstādotas stabīlā vidē.

4. KONTRINDIKĀCIJAS

⚠ Kontrindikācijas: nav atklātas.

5. PRODUKTA IDENTIFIKĀCIJA

skat. **A** attēlu.

1 Izsekošanas gaisma (diode)

2 Mērīšanas sensors

3 Režīma pārlēgs

4 Akumulatora pārsegss

5 LCD displejs

6 Poga ON (leslēgts)/mērījums/atmiņa/iestatīšana

6. LCD displeja apraksts

skat. **B** attēlu.

1 Temperatūras rādījums

2 Priekšmeta režīms

3 Kermena režīms

4 Temperatūras mērvienība

5 Akumulatora indikators

6 Atmiņas indikators

7. KAS IR "NORMĀLA" TEMPERATŪRA?

Temperatūra pries un deninu zonā atšķiras no iekšējās temperatūras, ko nosaka iekšķīgi vai rektali. Drūžu sakuma stādījā var rasties vasokonstrukcijas efekts, kas sašaurina asinsvadus un atdzēs āudu. Sādā gadījumā mērījumu staru termometra MED-3000 noteikta temperatūra var būt nepārāktīga. Ja atsauci varat arī izmērīt iekšējo kermena temperatūru, izmantojot parasto perorālo vai rektalio termometru. Kermena temperatūra dažādiem individuvi/Personām var atšķirties. Temperatūra atšķiras arī atkarībā no atrašanās vietas kermeni un dienās laikā. Tālāk ir norādīti statistiski normālie temperatūras diapozoni dažādās kermēna vietas.

Nemiet vērā, ka nedrīkst salīdzināt temperatūras rādījumus, kas noteikti dažādās kermēna vietas (ari vienlaikus). Drūžus liecina, ka kermena temperatūra ir augstāka par normālu. Šo simptому var izraisīt infekcija, pārmērīgi biezs apgārs vai imunizācija. Dažiem cilvēkiem var nerasties drūžus pārāk tādi, ja viņi ir slimī. Šo personu piemīti ir zīdiņi, kas jauktās par 3 mēnešiem, personas ar novajinātu imūnsistēmu, personas, kurās lieto antibiotikus, steroidus vai antipirētikus līdzekļus (aspirīnu, ibuprofēnu, acetaminofēnu), vai personas konkrētām hroniskām sašķīšanām. Slikta pašsājūtas gadījumā sazinieties ar ārstu pārāk tādi, ja jums nav drūžu.

Normālas temperatūras diapozoni dažādās kermēna vietas

Mute	36.4 - 37.6 °C
Taisnā zarna/auss	36.7 - 38.2 °C
Paduse	35.8 - 37.3 °C

8. AKUMULATORA UZSTĀDIŠANA/NOMAINĀ

Bridinājums par zemu akumulatora uzlādes līmeni:

Termometra komplektājā ir ietverti divi 1.5 V AAA sārnu akumulatori. Ja akumulatora uzlādes līmenis būs zems, termometr tiks parādīts bridinājuma uzraksts . Veiciet tālāk norādītās darbības, lai nekavējoties nomainītu akumulatoru prezentējā.

Tālāk aprakstīta akumulatora nomaiņa.

- Uzmanīgi pabiedi akumulatora vāciņu atpakaļ.
- Uzmanīgi izņemiet vecos akumulatorus un pareizi utilizējiet tos.
- Levojiet jaunus akumulatorus (divus 1.5 V AAA sārnu akumulatorus), ievērojot pareizu polaritāti.
- Virziet akumulatora vāciņu atpakaļ vietā.

① PIEZĪME.

- Termometrs darbosies arī pēc tam, kad parādīs ziņojums ; tomēr ieteicams jebkādu gadījumā nomainīt akumulatoru.
- Jā ierīce netiks lietota ilgāku laiku, ieteicams izņemt akumulatoru.
- Akumulatori jāglabā bēriņi nepieejamā vietā. Ja akumulatori tiek norīti, nekavējoties vērtējiet pie ārā, lai saņemtu palīdzību.
- Uzmanīgi izņemiet akumulatorus parastajās sadzīves atkritumos.

9. PĀRSLEĢĀNĀS STARP FĀRENHEITA UN CELSIA GRĀDIEM

Šajā termometrā rezultāts var parādīt Celsija (°C) vai Fārenheita (°F) grādu mērvienībās.

- Pirms temperatūras mērvienības atlases termometram jābūt pozīcijā OFF (izslēgts).
- Nospiediet un turiet nospieci pogu ON (leslēgts) 8 sekundes, līdz LCD paneli tiek parādīti sākums  vai °F, kā norādīts attēlu. Vēlreiz nospiediet pogu ON (leslēgts), lai atlasiņa mērvienību "C" vai °F. Skat. **C** attēlu
- Nospiediet un turiet nospieci pogu ON (leslēgts) 3 sekundes – ierīce automātiski saglabās atlasiņu un izslēgsies.

10. IZSEKOŠANAS GAISMAS IESLĒGŠANA

Šis termometrs nodrošina izsekošanas gaismu (diodi), lai palīdzētu lietotājiem novietot termometru pareizajā pozīcijā.

- Termometram jābūt pozīcijā OFF (izslēgts).
- Nospiediet un turiet nospieci pogu ON (leslēgts) 10 sekundes, līdz LCD paneli tiek parādīti sākums .
- Ir izslēgtais pogu ON (leslēgts), lai iegūtu viss izslēgtu gaismas diodi – ja gaismas diode ir izslēgta, par to liecina gaismas indikatori zilā krāsā; ja gaismas diode ir izslēgta, apgaismojumu nav. Skat. **E** attēlu
- Nospiediet un turiet nospieci pogu ON (leslēgts) 3 sekundes – ierīce automātiski saglabās atlasiņu un izslēgsies.

11. PĀRSLEĢĀNĀS STARP MĒRŠANAS REŽĪMIEM

Ir pieejami tālāk norādītie režīmi.

1. Kermena režīms

Sāk režīmu izmantojot jaunu noteiktu pieres temperatūru. Skat. **D**-**1** attēlu.

2. Priekšmeta režīms

Sāk režīmu izmantojot jaunu noteiktu priekšmeta temperatūru. Skat. **D**-**2** attēlu.

Izvēlieties vajadzīgo režīmu, izmantojot jaunu noteiktu pieres temperatūru.

Klusums režīms

Skaņas signāls var izslēgt, veicot tālāk norādītās darbības.

- Infrasarkano staru termometram jābūt pozīcijā OFF (izslēgts).
- Pēc nospiedētām atlasiņām ierīcei atsāktais apgaismojums (C vai °F) ir pārāk augsts.
- Nospiediet un turiet nospieci pogu ON (leslēgts) 10 sekundes, līdz LCD paneli tiek parādīti sākums .
- Ja izslēgtais pogu ON (leslēgts), lai iegūtu viss izslēgtu gaismas diodi – ja gaismas diode ir izslēgta, par to liecina gaismas indikatori zilā krāsā; ja gaismas diode ir izslēgta, apgaismojumu nav. Skat. **E** attēlu

12. CILVĒKA TEMPERATŪRAS MĒRĪŠANA

Ieteikumi cilvēka temperatūras mērīšanai

Nemiet vērā, ka pirms lietošanas termometram vismaz 30 minūtes ir jāstādotas telpā, kur tiek veiktais mērījums.

① PIEZĪME.

- Ja meģinājiet mērīt temperatūru citās kermēna vietas, kas nav pieres, rezultāti var būt neprecizi.
- Ja pacienta āda ir klāta ar apmatojumu, sviedriem vai neturumiem, pirms mērījuma veikšanas novietiet atiecīgo zonu un uzgaidiet 10 minutes.
- Gādājiet, ja mērīšanas laikā kermens tiek parādīts uzraksts .
- Ja zonde ir novietota lēoti tuvu pieres, rādījumu ietekems apķartējs vides temperatūra.
- Mazļu ādu līdz ātri reāģē uz apķartēja vides temperatūru.