

MED-57

Апарат за измерване на кръвното налягане и честотата на пулса

**1. ВЪВЕДЕНИЕ**

Благодарим Ви, че закупихте апарат за измерване на кръвно налягане на китката MED-57 на компанията B.Well. Проектиран за удобно и лесно използване, този апарат осигурява бързо и надеждно измерване на систоличното и диастоличното кръвно налягане, както и честотата на сърдечните съкращения, чрез използване на осцилометричния измервателен метод.

MED-57 е напълно автоматично дигитално устройство за измерване на кръвното налягане на китката.

Предназначение: Апаратът за измерване на кръвното налягане и честотата на пулса модел MED-57 с аксесоари е предназначен за индиректно измерване на систоличното и диастоличното кръвно налягане и честотата на сърдечните съкращения по осцилометричен метод.

Област на приложение: за използване от медицински специалисти и в домашни условия.

Важни предимства на MED-57:

- Модерната технология Intellect Active използва осцилометрични измервания по време на надуване на маншета за бързо и точно измерване.
- Подсветка на дисплея за удобно измерване при всяка светлина.
- Запаметяване на 30 измервания.
- Технология за отчитане на аритмия.
- Изчисляване на средната стойност от последните три измервания.
- Цветна скала за нивото на налягането според Европейското дружество по хипертония (ESH).
- Показва дата и час.
- Маншет с китка от обиколка 13.5-21.5 см.

2. КЛАСИФИКАЦИЯ НА СТОЙНОСТИТЕ НА КРЪВНОТО НАЛЯГАНЕ

Таблица за класификариране на стойностите на кръвното налягане (единица на измерване: mmHg) според Европейското дружество по хипертония (ESH)

Обхват	Систолично кръвно налягане	Диастолично кръвно налягане	Мери
3 степен: тежка форма на хипертония	По-високо или равно на 180	По-високо или равно на 110	Слепно потърсете медицинска помощ
2 степен: умерена форма на хипертония	160-179	100-109	Незабавно се консултирайте с Вашия лекар
1 степен: лека форма на хипертония	140-159	90-99	Консултирайте се с Вашия лекар
Горна граница на нормата	130-139	85-89	Консултирайте се с Вашия лекар
Нормално	По-ниско от 130	По-ниско от 85	Самонаблидение
Оптимално	По-ниско от 120	По-ниско от 80	Самонаблидение

Ф ЗАБЕЛЕЖКА: Покажете измерените стойности на Вашия лекар. Никога не използвайте резултатите от измерванията, за да промените дозите на лекарствата, предписани от Вашия лекар.

3. СЪСТАВНИ ЧАСТИ НА УРЕДА**4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ**

Не използвайте устройството, ако има увреждане по кожата на китката. Неподходящо е хората с тежка аритмия да използват това устройство.

5. ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

1. Преди употреба внимателно прочетете ръководството за употреба.
2. Стойте неподвижни, спокойни и си починете 5 минути преди измерване на кръвното налягане.
3. Маншетът трябва да е на нивото на сърцето.
4. По време на измерването не говорете, не движете тялото и ръката си. Движението и треперенето могат да повлият на показанията на измерването.
5. Иззвършвайте измерването винаги на една и съща ръка (обикновено лявата).

6. Винаги разхлабвайте маншета и си починайте около 5 минути между измерванията, за да може кръвообращението във ръката Ви да се възстанови. Продължителното прекомерно надуване на балона (налягането в маншета превишава 300 mmHg или се поддържа над 15 mmHg в продължение на повече от 3 минути) може да предизвика екхимоза на ръката Ви.
7. Консултирайте се с Вашия лекар, ако имате никакви съмнения относно следните случаи:

- 7.1. използването на маншета върху рани или при възпалителни заболявания;
- 7.2. използването на маншета върху краник, където има интраваскуларен достъп или терапия, или артерио-венозен (AV) щит;
- 7.3. използването на маншета върху ръка от страната на мастектомия;
- 7.4. единновременно използване с друго медицинско устройство за наблюдение върху същия краник;
- 7.5. използване от човек с пеймейкър. Уредът не оказва влияние върху пеймейкъра. Ако обаче има тежка аритмия или слаб пулс, резултатите от измерванията може да са неточни.

8. Уредът не трябва да се използва при пациенти с лоша периферна циркуляция на кръвта, изразено с ниско кръвно налягане или ниска телесна температура в мястото на измерване ще има слабо кръвоснабдяване).
9. Уредът не трябва да се използва при пациенти, които имат изкуствено сърце и малки дробове (няма да има пулс).
10. Консултирайте се с лекар преди да използвате уреда в следните случаи: общи аритмии, като предсърдни или камерни преждевременни контракции или предсърдно мърдаене, атеросклероза, лоша перфузия, диабет, прееклампсия, бubreни заболявания.
11. Пациентът може да бъде предполаган оператор.
12. Погълнатият на батерии или съдържанието на батерии може да бъде много опасно. Батерите и уредът да се съхраняват на недостъпно място за деца и недееспособни хора.
13. Ако сте алергични към пластмаса/гума, не използвайте този уред.
14. Δ Този автоматичен апарат за кръвно налягане е проектиран за взрастни и никога не трябва да се използва върху бебета или малки деца, или Бременни жени (не са провеждани клинични проучвания върху новородените, деца и Бременни жени). Консултирайте се с Вашия лекар преди употребата при големи деца.
15. Не иззвършвайте този уред в движение със превозно средство.
16. Измерванията на кръвното налягане, извършени с този апарат, са равностойни на тези, получени от квалифициран медицински служител по метода на преслушване на тонове на Коротков.
17. Информация относно потенциални електромагнитни и други смущания между апарат за кръвно налягане и други устройства, какът и съветът за избиване на такива смущания, може да намерите в раздел ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЕЛЕКТРОМАГНИТНА СЪВМЕСТИМОСТ
18. Моля, не ползвайте маншет, различен от предоставения от производителя, в противен случай той би могъл да доведе до биологична несъвместимост и до грешки в измерванията.
19. Δ Апаратът може да не отговори на експлоатационните си показатели или може да застраши безопасността, ако се съхранява или използа при температура и влажност на въздуха извън посочените в техническите спецификации диапазон.

Ф ЗАБЕЛЕЖКА: Звуковите сигнали на уреда могат да бъдат изключени. За да направите това, единновременно натиснете и задръжте бутона «Старт» и «Време» за около 3 секунди. На дисплея ще се появи ON, след това OFF.

Уредът не трябва да се използва при пациенти, които имат изкуствено сърце и малки дробове (няма да има пулс).

Консултирайте се с лекар преди да използвате уреда в следните случаи: общи аритмии, като предсърдни или камерни преждевременни контракции или предсърдно мърдаене, атеросклероза, лоша перфузия, диабет, прееклампсия, бubreни заболявания.

11. Поставяне на маншета

- a. Поставете маншета върху китката, предварително освободена от дрехи, часовници и бижута, 1-2 см над лакътя, а ръката трябва да е с дланта нагоре.
- b. Поставете ръката си с маншета право пред себе си. Маншетът е поставен правилно, ако виждате дисплея и показанията на него.
- c. Маншетът не трябва да бъде нито прекалено стяган, нито прекалено разхлабен.
- d. В същото време не трябва да има свободно пространство между маншета и китката на ръката.

6.4. Иззвършване на измерване

Преди измерването:

- Избивайте да се храните, да пушите, както и да се подлагате на каквото и да било физическо или емоционално натоварване непосредствено пред измерването. Всички тези фактори оказват влияние върху резултата от измерването. Преди измерването трябва да се отпуснете в тъха атмосфера за 10-15 минути.
- Иззвършвайте измерването винаги на една и съща ръка.
- Опитайте се да правите измерванията редовно, по едно и също време, тъй като кръвното налягане се променя през дена.

Правила позиция на тялото по време на измерването

Седнете и опрете стъпалата си на пода, не кръстосвайте краката си.

Първи начин на измерване

- a. Поставете дланта пред себе си върху плоска повърхност, например маса.
- b. Поставете нещо под ръката (наприм. китката на апаратът) така, че маншетът да е приближително на нивото на сърцето.
22. Това оборудване е тествано и признано за съответстващо на ограниченията за дигитални устройства от Клас B, согласно част 15 от Правилата на FCC. Тези ограничения са разработени за осигуряване на разумна защита от вредни смущения при работа на уреда в жилищни помещения. Това оборудване генерира, използва и може да излучва радиочестотна енергия и ако то не е инсталирано и се използва, в противен случай той би могъл да доведе до биологична несъвместимост и до грешки в измерванията.
23. Апаратът може да не отговори на експлоатационните си показатели или може да застраши безопасността, ако се съхранява или използа при температура и влажност на въздуха извън посочените в техническите спецификации диапазон.

Втори начин на измерване

- a. Със свободната си ръка хванете лакътя на ръката, на която е сложен апаратът.
- b. Поставете ръката с апаратът така, че дланта на ръката да е до противоположно рамо, а устройството е на нивото на сърцето.
- c. Уверете се, че можете да видите дисплея на уреда. Отпуснете китката и ръката (не движете китката си напред или назад, не стискайте в юмрук).

Често срещани грешки:

- Движение по време на измерване
- Устройството на ръката не е на нивото на сърцето
- Маншетът не е в по мярка
- Разхлабен маншет

6.5. Отчитане на кръвно налягане

- a. След като маншетът е поставен и тялото Ви е в правилна позиция, натиснете бутона «Старт». Иззвършва се проверка на всички символи на дисплея – Фиг. 5-1.
- b. Съвръждете със сервизния център, ако липсва някой от сегментите на дисплея.

6.6. НАСТРОЙКА И ЕКСПЛОАТАЦИЯ**6.1. Поставяне на батерии**

a.

Маншетът капака на отделението за батерии от гърба на уреда.

b.

Поставете в отделението две батерии с размер AAA.

c.

Затворете капака на отделението за батерии

d.

След като поставите батерии и уредът все още е в изключен режим на дисплея се показва годината (2018). Необходимо е да настроите датата и часа (вж. точка 6.2).

Δ След като LCD-дисплея се показва преди предупредителният символ за батерии, маншетът трябва да бъде създаден съвсем.

След като на LCD-дисплея се показва общият брой запасени съвсем.

Δ За този апарат не са подходящи прераждачи се батерии.

Δ Иззвършете батерии, ако уредът не се изпълни в продължение на един месец, за да се избегнат възможни повреди на уреда в случай на изтичане на електролит от батерията.

Δ Пазете очите си от контакт с електролита в батерии.

Δ Пазете очите си от контакт с електролита в батерии.

Δ Пазете очите си от контакт с електролита в батерии.

Δ Пазете очите си от контакт с електролита в батерии.

Δ Пазете очите си от контакт с електролита в батерии.

Δ Пазете очите си от контакт с електролита в батерии.

Δ Пазете очите си от контакт с електролита в батерии.

Δ Пазете очите си от контакт с електролита в батерии.

Δ Пазете оч

MED-57

Tensiometru automat

**1. INTRODUCERE**

Vă mulțumim că ati achiziționat tensiometrul cu montare pe încheietura mânii MED-57 produs de compania B.Well. Acest dispozitiv este proiectat pentru a utiliza comodă și simplă, asigurând o măsurare rapidă și fiabilă a tensiunii arteriale sistolică și diastolică, precum și a pulsului, utilizând metoda de măsurare oscilometrică.

MED-57 este un dispozitiv digital, complet automat, pentru măsurarea tensiunii arteriale, cu montare pe încheietura mânii. Utilizare prevăzută: tensiometru MED-57, inclusiv accesorii acestuia, reprezentă un sistem neinvaziv de măsurare a tensiunii arteriale destinat pentru măsurarea tensiunii arteriale diastolice și sistolice și a pulsului unei persoane adulte, prin metoda de măsurare oscilometrică.

Domeniu de aplicare: pentru utilizare de către personalul medical sau la domiciliu.

Avantaje importante ale MED-57:


- Tehnologia de ultimă oră Intellect Active folosește metoda de măsurare oscilometrică în timpul gonflării pentru un rezultat rapid, precis și fără dureri.
- Ecran mare cu lumină de fundal.
- Memorie a 30 de măsurători.
- Tehnologia de detectare a aritmiei pulsului.
- Media ultimelor trei măsurători.
- Scala de culoare a nivelului de tensiune arterială în conformitate cu Societatea Europeană de Hipertensiune (ESH).
- Data și ora.
- Pentru o circumferință a încheieturii de 13,5-21,5 cm.

2. CLASIFICAREA VALORILOR TENSIUNII ARTERIALE

Tabelul de clasificare a valorilor tensiunii arteriale (mm Hg) conform Societății Europene de Hipertensiune (ESH)

Interval	Tensiune arterială sistolică	Tensiune arterială diastolică	Măsuri
Gradul 3: hipertensiune arterială severă	Mai mare decât sau egală cu 180	Mai mare decât sau egală cu 110	Solicitați de urgență asistență medicală!
Gradul 2: hipertensiune arterială moderată	160-179	100-109	Adresati-vă imediat medicalului dvs.
Gradul 1: hipertensiune arterială ușoară	140-159	90-99	Consultați medicul dvs.
Limita superioară a normalului	130-139	85-89	Consultați medicul dvs.
Normală	Sub 130	Sub 85	Auto-verificare
Optimă	Sub 120	Sub 80	Auto-verificare

NOTĂ: Arătați valorile măsurate medicului dvs. Nu utilizați niciodată rezultatele măsurătorilor pentru a modifica dozajele medicamentelor prescrise de medicul dvs.

3. INDICATORI DE CONȚINUT și DE AFISARE**4. CONTRAINDIICAȚII**

Nu utilizați dispozitivul dacă pielea prezintă leziuni superficiale în zona încheieturii mânii. Utilizarea acestui dispozitiv de către persoanele cu aritmii grave nu este recomandată.

5. MĂSURI DE PRECAUȚIE

- Inainte de a utiliza dispozitivul, citiți toate informațiile din instrucțiunile de utilizare.
- Nu vă mișcați, rămăneți în repaus și odihniți-vă timp de 5 minute înainte de a măsura tensiunea arterială.
- Manșeta trebuie plasată la același nivel cu inimă.
- În timpul măsurătorii, nu vorbiți și nu vă mișcați corpul și brațul. Mărcarea, tremurul și frisoanele pot afecta cîtearea măsurătorii.
- Măsurări de fiecare dată pe aceeași încheietură (de obicei, încheietura stăngă).
- Vă rugăm să vă relaxați întotdeauna timp de aproximativ 5 minute între măsurători pentru a permite reluarea circulației săngelui în brațul dvs. Gonflare excesivă prelungită (presiunea în manșetă depășește 300 mm Hg sau este menținută la un nivel mai mare cu 15 mm Hg timp de peste 3 minute) a porei poate duce la apariția de echimoze la nivelul brațului dvs.
- Consultați medicul dvs. dacă aveți dubii cu privire la cazurile de mai jos:
 - Aplicarea manșetei peste o rană sau în caz de boli inflamatorii;
 - Aplicarea manșetei pe orice membru la nivelul căruia există acces intravascular sau loc de tratament ori există un șunt arterovenos (AV);
 - Aplicarea manșetei pe braț pe partea unei mastectomii;
 - Utilizarea simultană a același membru a altor echipamente medicale pentru monitorizare;
 - Utilizarea de către o persoană cu stimulator cardiac. Dispozitivul nu afectează stimulatorul cardiac. Cu toate acestea, dacă există o aritmie gravă sau un puls scăzut, rezultatele măsurătorii ar putea fi imprecise.
- Dispozitivul nu trebuie utilizat de către pacientii cu o circulație periferică deficitară, cu o tensiune arterială prea scăzută sau cu o temperatură a corpului scăzută (fluxul de sânge nu se scăzut în poziția de măsurare).
- Dispozitivul nu trebuie utilizat de către pacientii cu inimă și plămân artificială (nu există puls).

- Consultați medicul înainte de a utiliza dispozitivul în cazul vreunui din următoarele condiții: aritmii obișnuite precum contracți atriale sau ventriculare prematură sau fibrilație atrială, scleroza arterială, perfuzie defectuoasă, diabet, preeclampsie, boala renală.
- Pacientul poate fi operatorul destinației.
- Îngrijitura bateriilor și/sau a elecțrodiulu din baterii poate fi extrem de periculoasă. Nu lăsați baterile și dispozitivele la îndemâna copiilor și a persoanelor cu dizabilități.
- Vă rugăm să nu utilizați acest dispozitiv în cazul în care sunteți alergic/ă la plastic/cauciuc.
- Acest tensiometru este conceput pentru a fi utilizat pe nou-născuți, copii sau gravide (nu s-a desfășurat testele clinice pe nou-născuți, copii sau gravide). Consultați medicul dvs. sau alt specialist din domeniul medical înainte de utilizarea dispozitivului lui copiii mai mari.
- Nu utilizați acest aparat atunci când vă aflați într-un vehicul în mișcare.
- Valoarea măsurată ale tensiunii arteriale determinate cu acest dispozitiv sunt echivalente cu cele obținute de către un observator instruit aplicând metoda de auscultație cu manșetă/stetoscop, în limitele recomandate de Institutul American pentru Standarde Naționale, sfigmomanometre electronice sau automate.
- Pentru a obține informații cu privire la posibilele interferențe electromagnetice sau de altă natură între tensiometru și alte dispozitive, precum și recomandările privind evitarea unor astfel de interferențe, vă rugăm să consultați parteA INFORMAȚII PRIVIND COMPATIBILITATEA ELECTROMAGNETICĂ.
- Vă rugăm să nu utilizați altă manșetă decât cea furnizată de către producător, în caz contrar, aceasta poate pune în pericol biocompatibilitatea și poate cauza erori de măsurare.
- Este posibil ca dispozitivul să nu respecte specificațiile prevăzute în materie de performanță sau să prezinte un pericol pentru siguranță în cazul în care este păstrat sau utilizat în afara intervalor de temperatură și umiditate prevăzute în specificații.
- Vă rugăm să nu folosiți manșeta în comun cu o altă persoană care prezintă infecții, pentru a evita infecția încrucșită.
- Vă rugăm să rețineți că schimbările sau modificările care nu sunt aprobată în mod expres de către partea responsabilă pentru conformitate ar putea anula autoritatea utilizatorului de a utiliza echipamentul.
- Acest echipament a fost testat și s-a constatat a fi conform cu limitele unui dispozitiv digital din clasa B conform părții 15 din Normele FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferenței dăunătoare atunci când dispozitivul este instalat la domiciliu. Acest echipament generează, utilizază și poate radi energie de radiofreqvență și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, ar putea provoca interferențe dăunătoare care pot afecta comunicația radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție a faptului că nu vor apărea interferențe în timpul unei anumite instalări. Dacă acest echipament produce interferențe dăunătoare receptoare radio sau de televiziune, care se pot identifica prin oprirea și pornirea aparatului, utilizatorul este încurajat să încearcă să corecteze interferența prin aplicarea uneia sau mai multor dintre măsurile următoare:
 - reorientați sau mutați antena de receptorie;
 - măriți distanța de separare dintre echipament și receptor;
 - conectați echipamentul la o priză din alt circuit decât cel la care este conectat receptorul;
 - apelați la ajutorul dealerului sau al unui tehnician radio/TV cu experiență.
- A doua modalitate de măsurare
- Cu mâna liberă, apăcuți cotul brațului pe care este montat tensiometru.
- Așezați brațul pe care este montat dispozitivul în aşa fel încât palma brațului să fie largă umărul opus, iar dispozitivul – la nivelul inimii.
- Asigurați-vă că vedeti ecranul dispozitivului. Relaxați-vă încheietura mânii (nu mișcați încheietura înainte sau înapoi, nu strângeți pumnul).
- Surse frecvente de eroare:
 - Mișcare în timpul măsurării
 - Dispozitivul nu se află la nivelul inimii
 - Dimensiunea manșetei nu vi se potrivește
 - Manșeta este largă
5. Cîtirea valorilor tensiunii arteriale
- După ce apăsați manșetă și corpul dvs. se află într-o poziție confortabilă, apăsați butonul „START”. Toate semnele de pe ecran sunt prezентate pentru auto-testare (figura 5-1). Vă rugăm să contactați centrul de service în cazul în care lipsește vreun segment de pe ecran.
- Figura 5-1 Figura 5-2

temp de 3 secunde. Ecranul LCD va afișa ON (Pornit), apoi OFF (Opri). Eliberăți butoanele. Acum, semnalele sonore sunt oprite. Pentru a le porni din nou, repetăți pașii de mai sus și selectați ON (Pornit).

6.3 Aplicarea manșetei

- Plasați manșeta în jurul încheieturii mânii dezgolite la o distanță de 1-2 cm mai sus față de aceasta, pe părțea cu palma.
- Așezați brațul cu încheietura prinsă în manșetă în fața corpului dumplier, pe un birou sau o masă, cu palma orientată în sus. Dacă manșeta este amplasată corect, puteți citi ecranul LCD.
- Manșeta nu trebuie să fie nici prea strânsă, nici prea largă. În același timp, nu trebuie să existe spațiu liber între manșetă și încheietură.

6.4. Efектuarea unei măsurători**Înainte de măsurare:**

- Evități să măncăți, să fumăti și să faceți efort fizic imediat înainte de măsurătorile. Toti acești factori influențează rezultatul măsurătorilor. Încercați să găsiți timp pentru a vă relaxa, să zâmbeați și să respundăți la întrebările medicului.
- Măsușării intotdeauna pe același braț.
- Străduți-vă să efectuați măsurătorile în mod regulat la aceeași oră și zi, deoarece tensiunea arterială variază pe parcursul zilei.

Posiția corpului în timpul măsurătorilor

Așezați-vă cu tălpile pe podea și nu încrucisați picioarele.

Prima modalitate de măsurare

- Așezați brațul în sus față dvs. pe o suprafață netedă, precum un birou sau o masă.
- Așezați ceva sub brațul dvs. (de exemplu geanta de păstrare a dispozitivului) astfel încât partea de mijloc a manșetei să fie la nivelul inimii. Asigurați-vă că manșeta nu este prea strânsă.
- Vă rugăm să folosiți manșeta în comun cu o altă persoană care prezintă infecții, pentru a evita infecția încrucșită.
- Vă rugăm să rețineți că schimbările sau modificările care nu sunt aprobată în mod expres de către partea responsabilă pentru conformitate ar putea anula autoritatea utilizatorului de a utiliza echipamentul.

2. doua modalitate de măsurare

- Cu mâna liberă, apăcuți cotul brațului pe care este montat tensiometru.
- Așezați brațul pe care este montat dispozitivul în aşa fel încât palma brațului să fie largă umărul opus, iar dispozitivul – la nivelul inimii.
- Asigurați-vă că vedeti ecranul dispozitivului. Relaxați-vă încheietura mânii (nu mișcați încheietura înainte sau înapoi, nu strângeți pumnul).

Surse frecvente de eroare:

- Mișcare în timpul măsurării
- Dispozitivul nu se află la nivelul inimii
- Dimensiunea manșetei nu vi se potrivește
- Manșeta este largă

5.5. Cîtirea valorilor tensiunii arteriale

- După ce apăsați manșetă și corpul dvs. se află într-o poziție confortabilă, apăsați butonul „START”. Toate semnele de pe ecran sunt prezентate pentru auto-testare (figura 5-1). Vă rugăm să contactați centrul de service în cazul în care lipsește vreun segment de pe ecran.

Figura 5-1 Figura 5-2

- Ecranul LCD va afișa prima dată numărul total de rezultate salvate (figura 10-1).
- Apoi ecranul LCD va afișa media ultimelor trei măsurători (figura 10-2).

Figura 10-1 Figura 10-2

- Apoi vor fi afișate rezultatul, data, ora și nivelul pe scara de presiune a ultimei măsurători (la numărul 1, figurele 10-3, 10-4).
- Simbolul pentru bătăi neregulate ale inimii (dacă există) va apăra pe ecran (figura 10-4).
- Până la următoarea măsurătoare, dispozitivul se va opri automat după un minut de nefuncționare. Dacă este necesară reîncărcare, apăsați butonul „START” pentru a opri manual dispozitivul.
- După măsurătoare, dispozitivul se va opri automat după un minut de nefuncționare. În mod alternativ, puteți apăsa butonul „START” pentru a opri manual dispozitivul.
- După finalizarea măsurătorii, puteți apăsa butonul „START” pentru a opri manual dispozitivul.

Figura 10-3 Figura 10-4

- Figura 10-5 Figura 10-6

Figura 10-5 Figura 10-6

- Prin apăsarea din nou a butonului „M”, puteți vedea rezultatele salvate (figura 10-1).
- Apoi ecranul LCD va afișa media ultimelor trei măsurători (figura 10-2).
- După ce apăsați rezultatul, data, ora și nivelul pe scara de presiune a ultimei măsurători (la numărul 1, figurele 10-3, 10-4), apăsați butonul „M” pentru a opri dispozitivul.
- Simbolul pentru bătăi neregulate ale inimii (dacă există) va apăra pe ecran (figura 10-4).
- Înainte de a apăsa butonul „M”, apăsați butonul „START” pentru a opri manual dispozitivul.

Figura 10-3 Figura 10-4

- Figura 10-5 Figura 10-6

Figura 10-5 Figura 10-6

- Prin apăsarea din nou a butonului „M”, puteți vedea rezultatele salvate (figura 10-1).
- Apoi ecranul LCD va afișa media ultimelor trei măsurători (figura 10-2).
- După ce apăsați rezultatul, data, ora și nivelul pe scara de presiune a ultimei măsurători (la numărul 1, figurele 10-3, 10-4), apăsați butonul „M” pentru a opri dispozitivul.
- Simbolul pentru bătăi neregulate ale inimii (dacă există) va apăra pe ecran (figura 10-4).
- Înainte de a apăsa butonul „M”, apăsați butonul „START” pentru a opri manual dispozitivul.

Figura 10-3 Figura 10-4

- Figura 10-5 Figura 10-6

Figura 10-5 Figura 10-6

- Prin apăsarea din nou a butonului „M”, puteți vedea rezultatele salvate (figura 10-1).
- Apoi ecranul LCD va afișa media ultimelor trei măsurători (figura 10-2).
- După ce