

BG Наръчник за употреба

# PRO-35

Автоматичен апарат за измерване на кръвно налягане



## 1. ВЪВЕДЕНИЕ

Благодарим Ви, че закупихте този апарат за измерване на кръвно налягане B.Well PRO-35. Уредът е предназначен за удобна и лесна употреба и осигурува бързо и надеждно измерване на систолното и диастолно кръвно налягане, а също така и на сърдечния ритъм, като използва осцилометричен метод на измерване. PRO-35 е напълно автоматично, цифрово устройство за измерване на кръвното налягане.

### Важни предимства на PRO-35:

- Съвременната технология Intellect Classic
- Памет за 30 измерения.
- Светлинен индикатор според Европейското общество по хипертония (ESH)
- Вътрешен адаптер/разгъвач се/анатомичен маншет за ръката, който може да се преустанови.
- Възможност да се използва адаптер за електрическата мрежа.
- Това устройство е лесно за употреба, а клиничните прouчвания доказват, че осигурува голяма прецизност.

## 2. КЛАСИФИКАЦИЯ НА СТОЙНОСТИТЕ НА КРЪВНОТО НАЛЯГАНЕ

Таблица за класификация на стойностите на кръвното налягане (mmHg) съгласно Европейското дружество по хипертония (ESH)

Диапазон	Систолично кръвно налягане	Диастолично кръвно налягане	Мерки
3-та степен: тежка хипертония	По-високо или равно на 180	По-високо или равно на 110	Специални почиствани медицински помагала
2-ра степен: умерена хипертония	160-179	100-109	Консултирайте се с вашия лекар независимо
1-ва степен: лека хипертония	140-159	90-99	Консултирайте се с вашия лекар
Високо – нормално	130-139	85-89	Консултирайте се с вашия лекар
Нормално	По-ниско от 130	По-ниско от 85	Проверете сами
Оптимално	По-ниско от 120	По-ниско от 80	Проверете сами

**① ЗАБЕЛЕЖКА:** Покажете измерените стойности на вашия лекар. Никога не използвайте резултатите от измерването за да промените дозите на лекарствата, предписани от вашия лекар.

## 3. СЪДЪРЖАНИЕ И ИНДИКАТОРИ НА ДИСПЛЕЯ

Модел PRO-35



## 4. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Цифровият автоматичен монитор за кръвно налягане е предназначен за използване от медицински специалисти или в домашни условия и представява неинвазивна система за измерване на кръвно налягане – диастолично и систолично кръвно налягане и на пулса на възрастни хора чрез използване на неинвазивна техника, при която надуван маншет се увива около горната част на ръката. Обиколката на маншета е от 22 до 48 сантиметра.

## 5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Препоръчват се хора с тежки аритмии да не използват цифровия автоматичен апарат за измерване на кръвното налягане.

## 6. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Преди да използвате апаратата прочетете цялата информация в ръководството за работа, както и всяка друга литература в кутията.
- Сйте спокойно и се отпуснете в продължение на 5 минути преди да измерите кръвното налягане.
- Маншетът трябва да бъде поставен на нивото на сърцето.
- По време на измерване не говорете и не движете тялото и ръката си.
- Всеки път измервайте кръвното на лявата си ръка.
- Отпуснете за поне 1,5 минути между измерванията, за да дадете възможност на кръвообращението на ръката да се възстанови. Продължителното използване на маншета с въздух (налагането на маншета на въздушна завеса 300 mmHg или поддържаща над 15 mmHg за по-дълго от 3 минути) може да доведе до подуване на ръката.
- Консултирайте се с вашия лекар, ако имате никакви съмнения относно случаите описаны по-долу:
  - Прилагане на маншета върху рана или заболявания с възпаление;
  - Прилагане на маншета на крайник, с интраваскуларен достъп или терапия, или артериовенозен (A-V) шийн;
  - Прилагане на маншета на ръката от страната на мастектомия;
  - Използването едновременно с друго медицинско оборудване за наблюдение на съця крайник;
  - Трябва да провери циркуляцията на кръвта на потребителя.
- Този дигитален автоматичен апарат за измерване на кръвното налягане е предназначен за възрастни и не трябва да се използва при бебета или малки деца. Консултирайте се с вашия лекар или други специалисти по здравни гръжи преди да използвате апаратата при по-големи деца.
- Не използвайте този уред в двинешко се превозно средство. Това може да доведе до отчитане на неточни резултати.
- Измерванията на кръвното налягане, определени от този монитор, са равностойни на тези, получени от специалист, който използва маншет/стетоскоп за прослушване, в границите, определени от Американския национален институт по стандартизация на електронни или автоматични съфигмоманометрични апарати.

11. Информацията относно потенциални електромагнитни или други смущения между монитора на апарат и други устройства, заедно със съветите по отношение избегването на подобна намеса, може да вийте в част „ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕЛЕКТРОМАГНИТНАТА СЪВМЕСТИМОСТ“

12. Ако имате негативни приимки от общ аритмия, открити при измерването на кръвното налягане ще покаже знак . В този случай, цифровият монитор за измерване на кръвното налягане може да предаде да функционира, но резултатът могат да не бъдат точни. Предлагаме Ви да се консултирате с вашия лекар за точна пречака.

13. Моля, не използвайте маншет, различен от предоставения от производителя, в противен случай, това може да доведе до бъдеща съвместимост опасност и до допускане на грехи при измерването.

14. Апаратът може да не изпълнява указани действия или да предизвика опасност за сигурността, ако се съхранява или използва извън определените температурата и влажност, посочени в спецификациите.

15. Моля, не позволявайте маншетът да бъде използван от друг заразен човек, като тъй ще се избегне разпространението на инфекции.

16. Моля, имайте предвид, че промени или модификации, които не са изрично одобрени от страната, отговорна за съответствие, могат да аннулират правото на потребителя да работи с апарат.

17. Този уред е изработан и съответства на изискванията за цифрови устройства от клас B, съобразно част 15 от правилата на FCC. Тези ограничения са предназначени да осигурят разумна защита спрямо вредни смущения при използване в домашни условия. Този уред генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и ако не е инсталиран и използван в съответствие с инструкциите, може да причини вредни смущения на радио комуникации. Въпреки това, няма гаранция, че никоя взаимност ще съществува в конкретната инсталация. Ако това оборудване причини вредни смущения на радио или телевизионно приемане, можете да се определи чрез включване на апаратът, потребителят може да се опита да коригира смущенията като използва един или повече от следните мерки:
 

- а. Преориентирайте или преместете антентата на приемника.
- б. Увеличете разстоянието между апарат и приемника.
- в. Съвръжете апаратът със контакт от верига, различна от тази, която е свързана с приемника.
- г. Ако този апарат не включва адаптер за електрическата мрежа, той може да бъде получен отделно. Използвайте само адаптер модел AD-155. Адаптерът AC на променлив ток с е изход DC 6.0V 600 mA и отварява на изискванията на IEC 60601-1 / UL 60601-1 и IEC 60601-2 / UL 60601-2.

18. Мониторът надева маншета докато се постигне достатъчно налягане необходимо за измерването. След това мониторът бавно освобождава въздуха от маншета и извършва измерването. Накрая кръвното налягане и скоростта на пулса ще бъдат измерени и показвани на екрана. Символът за сърдечна аритмия (), който показва, че изпълнено е време за мига. Вижте схема 1-2.

19. След измерване мониторът ще изключи автоматично след 1 минута, в случай че апаратът не е използван от добра време. Освен това, можете да натиснете бутона "START", за да изключите монитора ръчно.

20. По време на измерване, можете да натиснете бутона "START", за да изключите монитора ръчно.

21. **① ЗАБЕЛЕЖКА:** Моля, консултирайте се с лекар за тълкуване на измерените данни за кръвното налягане.

22. **① ЗАБЕЛЕЖКА:** Мониторът може да запамети 30 резултата. Ако смените батерии, резултатите ще бъдат запазени.

23. **7. ЗАСИЧАНЕ НА АРИТМИЯ**

Появяването на символа показва, че се открити неравност от сърдечния ритъм по време на измерването. Резултатът може да варира от Вашето нормално кръвно налягане. Но принципът това не е причината за притеснение: все пак, ако символът се появява по-често (например няколко пъти на седмица при ежедневни измервания) или ако изведнок започне да се появява по-често от обикновено Ви препоръчваме да се консулирате с лекар. Моля, покажете следните обяснения на Вашия лекар:
 

- а. Информация, която да се представи на лекара при честа появява на индикатора за аритмия.
- б. Устройството е осцилометричен апарат за измерване на кръвното налягане, кое то също така анализира честотата на пулса по време на измерването. Точността на това устройство е клинично потвърдена. Ако се появят неравности по време на измерването, на монитора се показва символ за аритмия след направеното измерване. Ако символът се появява по-често (например няколко пъти седмично при измервания, направени ежедневно) или ако изведнок ще се появява по-често от обикновено, ние препоръчваме пациентът да използва друг модел адаптер.

24. **7.1. Зареждане на батерията**

a. Отворете капака на батерията на търба на пулса на монитора.

b. Заредете четири батерии размер "AAA". Моля, обрънете внимание на полярността.

c. Затворете капака на батерията.

d. След като поставите батерите или изключите монитора, дисплеят не показва нищо. Сега мониторът е в изключена позиция.

e. Ако мониторът показва символ за батерии със зелена светлина, че батерии са на места.

f. Ако мониторът показва символ за батерии със жълта светлина, че батерии са поддържани.

g. Ако мониторът показва символ за батерии със червена светлина, че батерии са изчерпани.

h. Ако мониторът показва символ за батерии със синя светлина, че батерии са заредени.

i. Ако мониторът показва символ за батерии със зелена светлина, че батерии са заредени.

j. Ако мониторът показва символ за батерии със жълта светлина, че батерии са поддържани.

k. Ако мониторът показва символ за батерии със червена светлина, че батерии са изчерпани.

l. Ако мониторът показва символ за батерии със синя светлина, че батерии са заредени.

m. Ако мониторът показва символ за батерии със зелена светлина, че батерии са на места.

n. Ако мониторът показва символ за батерии със жълта светлина, че батерии са поддържани.

o. Ако мониторът показва символ за батерии със червена светлина, че батерии са изчерпани.

p. Ако мониторът показва символ за батерии със синя светлина, че батерии са заредени.

q. Ако мониторът показва символ за батерии със зелена светлина, че батерии са на места.

r. Ако мониторът показва символ за батерии със жълта светлина, че батерии са поддържани.

s. Ако мониторът показва символ за батерии със червена светлина, че батерии са изчерпани.

t. Ако мониторът показва символ за батерии със синя светлина, че батерии са заредени.

u. Ако мониторът показва символ за батерии със зелена светлина, че батерии са на места.

v. Ако мониторът показва символ за батерии със жълта светлина, че батерии са поддържани.

w. Ако мониторът показва символ за батерии със червена светлина, че батерии са изчерпани.

x. Ако мониторът показва символ за батерии със синя светлина, че батерии са заредени.

y. Ако мониторът показва символ за батерии със зелена светлина, че батерии са на места.

z. Ако мониторът показва символ за