

PRO-35

Автоматичен апарат за измерване на кръвно налягане



1. ВЪВЕДЕНИЕ

Благодарим Ви, че закупихте този апарат за измерване на кръвно налягане B.Well PRO-35. Уредът е предназначен за удобна и лесна употреба и осигурява бързо и надеждно измерване на систолното и диастолното кръвно налягане, а също така и на сърдечния ритъм, като използва осцилометричен метод на измерване. PRO-35 е напълно автоматично, цифрово устройство за измерване на кръвното налягане.

Важни предимства на PRO-35:

- Съвременната технология Intellect Classic
- Памет за 30 измервания
- Светлинен индикатор според Европейското общество по хипертония (ESH)
- Вграден излъчвател за измерване на кръвното налягане
- Възможност да се използва адаптер за електрическата мрежа
- Това устройство е лесно за употреба, а клиничните проучвания доказват, че осигурува голяма прецизност.

2. КЛАСИФИКАЦИЯ НА СТОЙНОСТИТЕ НА КРЪВНОТО НАЛЯГАНЕ

Таблица за класификаране на стойностите на кръвното налягане (mmHg) съгласно Европейското дружество по хипертония (ESH)

Диапазон	Систолично кръвно налягане	Диастолично кръвно налягане	Мерки
3-та степен: тежка хипертония	По-високо или равно на 180	По-високо или равно на 110	Спешно потърсете медицинска помощ
2-ра степен: умерена хипертония	160-179	100-109	Консултирайте се с вашия лекар незабавно
1-ва степен: лека хипертония	140-159	90-99	Консултирайте се с вашия лекар
Високо - нормално	130-139	85-89	Консултирайте се с вашия лекар
Нормално	По-ниско от 130	По-ниско от 85	Проверете сами
Оптимално	По-ниско от 120	По-ниско от 80	Проверете сами

ОЗАБЕЛЕЖКА: Покажете измерените стойности на вашия лекар. Никога не използвайте резултатите от измерването за да промените дозите на лекарствата, предписани от вашия лекар.

3. СЪДЪРЖАНИЕ И ИНДИКАТОРИ НА ДИСПЛЕЯ

Модел PRO-35



4. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Цифровият автоматичен монитор за кръвно налягане е предназначен за използване от медицински специалисти или в домашни условия и представява неинвазивна система за измерване на кръвно налягане - дисистолично и систолично кръвно налягане и на пуска на възрастни хора чрез използване на неинвазивна техника, при която надувам маншет се увива около горната част на ръката. Обиколката на маншета е от 22 до 48 сантиметра.

5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Препоръчително е хора с тежки аритмии да не използват цифровия автоматичен апарат за измерване на кръвното налягане.

6. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

1. Преди да използвате апаратът прочетете цялата информация в ръководството за работа, както и всяка друга литература в кутията.

2. Стойките спойки и се отпуснете в продължение на 5 минути преди да измерите кръвното налягане.

3. Маншетът трябва да бъде поставен на нивото на сърцето.

4. Не време на измерване не говорете и не движете тялото и ръката си.

5. Всеки път измервате кръвното на лявата си ръка.

6. Отстраняването на маншета във времето между измерванията, за да даде взаимодействие на кръвообращението на ръката са съвътствани. Продължителното използване на маншета със зъби (халигането на маншета надвишава 300 mmHg и поддържа над 15 mmHg за по-дълго от 3 минути) може да доведе до подуване на ръката.

7. Консултирайте се с вашия лекар, ако имате някакви съмнения относно случаите описаны по-долу:

1) Прилагане на маншета върху рана или заболявания възпаление;

2) Прилагане на маншета на крайник, с интраваскуларен достъп или терапия, или артериовенозен (A-V) ъшът;

3) Прилагането на маншета на ръката от страната на мастектомия;

4) Използването едновременно с друго медицинско оборудване за наблюдение на сърдечния крайник;

5) Трябва да се провери циркулатията на ръката на потребителя.

8. Докладът на автоматичният апарат за измерване на кръвното налягане е предназначен за възрастни и не трябва да се използува при бебета или малки деца. Консултирайте се с вашия лекар или други специалисти по здравни гръжи преди да използвате апаратът при по-големи деца.

9. Не използвайте този уред в движение чрез превозно средство. Това може да доведе до отчитане на неточни резултати.

10. Измерванията на кръвното налягане, определени от този монитор, са равностойни на тези, получени от специалист, който използва маншет/стетоскоп за прослушаване в граници, определени от Американския национален институт по стандартизация на електронни или автоматични съфигмоманометрични апарати.

11. Информацията относно потенциални електромагнитни или други смущения между монитора на апаратът или други устройства, заедно със съветите по отношение избягването на подобна намеса, може да вийте в част „ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕЛЕКТРОМАГНИТНА СЪВМЕСТИМОСТ“.

12. Ако имате неравното причинено от обща аритмия, открити при измерването на кръвното налягане се покаже знак . В този случай, цифровият монитор за измерване на кръвното налягане може да пропуска да функционира, но резултатите могат да не бъдат точни. Предлагаме Ви да се консултирате с вашия лекар за точна преценка.

13. Моля, не използвайте маншет, различен от предоставения от производителя, в допълнение към този, тъй като той може да бъде опасен и до довлеане на гръден член.

14. Апаратът може да не използва използванието на място, което може да предизвика опасност и влажност, посочена в спецификацията.

15. , може да позволява маншета да бъде използвана от друг заразен човек, като тази се използва разпространение на инфекции.

16. Моля, имайте предвид, че промени или модификации, които не са изрично одобрени от страната, отговорна за съответствието, могат да анулират правото на потребителя да работи с апаратът.

17. Този уред е използван и съответства на изискванията за цифрови устройства от клас B. Съобразно Част 15 от правилата на FCC. Тези ограничения са предназначени да осигурят разумна защита спрям вредни смущения при използване в домашни условия. Този уред генерира, използва и може да излъчи радиочестотна енергия и възможно е и да не е инсталиран и използван в съответствие с инструкциите, може да причини вредни смущения на радио комуникации.

Въпреки това, няма гаранция, че няма да възникнат смущения в конкретната инсталация. Ако това оборудване причини вредни смущения на радио или телевизионно приемане, можете да бъдете определено чрез включване и отстраняване на апаратът, потребителят може да се опита да коригира смущенията като използва една или повече от следните мерки:

a. Преориентирайте или преместете антентата на приемника. b. Увеличете разстоянието между апаратът и приемника.

c. Съвместете апаратът със контакт от верига, различна от тази, към която е свързан приемникът. d. Консултирайте се с дистрибутор или опитен радио/български приемник.

18. Ако този апарат не включва адаптер за електрическата мрежа, той може да бъде получено отделно. Използвайте само адаптер модел AD-155. Адаптерът AC на променлив ток е с изход DC 6V/600mA и отвори EN 60601-1 / UL 60601-1 и IEC 60601-1 / EN 60601-1-2 / UL 60601-1-2. Не използвайте друг модел адаптер.

19. **7. НАСТРОЙКА И РАБОТА НА АПАРАТА**

7.1. Зареждане на батерията

a. Отворете капака на батерията на гърба на монитора. b. Заредете четири батерии размер „AAA“. Моля, обрънете внимание на полярността. c. Затворете капака на батерията.

d. След като сте поставили батерии или изключите монитора, дисплейят не показва никакво.

e. Ако мониторът показва символ за батерия , тогава може да е изключена позиция.

f. Ако мониторът показва символ за батерия , той не може да се отвори.

g. Моля, сменете свежи батерии с нови.

h. Президентите се батерии не са подходящи за този апарат.

i. Ако мониторът показва символ за батерия , то се избягва връзка със сърдечния ритъм и пропадане на измерване.

j. Ако мониторът показва символ за батерия , то се избягва връзка със сърдечния ритъм и пропадане на измерване.

k. Ако мониторът показва символ за батерия , то се избягва връзка със сърдечния ритъм и пропадане на измерване.

l. Ако мониторът показва символ за батерия , то се избягва връзка със сърдечния ритъм и пропадане на измерване.

m. Ако мониторът показва символ за батерия , то се избягва връзка със сърдечния ритъм и пропадане на измерване.

n. Ако мониторът показва символ за батерия , то се избягва връзка със сърдечния ритъм и пропадане на измерване.

o. Ако мониторът показва символ за батерия , то се избягва връзка със сърдечния ритъм и пропадане на измерване.

p. Ако мониторът показва символ за батерия , то се избягва връзка със сърдечния ритъм и пропадане на измерване.

q. Ако мониторът показва символ за батерия , то се избягва връзка със сърдечния ритъм и пропадане на измерване.

r. Ако мониторът показва символ за батерия , то се избягва връзка със сърдечния ритъм и пропадане на измерване.

s. Ако мониторът показва символ за батерия , то се избягва връзка със сърдечния ритъм и пропадане на измерване.

t. Ако мониторът показва символ за батерия , то се избягва връзка със сърдечния ритъм и пропадане на измерване.

u. Ако мониторът показва символ за батерия , то се избягва връзка със сърдечния ритъм и пропадане на измерване.

v. Ако мониторът показва символ за батерия , то се избягва връзка със сърдечния ритъм и пропадане на измерване.

w. Ако мониторът показва символ за батерия , то се избягва връзка със сърдечния ритъм и пропадане на измерване.

x. Ако мониторът показва символ за батерия , то се избягва връзка със сърдечния ритъм и пропадане на измерване.

y. Ако мониторът показва символ за батерия , то се избягва връзка със сърдечния ритъм и пропадане на измерване.

z. Ако мониторът показва символ за батерия , то се избягва връзка със сърдечния ритъм и пропадане на измерване.

aa. Ако мониторът показва символ за батерия , то се избягва връзка със сърдечния ритъм и пропадане на измерване.

