

# PRO-39

Automatisk blodtrykksovervåking



## 1. INTRODUKSJON

Takk for at du kjøpte B.Well Wrist Blood Pressure Monitor PRO-39. Designet for praktisk og enkel betjening, gir denne enheten rask og pålitelig måling av systolisk og diastolisk blodtrykk samt hjertefrekvens ved hjelp av den oscilometriske målemetoden.

**Beregnet bruk:** Blodtrykksmonitoren PRO-39 inkludert tilbehør er et ikke-invasivt blodtrykksmålingssystem beregnet på å måle det diastoliske og systoliske blodtrykket og pulsrekvensen i en voksen person ved hjelp av den oscilometriske målemetoden.

**Bruksområde:** til bruk av helsepersonell eller i hjemmet.  
**Viktige fordelor med PRO-39:**

- Oppdatert IntellectClassic-teknologi bruker oscilometrisk måling under deflasjon for raskt, presist og smertefritt resultat.
- Pulsarytmipåvisningsteknologien.
- Siste måleminne.
- Denne enheten har i kliniske studier vist seg å gi utmerket nøyaktighet.

## 2. KLASIFISERING AV BLODTRYKKSVERDIER


Tabell for klassifisering av blodtrykksverdier (mmHg) i henhold til European Society of Hypertension (ESH)

Område	Systolisk blodtrykk	Diastolisk blodtrykk	Tiltak
Grad 3: alvorlig hypertensjon	Høyere eller lik 180	Høyere eller lik 110	Søk raskt legehjelp!
Grad 2: moderat hypertensjon	160-179	100-109	Kontakt legen din umiddelbart
Grad 1: Lett hypertensjon	140-159	90-99	Rådfør deg med legen
Høy normal	130-139	85-89	Rådfør deg med legen
Normal	Lavere enn 130	Lavere enn 85	Egenkontroll
Optimal	Lavere enn 120	Lavere enn 80	Egenkontroll

**Ø MERKNAD:** Vis de målte verdiene til legen din. Bruk aldri resultatene av målingen din til å endre dosene av legemidler foreskrevet av legen din.

## 3. INNHOLD OG VISNINGSINDIKATORER

Modell PRO-39



## 4. KONTRAINDIKASJON

Ikke bruk enheten hvis det er en hudoverflateskade på håndleddet. Det er feil bruk for personer med alvorlig arytmia å bruke denne enheten.

## 5. FORHOLDSREGLER

- Les all informasjonen i bruksanvisningen før du bruker enheten.
- Hold deg i ro, og hvil deg i 5 minutter før blodtrykksmåling.
- Mansjetten skal plasseres på samme nivå som hjertet ditt.
- Under måling skal du verken snakke eller bevege kroppen og armen.
- Måling på begge armer for hver måling. Deretter skal måling gjøres på armen der blodtrykket er høyere.
- Slipp altid av ca. 5 minutter mellom målingene for å la blodsirkulasjonen i armen komme seg. Langvarig overoppblåsing (mansjettrykk over 300 mmHg eller opprettholdt over 15 mmHg i lengre enn 3 minutter) av blæren kan forårsake økym i armen.

- Rådfør deg med legen din hvis du er i tvil om følgende tilfeller:
  - Påføring av mansjetten over et sår eller betennelsessykkdommer;
  - Påføring av mansjetten på ethvert ledd der intravaskulær tilgang eller behandling, eller en arteriovenøs (A-V) shunt, er til stede;
  - Påføring av mansjetten på armen på siden av en mastektomi;
  - Samtidig bruk med annet medisinsk utstyr for overvåking på samme ledd;
  - Bruk av en person med en hjertepacemaker. Enheten påvirker ikke hjertepacemakeren. Men hvis det er en alvorlig arytmia eller lav puls, kan måleresultatene være nøyaktig.
  - Denne digitale automatiske blodtrykksmåleren er designet for voksne og skal aldri brukes på spedbarn eller små barn. Rådfør deg med legen eller annet helsepersonell før bruk på eldre barn.
  - Ikke bruk denne enheten i et kjøretøy i bevegelse, dette kan føre til feilaktig måling.

- Blodtrykksmålinger bestemt av denne monitoren tilsvarer de som er oppnådd av en opprørt observatør ved hjelp av mansjet-/stetoskop auskultasjonsmetoden, innenfor grensene foreskrevet av American National Standard Institute, elektroniske eller automatiserte sphygmomanometre.
- PRO-39 er en helautomatisk, digital blodtrykksmåler for håndleddet.
- Beregnet bruk:** Blodtrykksmonitoren PRO-39 inkludert tilbehør er et ikke-invasivt blodtrykksmålingssystem beregnet på å måle det diastoliske og systoliske blodtrykket og pulsrekvensen i en voksen person ved hjelp av den oscilometriske målemetoden.
- Bruksområde:** til bruk av helsepersonell eller i hjemmet.
- Viktige fordelor med PRO-39:**
- Oppdatert IntellectClassic-teknologi bruker oscilometrisk måling under deflasjon for raskt, presist og smertefritt resultat.
- Pulsarytmipåvisningsteknologien.
- Siste måleminne.
- Denne enheten har i kliniske studier vist seg å gi utmerket nøyaktighet.

- Informasjon om potensiell elektromagnetisk eller annen interferens mellom blodtrykksmåleren og andre enheter sammen med råd om å unngå slik interferens, se del ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITETSINFORMASJON.
- Vennligst ikke bruk mansjetten annet enn levert av produsenten, da det kan medføre biokompatibel fare og kan føre til målefeil.
- Skjermen oppfyller kanskje ikke ytelsesspesifikasjonene eller forårsaker sikkerhetsfare hvis den lagres eller brukes utenfor de spesifiserte temperatur- og fuktighetsområdene i spesifikasjonene.
- Ikke del den mansjetten med andre smittsomme personer for å unngå kryssinfeksjon.
- Vær oppmerksom på at endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av parten som er ansvarlig for samsvar, kan ugyldiggjøre brukerens myndighet til å bruke utstyret.
- Dette utstyret er testet og funnet i samsvar med grensene for en digital enhet i klasse B, i henhold til del 15 i FCC-reglene. Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i et boligmiljø. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi og, hvis det ikke installeres og brukes i samsvar med instruksjonene, kan det forårsake skadelig interferens for radiokommunikasjon. Det er imidlertid ingen garanti for at det ikke vil oppstå interferens i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens for radio- eller fjernsynsmottak, som kan bestemmes ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å prøve å korrigere interferensen ved ett eller flere av følgende tiltak:
  - Nøyorientert eller flytt mottakerantennen.
  - Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.
  - Koble utstyret til en stikkontakt på en annen krets enn den mottakeren er koblet til.
  - Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker for å få hjelp.


## 6. PROSEODYRER FOR OPPSETT OG DRIFT

### 6.1. Batterilading

- Åpne batteridekselen på baksiden av skjermen.
- Lad fire "AAA"-batterier. Vær oppmerksom på polaritet.
- Lukk batteridekselen.
- Når du har installert batteriene eller slått av skjermen, viser ikke LCD-skjermen noe. Når er skjermen i Av:
  - Hvis LCD-skjermen viser batterisymbol er batteriene ferdige. Venligst bytt ut alle batteriene med nye.
  - Efter at LCD-skjermen viser batterisymbol , kan ikke skjermen åpnes. Venligst bytt ut alle batteriene med nye.
  - Oppladbare batterier er ikke egnet for denne skjermen.
  - Fjern batteriene hvis skjermen ikke vil brukt på en måned eller mer for å unngå relevant skade på batterilekkasje.
  - Unngå batterivæsken for å komme i øynene. Hvis det skulle komme i øynene, skyll umiddelbart med rikelig med rent vann og kontakt lege.

### 6.2. Bruk av mansjetten

- Plasser mansjetten rundt et bart håndledd 1-2 cm over håndleddssleddet på håndflatesiden av håndleddet.
- Plasser armen med håndleddet foran kroppen på et skrivebord eller bord med håndflaten opp. Hvis mansjetten er riktig plassert, kan du lese LCD-displayet.
- Mansjetten må verken være for stram eller for løs. Samtidig må det ikke være ledig plass mellom mansjetten og håndleddet.



### 6.3. Utføre en måling

#### Før målingen:

- Unngå å spise, røyke samt alle former for anstrengelse direkte før målingen. Alle disse faktorene påvirker måleresultatet. Prøv å finne tid til å slappe av ved å sitte i en lenestol i en rolig atmosfære i omrent ti minutter før målingen.
- Mål alltid på samme arm.
- Forsøk å utføre målingene regelmessig på samme tidspunkt på dagen, siden blodtrykket endres i løpet av dagen.

## Kroppsstilling under måling

Sitt med føttene flate på gulvet, og ikke kryss bena.

### Den første måten å måle


- Plasser håndflaten opp-ned foran deg på en flat overflate, for eksempel et skrivebord eller bord.
- Plasser noe under armen (for eksempel skrivebord eller bord).
- Skjermens oppbevaringspose slik at midten av mansjetten var på hjertets nivå. Pass på at mansjetten ikke presset av noe.
- Bruk av en person med en hjertepacemaker. Enheten påvirker ikke hjertepacemakeren. Men hvis det er en alvorlig arytmia eller lav puls, kan måleresultatene være nøyaktig.
- Samtidig bruk med annet medisinsk utstyr for overvåking på samme ledd.
- Bruk av en person med en hjertepacemaker. Enheten påvirker ikke hjertepacemakeren. Men hvis det er en alvorlig arytmia eller lav puls, kan måleresultatene være nøyaktig.
- Denne digitale automatiske blodtrykksmåleren er designet for voksne og skal aldri brukes på spedbarn eller små barn. Rådfør deg med legen eller annet helsepersonell før bruk på eldre barn.
- Ikke bruk denne enheten i et kjøretøy i bevegelse, dette kan føre til feilaktig måling.
- Blodtrykksmålinger bestemt av denne monitoren tilsvarer de som er oppnådd av en opprørt observatør ved hjelp av mansjet-/stetoskop auskultasjonsmetoden, innenfor grensene foreskrevet av American National Standard Institute, elektroniske eller automatiserte sphygmomanometre.

### Andre måte å måle

- Bruk den frie hånden til å ta albuen av armen med blodtrykksmåleren.
- Plasser armen med monitoren slik at håndflaten på armen vil være ved siden av motsatt skulder, og monitoren - på hjertets nivå.
- Pass på at du ser skjermen. Slapp av i håndleddet og håndleddet (ikke beveg håndleddet fremover eller bakover, ikke klem deg fast i en knyttneve).

### Vanlige feilkilder:

- Bevegelse under måling.
- Skjermen er ikke på hjertets nivå
- Mansjetten passer ikke til deg i størrelse
- Løs mansett
- 6.4. Tar blodtrykksmålingen**
- Etter å ha påført mansjetten og kroppen er i en komfortabel posisjon, trykk på "START"-knappen. Et pip høres og alle visningstegn vises for selvtest. Se bilde 1. Kontakt servicesenteret hvis segmentet mangler.
- Vennligst ikke bruk mansjetten annet enn levert av produsenten, da det kan medføre biokompatibel fare og kan føre til målefeil.
- Skjermen oppfyller kanskje ikke ytelsesspesifikasjonene eller forårsaker sikkerhetsfare hvis den lagres eller brukes utenfor de spesifiserte temperatur- og fuktighetsområdene i spesifikasjonene.
- Ikke del den mansjetten med andre smittsomme personer for å unngå kryssinfeksjon.
- Vær oppmerksom på at endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av parten som er ansvarlig for samsvar, kan ugyldiggjøre brukerens myndighet til å bruke utstyret.
- Dette utstyret er testet og funnet i samsvar med grensene for en digital enhet i klasse B, i henhold til del 15 i FCC-reglene. Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i et boligmiljø. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi og, hvis det ikke installeres og brukes i samsvar med instruksjonene, kan det forårsake skadelig interferens for radiokommunikasjon. Det er imidlertid ingen garanti for at det ikke vil oppstå interferens i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens for radio- eller fjernsynsmottak, som kan bestemmes ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å prøve å korrigere interferensen ved ett eller flere av følgende tiltak:
  - Nøyorientert eller flytt mottakerantennen.
  - Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.
  - Koble utstyret til en stikkontakt på en annen krets enn den mottakeren er koblet til.
  - Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker for å få hjelp.



- Monitoren blåser opp mansjetten til det er bygget opp tilstrekkelig trykk for en måling. Deretter slipp monitoren sakte ut luft fra mansjetten og utfører målingen. Til slutt vil blodtrykket og pulsrekvensen bli beregnet og vist på LCD-skjermen.
- Etter måling vil skjermen slås av automatisk etter 1 minutt uten drift. Alternativt kan du trykke på "START"-knappen for å slå av skjermen manuelt.
- Under måling kan du trykke på "START"-knappen for å slå av skjermen manuelt.
  - Ø MERKNAD:** Skjermen kan huske det siste resultatet. Hvis du bytter batterier, vil det siste resultatet bli lagret.
  - Ø MERKNAD:** Ta kontakt med helsepersonell for tolkning av trykkmålinger.

### 6.5. Pulsarytm-deteksjon

#### Utseende av deteksjon av pulsarytm

- Utseendet til pulsarytmideteksjonsymbol betyr at en viss pulsregelmessighet ble oppdaget under målingen. I dette tilfellet kan resultatet variere fra dritt faktiske blodtrykk, derfor skal du hvile i 15 minutter og gjenta målingen. Som regel gir ikke dette grunn til bekymring, men hvis symbolset vises oftere, anbefaler vi at du informerer legen din. Monitoren erstatter ikke den kardiologiske undersøkelsen, men den lar deg oppdage arytmien selv i tidlige stadiér.

#### 6.6. Teknisk alarmbeskrivelse

- Monitoren vil vise "Hi" eller "Lo" som teknisk alarm på LCD-skjermen uten forsikrelse hvis det bestemte blodtrykket (systolisk eller diastolisk) er utenfor det nominelle området angitt i del SPESIFIKASJONER. I dette tilfellet skal du konsultere en lege eller sjekke om operasjonen din er korrekt. Den tekniske alarmtilstanden (utenfor merkeområdet) er forholdsinnstilt på fabrikken og kan ikke justeres eller deaktivert. Denne alarmtilstanden er tildekt lav prioritet i henhold til IEC 60601-1-8.

Den tekniske alarmen er ikke låst og trenger ingen tilbakestilling. Signalet som vises på LCD-skjermen vil forsvinne automatisk etter ca. 8 sekunder.

### 6.7. Feilsøking (1)

PROBLEM	MULIG ÅRSAK	LØSNING
LCD-skjerm viser unormalt resultat	Mansjettposisjonen var ikke riktig eller den var ikke strammet skikkelig	Påfør mansjetten riktig og prøv igjen
LCD-skjerm viser riktig under testing	Kroppsstilling var ikke riktig under testing	Gjennomgå "KROPPSHOLDNING UNDER MÅLING"-delene av instruksjonene og prøv på nytt
Tale, arm- eller kroppsbevegelse, sint, spent eller nervos under testing	Test på nytt når det er rolig og uten å snakke eller bevege seg under testen	
Uregelmessig hjerterytme (arytmie)	Det er feil bruk for personer med alvorlig arytmia å bruke denne blodtrykksmåleren	

## 6.8. Feilsøking (2)

PROBLEM	MULIG ÅRSAK	LØSNING

