

WI-912

ДУШ ЗА УСТНА ХИГИЕНА

**BG Инструкции за употреба**

Благодарим Ви, че закупихте душа за устна хигиена WI-912 от B.Well. Уредът е полезен за ефективно почистване на пространството между зъбите и премахване на плаката. Той не допуска появата на забен камък и е идеален за предотвратяване на карIES и пародонтални заболявания. Душът WI-912 е малък уред за устна хигиена, който е подходящ, ако имате зъбни мостове, импланти, корони и брекети. Той може да се използва и за масаж на венците с цел подобряване на кръвообращението и оздравителен ефект. Трията работни режими гарантират максимална ефективност на уреда.

1. ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ**① ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!****Никога не използвайте следните течности при употребата на душа за устна хигиена:**

- вещества и разтвори, съдържащи утайващи се частици (отвари, суспензии, екстракти и др.). Такива частици могат да причинят запушване на маркуча и накрайника.
- разтвори, съдържащи масла. Маслото е органичен разтворител и използването му може да окаже ерозиращ ефект върху смукателния маркуч и компонентите на уреда.
- антисептични разтвори (калиев перманганат, мирамистин, и други антисептични лекарствени препарати);
- препарати за общо изплакване на устата;
- солени разтвори, паста за зъби или химически вещества.

Разрешени за ползване течности при употребата на душа за устна хигиена:

- чиста, хладка питейна вода (до 40°C). Използвайте филтрирана вода, ако във Вашия район питейната вода е с лошо качество.
- специални течности за изплакване на устата, подходящи за използване с орален душ (винаги смеши с определено съотношение с вода. За препоръки относно съотношението вижте инструкциите на производителя на течността за изплакване).

② ВНИМАНИЕ! Ако използвате специални течности за орален душ, не забравяйте след това да почистите уреда с прясна хладка вода: напълнете контейнера за вода с прясна вода и пуснете допълнителен цикъл на душа, за да източите уреда през накрайника. Обрнете внимание на датата на годност на разрешените течности за изплакване. Никога не използвайте препарати с изтекъл срок на годност.

③ ВНИМАНИЕ!

- Уредът има градена батерия. Избегвайте да го излагате на огън, да го нагрявате, зареждате, използвайте или оставяте на места с висока температура на въздуха.
- Никога не използвайте индуктивно зарядно устройство с повреден кабел или щепсел за захранване.

△ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ:

- Не оставяйте и не съхранявайте уреда и безконтактното зарядно устройство на места, от които може лесно да падне на земята или да попадне във вана, умивалник или тоалетна чиния. Това може да доведе до токов удар или пожар.
- Не попавяйте уреда във вода.
- Не използвайте уреда, ако зарядното устройство или неговият захранващ кабел е повреден или не е свързан правилно. Това може да доведе до токов удар, късно съединение или пожар. Трябва да бъде подменен от производителя или в специализиран сервис.
- Не чупете, не отгьвайте, не дърпайте и не усуквайте захранващия кабел. Не прилагайте прекомерна сила върху него. Не поставяйте също текки предмети върху захранващия кабел и не позиционирайте захранващия кабел между такива обекти. Това може да доведе до токов удар или пожар.
- Не попавяйте за безконтактното зарядно устройство на места, от които може да доведе до токов удар или късно съединение.
- Не поставяйте и не изключвате безконтактното зарядно устройство от контакта с мокри ръце. Това може да доведе до токов удар.
- Съхранявайте уреда на място, недостъпно за деца. Неспазването на това правило може да доведе до инциденти и опасни ситуации, като например случаично погълдане на аксесоарите или подвижни части на уреда от деца.
- Редовно почиствайте безконтактното зарядно, за да не събира прах. Неспазването на тази предпазна мярка може да доведе до пожар поради неизправност на изолацията, причинена от влага и натрупване на прах.
- Винаги проверявайте дали безконтактното зарядно устройство е свързано към източник на захранване с подходящо номинално напрежение. В противен случай това може да доведе до токов удар или пожар.
- Не разглеждайте и не ремонтирайте сами уреда. Това може да доведе до пожар, токов удар или нараняване.
- При необходимост от ремонт (напр. смяна на батерията) се свържете с упътвачен сервиз и център за поддръжка на B.Well.
- Не съхранявайте уреда на място, откъдето може да падне и да се счупи на парчета (например умивалник).
- Не използвайте уреда с изгубени накрайници.

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Деца и лица, които не могат да работят самостоятелно с уреда, както и лица с по-слаб чувствителен на устната хигиена, ня трябва да използват този уред. В противен случай това може да доведе до нараняване. Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и от лица с ограничени физически, сензорни или умствени способности или липса на опит и познания, ако върху тях се упражнява надзор или ако бъдат инструктирани как да използват уреда по безопасен начин и разбират какви са опасностите.
- Използвайте уреда само за почистване на устната хигиена. Потърсете съвет от стоматолог!
- По време на употреба не притискайте накрайника пълно до зъбите или венците, тъй като това може да причини нараняване. Преди да използвате този уред за лечение на устната хигиена или ако имате тежка форма на пародонтоза, трябва да потърсите съвет от стоматолог.
- Хората, които страдат от болки в зъбите или венците, не бива да използват оралния душ при никакви обстоятелства. Потърсете съвет от стоматолог!
- При време на употреба не притискайте накрайника пълно до зъбите или венците, тъй като това може да причини нараняване.
- Никога не пълнете контейнера с вода с температура над 40°C.
- Когато изключвате безконтактното зарядно от електрическата мрежа, винаги хващайте щепсела, а не кабела. Ако не спазите това, може да предизвикате токов удар, късно съединение или пожар.
- Поддържайте уреда чист, използвайте само прясна и хладка вода от водопровода за почистване на устата. Някои видове течности могат да повредят уреда. Ето защо никога не бива да използвате с оралния душ течности от забранения списък.
- След използване на уреда излейте останалата вода от контейнера за вода и включете уреда в продължение на 2-3 секунди, за да се отреди напълно. В случай на неспазване на санитарните стандарти за използването на уреда в него могат да се развият мухи и бактерии, които да навредят на здравето. Това може да доведе също до образуване на неприятни миризми и да предизвика неизправности.

2. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Оралният душ WI-912 с аксесоари е предназначен за:

- цялостна грижа и поддържане на хигиената на устната хигиена и междузъбните пространства;
- грижа за устната хигиена при хора с мостове, импланти, корони и брекети;
- почистване и масаж на венците.

Уредът е предназначен за лично ползване.

Противопоказания:

- Преди да използвате оралния душ, е препоръчително да се консултирате с Вашия стоматолог, в случай че имате хирургическа интервенция в устната хигиена или имате обострени хронични заболявания на устната хигиена.
- При първите няколко употреби на оралния душ може да се появи леко кървене на венците.
- При здрави венци кървенето на венците трябва да спре в рамките на 1-2 седмици.
- Ако кървенето от венците продължи 2 седмици след началото на употребата, спрете да използвате оралния душ и се консултирайте със стоматолог.

3. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОСТАВКАТА**Доставката на оралния душ WI-912 включва:**

- Душ за устна хигиена
- Стандартен накрайник – 2 бр.
- Ортодонтски накрайник – 1 бр.
- Накрайник за почистване на езика – 1 бр.
- Пародонтален накрайник (за венци) – 1 бр.
- Контейнер за вода – 150 ml
- Капачка за филър – 1 бр.
- Смукална тръба – 1 бр.
- Комплект за фиксиране на стена (набор от винтове и дюбелни за стена)
- Чанта за съхранение – 1 бр.
- Безконтактно зарядно устройство – 1 бр.
- Ръководство на потребителя – 1 бр.
- Гаранционна карта – 1 бр.
- Кутия – 1 бр.

① Забележка: Възможно е да има влага в контейнера за вода или в смукателния маркуч към момента на покупката. Това е влага, останала от дестилизирана вода, използвана за изпитване на продукта, и е безопасна за човека.

Аксесоари към оралния душ B.Well WI-912 (продават се отделно):

Комплекти накрайници:**Накрайник за орален душ WI-912 СТАНДАРТЕН**