

# WS-1

# B.Well

Caring for everyone

Професионален стетоскоп с едностранен гръден накрайник



BG Инструкции за употреба

## ⚠ ПРЕДИ УПОТРЕБА ВНИМАТЕЛНО ПРОЧЕТЕТЕ РЪКОВОДСТВОТО

### ВЪВЕДЕНИЕ

Стетоскопът е най-популярното изделие в медицинските заведения. Служи като помощен уред при измерване на кръвното налягане в клинични и в домашни условия.

### ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Стетоскопите се използват за прослушване на различни тонове и шумове на сърцето, белите дробове и други органи в човешкото тяло.

Стетоскопите се използват заедно с анероидни апарати за кръвно налягане при измерване на систоличното и диастоличното кръвно налягане.

### ФУНКЦИОНАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

WS-1 има диафрагма за аускултация на сърдечни тонове.

### ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

- Това изделие може да се ползва само по предназначението, описано в настоящото ръководство. Производителят не носи отговорност за повреди, причинени вследствие на неправилна употреба.
- Изделието трябва да се пази от удари.
- Забранено е почукване върху гръдния накрайник със сила. Това може да повреди мембраната.
- Да не се поврежда с разрязване или остри предмети.
- Не натискайте мембраната с ръка.
- Не излагайте изделието на прекомерно високи или прекомерно ниски температури.
- Ако мембраната се повреди или латексовият шlauch се износи, подменете ги своевременно. В противен случай това може да се отрази върху резултатите от прегледа.
- Пазете устройството далеч от деца; някои части са достатъчно малки, за да бъдат погълнати.

### ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не са установени противопоказания.

### ОСНОВНА КОНСТРУКЦИЯ

Стетоскопът WS-1 се състои от бинаурални слушалки, гръден накрайник и Y-образна тръба.

### КАК СЕ ИЗПОЛЗВА

- 1) Подгответе стетоскопа. Прикрепете бинауралната тръба и нагръдника към Y-тръбата.
- 2) Поставете бинауралните слушалки в ушите си, поставете гръдния накрайник върху мястото на артерията (ако се използва за измерване на кръвно налягане, поставете гръдния накрайник върху артерията, която е под маншона на сфигмоманометъра). След това започнете аускултацията.

### ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОЧИСТВАНЕ

Препоръчва се след употреба да почиствате стетоскопа със 75% алкохолен разтвор.

### ГАРАНЦИЯ:

Гаранционният период е 1 година от датата на закупуване.

Тази гаранция не покрива никакви повреди, причинени от неправилна употреба, и не се отнася до опаковката на изделието.

При установяване на производствен дефект в гаранционния срок повреденото изделие ще бъде ремонтирано, а ако ремонтът е невъзможен – ще бъде заменено с друго.

*Датата на производство е отразена в номера на партидата: ден/месец/година.*

① *Производителят има правото да променя изделията, частично или изцяло, без предварително известие.*

### ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дължина на Y-образната тръба:	60 cm
Тегло:	73 g (без опаковката)
Работна среда:	от +5° C до +40° C, влажност: 15% – 85%
Среда за съхранение:	от -20° C до +70° C, влажност: 10% – 95%

### ЛЕГЕНДА НА СИМВОЛИТЕ:



СПАЗВАЙТЕ ИНСТРУКЦИИТЕ  
ПРЕДИ УПОТРЕБА



СЕРТИФИКАЦИЯ CE



ИМЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ



МОЖЕ ДА СЕ РЕЦИКЛИРА ЗАЕДНО  
С БИТОВИ ОТПАДЪЦИ



МОДЕЛ



РАБОТНА СРЕДА  
5°C – 40°C



ПАРТИДЕН НОМЕР



СРЕДА ЗА СЪХРАНЕНИЕ  
-20°C – 70°C

Последна редакция 2020-W48

B.Well Swiss AG

Bahnhofstrasse 24, 9443 Widnau, Швейцария  
www.bwell-swiss.ch

Вносител за България –  
Вега 96 ЕООД, гр. Хасково, бул. "Освобождение" 111,  
тел. 0035938651173, моб. 00359895795920

IM\_WS-1\_BG\_4820