

WT-03 BASE WT-04 STANDARD WT-06 FLEX

THERMOMÈTRE NUMÉRIQUE
ELEKTRONSKI TERMOMETAR
ΨΗΦΙΑΚΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ



FR Consignes d'utilisation

INTRODUCTION

Cher consommateur, Nous vous félicitons de votre achat d'un thermomètre numérique B.Well ! Merci d'avoir sélectionné notre produit!

UTILISATION PRÉVUE


Les thermomètres sont utilisés pour mesurer la température corporelle par voie orale, axillaire et rectale.

PRÉCAUTIONS

- Le thermomètre est destiné uniquement à la mesure de la température corporelle !
- Le Temps de mesure minimal avant l'émission du bip sonore doit impérativement être respecté !
- Assurez-vous que les enfants n'utilisent pas ce thermomètre sans surveillance ; certaines pièces sont de petite taille et sont susceptibles d'être avalées.
- Protégez le thermomètre contre les chocs et les chutes! Évitez de tordre l'extrémité de plus de 45° !
- Évitez les températures ambiantes supérieures à 60° C. Ne faites JAMAIS bouillir le thermomètre !
- Utilisez uniquement les produits désinfectants disponibles dans le commerce cités dans la section « Nettoyage et désinfection » pour laver le thermomètre.
- Les piles et les dispositifs électroniques doivent être éliminés conformément aux règlements en vigueur et ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères.
- Quelle que soit la circonstance, le résultat de la prise de température est indiqué pour référence UNIQUEMENT. Avant d'entreprendre toute action médicale, veuillez consulter votre médecin.**

QU'EST-CE QU'UNE TEMPÉRATURE «NORMALE»?
Puisque la température «normale» conventionnelle soit de 36,6 °C, les températures mesurées peuvent varier de 35,2 °C à 36,8 °C tout en restant «normales». Des variations de température peuvent être imputées à des activités physiques, au tabagisme, à la prise d'un repas et au fait de boire. Votre température est plus faible le matin que l'après-midi. D'autres variations peuvent être dues au site de la prise de température : Axillaire (prise de mesure à l'aisselle), orale (prise de mesure à la bouche), rectale (prise de mesure dans le rectum). Bien que la température axillaire suive les normes décrites précédemment, une température orale est généralement élevée de 0,5 °C. La température rectale sera plus élevée de 1,0 °C.

CARACTÉRISTIQUES DE VOTRE THERMOMÈTRE NUMÉRIQUE



- Bouton ALLUMER / ÉTEINDRE
- Extrémité de la sonde
- Couvercle du compartiment à piles
- Fenêtre d'affichage

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

1re méthode. Lavez le thermomètre à l'aide d'un chiffon doux imbibé d'alcool isopropylique dilué à l'eau.

2e méthode. Lavez-le à l'eau chaude savonneuse, puis essuyez-le à l'aide d'un chiffon doux humide et laissez-le sécher à l'air libre.

3e méthode. Lavez le thermomètre à l'aide d'une lingette douce imbibée d'alcool (de préférence une lingette prévue pour les injections).

PRÉPARATION À L'UTILISATION

Appuyez sur le bouton ALLUMER/ÉTEINDRE pour l'activer. Le dispositif émet un bip sonore et tous les segments sont visibles à l'écran pendant environ 2 secondes.

WT-03: Ensuite, le thermomètre affiche une température test de 36,5 °C.

WT-04 et WT-06: La dernière température prise s'affiche. Ensuite, une température test de 37,0 °C s'affiche pendant 1 seconde. Si la température ambiante est <32,00 °C, Lo°C s'affiche à l'écran.

WT-03: Si la température ambiante est de 244,0 °F, Hi°C s'affiche à l'écran.

WT-04, WT-06: Si la température ambiante est de 107,6 °F, Hi°C s'affiche à l'écran. Lorsque le °C apparaît à l'écran, le thermomètre est prêt à prendre la mesure.

WT-03: Pour visualiser la dernière température prise, appuyez sur le bouton ALLUMER/ÉTEINDRE et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes.

WT-04: Appuyez sur le bouton « ON/OFF » pendant 2 secondes pour passer de °C à °F ou inversement. L'écran affichera l'unité réglée, °C ou °F, jusqu'à ce que le bouton soit relâché. Ensuite, l'écran affichera « Lo °C » ou « Lo °F »

COMMENT PRENDRE VOTRE TEMPÉRATURE?

● **Prendre la température axillaire.** Essayez l'aisselle à l'aide d'une serviette sèche et placez l'extrémité de la sonde sous le bras.

- ⚠ Attention!** Des sueurs importantes peuvent entraîner une prise de température axillaire incorrecte. Lorsque vous prenez une température axillaire, gardez le bras près du corps afin que l'extrémité de la sonde soit bien recouverte par le bras. Les températures axillaires peuvent varier entre 35,2 °C et 36,8 °C. D'un point de vue médical, la température axillaire n'est pas la plus fiable. Pour obtenir des données exactes, il est important que l'extrémité soit bien en contact avec le corps. Si l'extrémité n'est pas en contact avec la peau, le dispositif émet un bip sonore plus tôt et le résultat de la prise de mesure est plus faible.
- Prise d'une température orale.** Placez l'extrémité de la sonde sous la langue, aussi proche que possible de la poche de chaleur. Gardez la bouche fermée lorsque vous mesurez la température. Les températures orales peuvent varier entre 35,7 °C et 37,3 °C.
- ⚠ Attention!** Des activités telles que boire une boisson chaude ou froide, fumer et pratiquer une activité physique peuvent augmenter ou faire baisser votre température. Il est donc important de vous détendre avec la bouche fermée pendant environ 5 minutes avant de prendre une température orale.
- Prise d'une température rectale.** Appliquez un lubrifiant soluble dans l'eau au couvercle de la sonde. Insérez doucement la sonde (environ 1 cm) dans le rectum. Les températures rectales peuvent varier entre 36,2 °C et 37,7 °C.

Temps de mesure moyen pour les différentes méthodes de prise de mesure

	WT-03	WT-04	WT-06
Axillaire	2-3 min	50-60 sec	20 sec
Orale	1 min	40-50 sec	10-15 sec
Rectale	1 min	30-40 sec	6-10 sec

La prise d'une température axillaire peut prendre plus longtemps en raison des caractéristiques décrites ci-dessus. Lorsque la température augmente légèrement, le dispositif émet un bip sonore.

⚠ Attention! Lorsque le dispositif émet un bip sonore, cela ne signifie pas que la prise de mesure est terminée. Cela signifie uniquement que votre température augmente légèrement. Il est recommandé de garder le thermomètre en place pendant 30 à 60 secondes après le bip sonore.

Signification d'un bip sonore:

	WT-03	WT-04	WT-06
Court	t ± 37,5 °C	t ± 37,8 °C	t ± 37,8 °C
Long	t <37,5 °C	t <37,8 °C	t <37,8 °C

Afin de prolonger la durée de vie de la pile, ÉTEIGNEZ le dispositif après l'utilisation en appuyant sur le bouton ALLUMER/ÉTEINDRE. Le dispositif s'éteindra automatiquement après environ 10 minutes.

- Ⓡemarque:** Pour des raisons d'hygiène, n'utilisez pas le même thermomètre pour des prises de mesures rectales et des prises de mesures axillaire ou orales. Évitez de boire des boissons chaudes ou froides, de pratiquer une activité physique, de fumer ou de prendre une douche directement avant la prise de mesure.

PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES

- Les enfants doivent utiliser le thermomètre sous la surveillance d'un adulte.
- Ne marchez pas, ne courez pas et ne parlez pas pendant la prise de température.
- Essayez le dispositif avant et après chaque prise de mesure.
- Stockez le dispositif dans son boîtier de protection lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Ne machouillez pas l'extrémité de la sonde.
- Ne stockez pas le dispositif à la lumière directe du soleil, dans un endroit poussiéreux ou humide. Évitez les températures extrêmes.
- Évitez de faire tomber le thermomètre et de lui faire subir des chocs importants.
- Ne tentez pas de démonter le dispositif, sauf pour remplacer les piles.
- Si le dispositif affiche un message « ERROR » et que la prise de mesure ne démarre pas, veuillez contacter un centre d'assistance technique.

- Ⓡemarque: Le dispositif est peut-être endommagé:**
 - s'il est utilisé et/ou stocké en dehors des conditions de température et d'humidité précisées;
 - s'il est tombé ou a subi un dommage mécanique.

⚠ **Contre-indications:** non révélées.

REEMPLACEMENT DE LA PILE

La pile dans votre thermomètre numérique doit être remplacée lorsque « Lo °C » ou « Lo °F » apparaît dans le coin inférieur droit de l'écran.

Marche à suivre pour remplacer la pile:

- Éteignez le dispositif et dévissez le couvercle du compartiment à piles (WT-06 uniquement).
- Retirez le couvercle du compartiment à piles.
- Remplacez la pile.
- Repositionnez le couvercle du compartiment à piles.

- Ⓡemarque:** Veuillez garder la pile hors de portée des enfants. Ne stockez pas la pile à une température élevée.

SPÉCIFICATIONS

	WT-03	WT-04	WT-06
Plage de mesures	32,0 °C - 42,9 °C	32,0 °C - 42,9 °C	32,0 °C - 42,9 °C
Résolution de l'écran	0,1 °C	0,1 °C	0,1 °C
Précision	Fabilité de +0,1 °C pour la plage de mesures 35,5 °C - 42,0 °C fiabilité de +0,2 °C pour la plage de mesures inférieures à 35,5 °C et supérieures à 42,0 °C		
Mise hors marche automatique	10 min ± 2 min	8 min 40 sec ± 2 min	10 min ± 2 min
Pile	LR41 / SR41	LR41 / SR41	LR41 / SR41
Durée de vie de la pile	Au moins 1 an	Au moins 1 an	Au moins 1 an
Taille du dispositif	128x118x5 mm	133x21x11 mm	148x22x20 mm
Poids (avec pile, sans boîtier)	~ 10 g	~ 10 g	~ 14 g
Conditions de fonctionnement	Température : 10 °C – 40 °C.		
Conditions de stockage	Température : -10 °C – 60 °C humidité relative : 25 % – 90 %		

KIT DU THERMOMÈTRE

- Thermomètre
- Instructions et carte de garantie
- Pile
- Boîtier de protection

RECYCLAGE

Le dispositif doit être recyclé conformément aux normes actuelles et ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères. Il est nécessaire de contacter des organisations spécialement habilitées pour le recyclage de ce dispositif.

RESPECT DES NORMES

Ce dispositif respecte les exigences CE pour les équipements médicaux 93/42/CEE. Déclaration de conformité.

ENTRETIEN

Il est recommandé de vérifier les performances tous les 2 ans ou après qu'il a été abandonné. Veuillez contacter le service centre.

- Ⓡemarque:** Vous pouvez vérifier la fiabilité du dispositif vous-même. Versez de l'eau chaude entre 36 et 41 °C dans un récipient (300 à 500 ml). Placez au moins deux thermomètres, dont celui que vous souhaitez vérifier et un thermomètre de référence. Les extrémités des sondes doivent être placées au même niveau et sous 2 à 3 cm d'eau. Comparez les résultats après 1 à 2 minutes. La différence ne doit pas être supérieure ou inférieure à 0,1 °C.

GARANTIE

La période de garantie est de 2 ans à partir de la date d'achat. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation du produit. Elle ne couvre pas les piles, la housse de protection ou l'emballage. Si pendant la période de garantie, un défaut de fabrication est détecté, le produit défectueux sera réparé ou, si cela est impossible, il sera remplacé par un autre produit.
La date de fabrication est indiquée sur l'appareil dans le numéro de série SN: WYYYYXXXXX. Les premier et deuxième chiffres (WW) correspondent à la semaine de production, les troisième et quatrième (YY) à l'année de production.

- Ⓡemarque:** Le fabricant peut changer les unités de façon partielle ou totale si nécessaire sans préavis.

INFORMATION SUR LES SYMBOLES

 SUIVEZ LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION	 COLLECTE SÉPARÉE POUR ÉLIMINATION
 INDICE DE PROTECTION	 DISPOSITIF DE TYPE BF
IP22 TAUX DE PROTECTION:	 NUMÉRO DE RÉFÉRENCE
IP22 (Protégé contre la pénétration de corps solides de dimension supérieure à 12,5 mm. Protégé contre la pénétration de gouttes d'eau tombant verticalement)	 NUMÉRO DE SÉRIE
 CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT, TEMPÉRATURE	 CONDITIONS DE STOCKAGE, TEMPÉRATURE
 DU FABRICANT NOM	 MARQUE CE
 0044	

Dernière révision 2021-W43

RS Uputstvo za upotrebu

Poštovani kupče!
Čestitamo Vam na kupovini medicinskog elektronskog termometra kompanije B.Well!
Hvala Vam što ste izabrali naš proizvod.

NAMENA:
Termometri se koriste za merenje telesne temperature oralnim, aksilarnim i rektalnim metodama.

PREVENTIVNE MERE


- Termometar se može koristiti samo za merenje telesne temperature !
- Minimalno vreme merenja dok se ne čuje zvučni signal mora se održavati bez izuzetka !
- Vodite računa da deca termometar ne koriste bez nadzora; neki delovi su dovoljno mali da se mogu progutati.
- Zaštite termometar od pada i udara!
- Izbegavajte savijanje vrha vise od 45°!
- Izbegavajte temperature okoline iznad 60°C. NIKAD ne kuvajte termometar.
- Za čišćenje termometra koristite samo komercijalna dezinfekciona sredstva nevedena u odeljku: "čišćenje i dezinfekcija".
- Baterije i elektronski uređaji se moraju odlagati u skladu sa lokalno važećim propisima, a ne sa kućnim otpadom.
- Pod bilo kojim okolnostima, rezultat dobivene temperature je SAMO za referencu. Pre bilo kakvih medicinskih mera, obratite se svom lekaru.**

ŠTA ZNAČI „NORMALNA“ TEMPERATURA?

Iako se smatra da je „normalna“ vrednost temperature 36,6°C, ona može da varira od 35,2°C do 36,8°C i još uvek biti „normalna“. Varijacije temperature mogu se objasniti takvim aktivnostima kao što su vežbanje, fizička aktivnost i konzumiranje hrane i pića. Vaša temperatura ujutru je niža nego popodne. Druge varijacije mogu biti vezane za način merenja temperature: aksilarna (merenje ispod pazuha), oralna (u usnoj duplji) i rektalna (merenje

u rektumu). Temperatura ispod pazuha odgovara gore navedenim karakteristikama, dok je oralna temperatura obično viša za 0,5°C.

KARAKTERISTIKE VAŠEG ELEKTRONSKOG TERMOMETRA



- Dugme za uključivanje/isključivanje
- Merni senzor
- Poklopac ležišta za baterije
- LCD displej

ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJA

Prva metoda. Obrišite krpom namočenom u 70% izopropanol.

Drua metoda. Isperite sapunom i toplom vodom, zatim obrišite čistom, vlažnom krpom i ostavite da se osuši.

Treća metoda. Obrišite vlažnom krpom koja sadrži alkohol (najbolje krpom za injekcije).

PRIPREMA APARATA ZA RAD

Pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje kako biste uključili termometar. Čuće se zvučni signal pa svi segmenti će se pojaviti na displeju na dve sekunde.

Za WT-03: Zatim će termometar pokazati testovnu temperaturu od 36,5 °C.

Za WT-04, WT-06: Zatim će termometar pokazati rezultat poslednjeg merenja, a nakon toga testovnu temperaturu od 37°C tokom 1 sekunde. Ako je temperatura okoline <32,00 °C, LCD displej prikazuje „Lo °C“.

Za WT-03: Ako je temperatura >44,00 °C, LCD displej prikazuje „Hi °C“.

Za WT-04, WT-06: Ako je temperatura >43,00 °C, LCD displej prikazuje „Hi °C“. Kada se na displeju pojavi znak °C, termometar je spreman za upotrebu.

Za WT-03: Da biste pregledali poslednje merenje iz memorije aparata, pritisnite i držite dugme za uključivanje/isključivanje 2 sekunde.

Za WT-04: Pritisnite dugme „ON/OFF“ (Uključeno/isključeno) na 2 sekunde da se prebacite između „C“/„F“. Na ekranu će biti prikazana podešena jedinica °C ili °F sve dok se dugme ne otpusti. Nakon toga će na ekranu biti prikazano Lo °C.

NAČIN UPOTREBE UREĐAJA

- Aksilarno merenje:** Obrišite pazuh suvim peškirom i stavite tamo vrh termometra.

- ⚠Pažnja!** Prekomerno znojenje u pazuhu može dovesti do pogrešnih rezultata prilikom aksilarnog merenja temperature. Tokom merenja temperature držite ruku čvrsto pritisnutom uz telo (pazuh treba biti zatvoren). Dijapazon normalne aksilarne temperature je 35,2-36,8 °C. Sa medicinske tačke gledišta, aksilarno merenje nije visoko tačna metoda merenja. Za dobijanje tačnog rezultata potreban je čvrst kontakt metalnog senzora termometra sa telom. Ako u pazuhu nema čvrstog kontakta sa telom, to dovodi do toga da se zvučni signal aktivira ranije, dok vrednosti temperature su niži nego u stvarnosti.

- Oralno merenje:** Postavite vrh termometra ispod jezika što bliže don jezika (u podjezični pregibi). Držite usta zatvorena dok merite temperaturu. Dijapazon normalne oralne temperature je 35,7-37,3 °C.

- ⚠ Obratite pažnju:** Konzumiranje toplih ili hladnih pića, pušenje, vežbanje ili druge aktivnosti mogu povećati ili sniziti Vašu temperaturu. Zato je važno da se pre merenja opustite otprilike 5 minuta zatvorenih usta.

- Rektalno merenje:** namažite vrh termometra higijenskim lubrikantom koji se rastvara u vodi; ne koristite tehnički vazelin. Uvedite vrh termometra u rektum otprilike na 1 cm. Dijapazon normalne rektalne temperature je 36,2-37,7 °C.

	WT-03	WT-04	WT-06
Aksilarno	2-3 min.	50-60 sek.	20 sek.
Oralno	1 min.	40-50 sek.	10-15 sek.
Rektalno	1 min.	30-40 sek.	6-10 sek.

U slučaju aksilarnog merenja, zbog karakteristika ove metode navedenih gore, dobijanje tačnog rezultata može zahtevati duže vreme. Kada temperatura neznačajno poraste, termometar daje zvučni signal.

- ⚠ Obratite pažnju** na zvučni signal nije signal za završetak merenja. To znači da Vaša temperatura raste, ali neznačajno. Preporučujemo da termometar nakon signala držite još 30-60 sekundi.

Definicija zvučnih signala aparata:

	WT-03	WT-04	WT-06
Kratki	pri t ≥37,5 °C	pri t ≥37,8 °C	pri t ≥37,8 °C
Dugi	pri t <37,5 °C	pri t <37,8 °C	pri t <37,8 °C

Da biste povećali radni vek baterije, preporučuje se da aparat nakon upotrebe isključite kratkim pritiskom dugmeta za uključivanje/isključivanje. Ako to ne usledi, termometar će se automatski isključiti nakon otprilike 10 minuta.

- Ⓡemarke:** Prema higijenskim standardima, ne koristite za rektalno merenje isti termometar koji ste već koristili za aksilarno ili oralno merenje. Izbegavajte da pijete topla ili hladna pića, radite vežbe, pušite ili se kupate ili tuširate neposredno pre merenja.

OPŠTE MERE PREDOSTROŽNOSTI

- Deca moraju da koriste termometar samo pod nadzorom odrasle osobe.
- Ne hodajte, ne trčite i ne razgovarajte tokom merenja temperature.
- Obrišite termometar pre i posle svake upotrebe.
- Kuvajte aparat u zaštitnoj futrolji kada ga ne koristite.
- Nemojte da grizite vrh termometra.
- Ne čuvajte uređaj na mestu gde može biti izložen direktnom suncu, kao i na prašnjavim ili vlažnim mestima. Izbegavajte nagle promene temperature.
- Pokušajte da ne ispuštite termometar i ne izlažite ga snažnim udarcima. Ne pokušavajte rastaviti aparat osim radi zamene baterije.
- Ako se na ekranu prikazuje saopštenje „GREŠKA“, a merenje nije izvršeno, obratite se servisnom centru.
- Ⓡ Napomena. Aparat se može oštetiti ako:**
 - koristi se i/ili čuva se izvan definisanog dijapazona temperature i vlažnosti;
 - termometar se izlaže mehaničkim udarcima (padovima)
- ⚠ **Kontraindikacije:** Nisu utvrđene.

ZAMENA ELEMENTA NAPAJANJA (BATERIJE)
Ako se znak „“ ili „“ pojavi u donjem desnom uglu displeja, bateriju na vašem digitalnom termometru treba zameniti.

- Da biste zamenili bateriju:
 - Otvorite poklopac ležišta za baterije.
 - Zamenite bateriju.
 - Zatvorite poklopac za baterije.

- Ⓡ NAPOMENA:** Obavezno uklonite bateriju dalje od male dece. Ne čuvajte bateriju na visokim temperaturama.

SPECIFIKACIJE

	WT-03	WT-04	WT-06
Dijapazon merenja	32,0 °C - 42,9 °C	32,0 °C - 42,9 °C	32,0 °C - 42,9 °C
Korak merenja	0,1 °C	0,1 °C	0,1 °C
Tačnost i greška merenja	Greška merenja +/-0,1°C za dijapazon 35,5°C-42,0°C Greška merenja +/- 0,2°C za dijapazon manje od 35,5°C i više od 42,0°C		
Automatsko isključivanje	10 min. ± 2 min.	8 min. 40 sek. ± 2 min.	10 min. ± 2 min.
Element napajanja	LR41 ili SR41	LR41 ili SR41	LR41 ili SR41
Rok trajanja baterije	Najmanje 1 godina	Najmanje 1 godina	Najmanje 1 godina
Dimenzije	128 x 18,5 x 10,5 mm	133 x 21 x 11 mm	148 x 22 x 20 mm
Težina (sa baterijom, bez futrole)	~ 10 g	~ 10 g	~ 14 g
Uslovi za korišćenje:	Temperatura: 10°C - 40°C Relativna vlažnost: 30% - 85%		
Uslovi za čuvanje:	Temperatura: -10°C - 60°C Relativna vlažnost: 25% - 90%		

WT-03 BASE WT-04 STANDARD WT-06 FLEX

مقياس حرارة رقمي

باللغة العربية إرشادات الاستعمال

مقدمة
عزيزي العميل!
توأمينا على شرايك مقياس الحرارة الرقمي من B.Well!
نشكركم على اختيار منتجنا


الغرض من الاستخدام
تستخدم مقاييس الحرارة لقياس درجة حرارة الجسم عن طريق الفم أو الإبطين أو المستقيم.

الاحتياطات

- لا يمكن استخدام مقاييس الحرارة إلا لقياس درجة حرارة الجسم!
- ينبغي الاحتفاظ بوقت القياس الأدنى حتى سماع صوت صافرة بلا استثناء!
- ينبغي الاحتفاظ بوقت القياس الأدنى حتى سماع صوت تأكيد من عدم استخدام الأطفال لمقياس الحرارة بدون إشراف: بعض الأجزاء صغيرة بما يكفي لابتلاعها.
- احرص على حماية مقياس الحرارة من الصدمات والسقوط! تجنب نبي الطرف أكثر من 45 درجة!
- تجنب درجات الحرارة المحيطة فوق 60 درجة مئوية.
- لا تقل مقياس الحرارة أبدًا!
- لا تستخدم إلا مواد التطهير التجارية المدرجة في قسم "التنظيف والتعقيم" لتنظيف مقياس الحرارة.
- ينبغي التخلص من البطاريات والأجهزة الإلكترونية وفقًا للوائح المعمول بها محليًا وليس مع النفايات المنزلية.
- في جميع الأحوال، تكون نتيجة قياس درجة الحرارة مرجعية فقط.لن اتخذ أي إجراء طبي، نرجى استشارة طبيبك.**

ما هي درجة الحرارة "الطبيعية"؟
على الرغم من أن قراءة درجة الحرارة "العادية" المقبولة عمومًا هي 36,6 درجة مئوية، قد تختلف قراءات درجة الحرارة من 35,2 إلى 36,8 درجة مئوية وهي أيضًا تعتبر "طبيعية". يمكن أن تعزى التباينات في درجة الحرارة إلى أنشطة كتمارسة الرياضة والتدخين وتناول الطعام والشرب. تكون درجة الحرارة في الصباح أقل مما هي عليه في فترة الظهر. وقد تكون هناك اختلافات أخرى بسبب موقع قراءة درجة الحرارة: الإبطين (قياس الإبط)، عن طريق الفم (قياس الفم)، المستقيم (قياس المستقيم). في حين أن درجة الحرارة عن طريق الإبط تتبع المبادئ التوجيهية التي سبق وصفها، وتكون درجة الحرارة عمومًا عن طريق الفم أعلى بمقدار 0,5 درجة مئوية. ستكون درجة حرارة المستقيم أعلى بمقدار 1,0 درجة مئوية.

مميزات مقياس الحرارة



تعليمات التنظيف
الطريقة الأولى نظف مقياس الحرارة بقطعة قماش ناعمة والكحول الأيزوبروبيل المخفف بالماء.
الطريقة الثانية اغسله بالماء الدافئ والصابون، ثم امسحه بقطعة قماش مبللة نظيفة واتركه ليجف.
الطريقة الثالثة نظف مقياس الحرارة بمنديل ناعم مرطب بالكحول (يقضل المناديل الخاصة بالحقن).

التحضير للاستخدام

اضغط على زر ON/OFF للتعطيل. سيصدر الجهاز صافرة ويظهر عرض كل الشرائح لمدة ثابنتين تقريبًا.

WT-03: وبعد ذلك سيظهر درجة حرارة اختبارية وهي 36,5 درجة مئوية.

WT-04 و WT-06: سيتم عرض درجة الحرارة التي أُجِدت في المرة الأخيرة. ثم ستظهر درجة الحرارة الاختبارية التي تبلغ 37,0 درجة مئوية لمدة ثانية واحدة. إذا كانت درجة حرارة الغرفة >32,00 درجة مئوية، ستعرض Lo درجة مئوية.

WT-03: إذا كانت درجة حرارة الغرفة 244,0 درجة مئوية، ستعرض Hi درجة مئوية.

WT-04 و WT-06: إذا كانت درجة حرارة الغرفة 107,6 درجة مئوية، ستعرض Hi درجة مئوية. عندما تظهر C°، يكون مقياس الحرارة جاهزًا لقياس درجة الحرارة

WT-03: لعرض درجة الحرارة التي أخذت آخر مرة، اضغط باستمرار على زر ON/OFF لمدة ثابنتين.

WT-04: اضغط على زر "ON/OFF" لأكثر من ثابنتين للتبديل بين القياس بدرجة مئوية/درجة فهرنهايت. ستعرض الشاشة وحدة الضبط بالدرجة المئوية (C°) أو درجة فهرنهايت (F°) حتى يُحزّر الزر.بعد ذلك سيظهر الشاشة انخفاض الحرارة بالدرجة المئوية (C° Lo) أو الانخفاض بدرجة فهرنهايت (F° Lo)

كيف تقيس درجة الحرارة

أخذ درجة الحرارة عن طريق الإبط

امسح منطقة الإبط بمنشفة جافة وضع طرف المسبار تحت الذراع.

إنهيه! قد يسبب التعرق الشديد قياسًا غير صحيح عند أخذ درجة الحرارة عن طريق الإبط. عند أخذ درجة الحرارة عن طريق الإبط، اجعل الذراع قريبًا من الجسم بحيث يتم تغطية طرف المسبار جيدًا ب الذراع.قد تختلف درجات الحرارة عن طريق الإبط من 35,2 إلى 36,8 درجة مئوية. ومن وجهة النظر الطبية، فإن أخذ درجة الحرارة عن طريق الإبط ليس طريقة عالية الدقة للقياس. وللحصول على أرقام دقيقة، من الضروري أن يكون هناك اتصال قوي من الطرف بالجسم. عندما لا يكون الطرف على اتصال وثيق بالجلد، يصدر الجهاز صافرة مبكرة وتكون نتيجة القياس أقل.

● **أخذ درجة الحرارة عن طريق الفم.**
ضع طرف المسبار تحت اللسان بأقرب ما يمكن إلى جيب الحرارة. أبق فمك مغلقًا عند قياس درجة الحرارة. قد تختلف درجات الحرارة عن طريق الفم من 35,7 إلى 37,3 درجة مئوية.

إنهيه! قد تزيد أنشطة مثل تناول المشروبات الساخنة أو الباردة أو التدخين أو ممارسة التمارين أو تنقص درجة حرارتك. لذلك من المهم الاسترخاء مع إغلاق الفم لمدة 5 دقائق تقريبًا قبل أخذ درجة الحرارة عن طريق الفم.

● **قياس درجة الحرارة عن طريق المستقيم.**
ضع ريت تشحيم قابل للذوبان في الماء على غطاء المسبار. ادخل المسبار برفق (حوالي 1 سم) داخل المستقيم. قد تختلف درجات الحرارة عن طريق المستقيم من 36,2 إلى 37,7 درجة مئوية.

WT-06	WT-04	WT-03
الإبط	2 - 3 دقائق	50 - 60 ثانية
الفم	40 - 50 ثانية	10 - 15 ثانية
المستقيم	دقيقة	30 - 40 ثانية
	6 - 10 نوات	

قد يستغرق أخذ درجة الحرارة عن طريق الإبط وقتًا أطول بسبب الخصائص المذكورة أعلاه. عندما ترتفع درجة الحرارة قليلًا، يصدر الجهاز صوتًا.

إنهيه! عندما يصدر الجهاز صوتًا، لا يعني ذلك أن القياس قد اكتمل، بل يعني ذلك أن درجة حرارتك قد ارتفعت قليلًا. يوصى بالاحتفاظ بالجهاز لمدة 30 - 60 ثانية بعد الصافرة.

تعريف الصافرة:

	WT-03	WT-04	WT-06
قصيرة	37,5 درجة مئوية	37,8 درجة مئوية	37,8 درجة مئوية
طويلة	>37,5 درجة مئوية	>37,8 درجة مئوية	>37,8 درجة مئوية

ولإطالة عمر البطارية، أطفئ الجهاز بعد الاستخدام بالضغط على زر ON/OFF. سيتم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائيًا بعد 10 دقائق.

① **ملحوظة:** وفقًا لمعايير النظافة العامة، لا تستخدم نفس جهاز القياس عن طريق المستقيم كالمستخدم للقياس عن طريق الإبط أو الفم. تجنب المشروبات الساخنة أو الباردة أو ممارسة التمارين أو التدخين أو الاستحمام مباشرة قبل القياس.

الرعاية العامة

- ينبغي أن يستخدم الأطفال مقياس الحرارة تحت إشراف الكبار.
- لا تقم بالمشي أو الجري أو التحدث أثناء قياس درجة الحرارة.
- امسح الجهاز قبل وبعد كل قياس.
- حزّن الجهاز في الحقيبة الواقية عندما لا يتم استخدامه.
- لا تعض طرف المسبار.
- لا تُحزّن الجهاز تحت أشعة الشمس المباشرة أو في الغبار أو في مكان رطب. تجنب درجات الحرارة القصوى.
- ينبغي تجنب سقوط أو تعرض مقياس الحرارة للصدمات القوية.
- لا تحاول تفكيك الجهاز، باستثناء استبدال البطارية.
- إذا ظهر على الشاشة "ERROR" ولم يبدأ القياس، فيرجى الاتصال بمركز الصيانة.

① **ملحوظة: قد يتلف الجهاز في حالة**
● استخدامه و/أو تخزينه بما يتجاوز ظروف درج الحرارة والرطوبة المحددة:
● تم إسقاطه أو تعرضه لضرر ميكانيكي

إنه موانع الاستعمال: لم يتم الكشف عنها.

تثبيت البطارية

يلزم استبدال البطارية الموجودة في مقياس الحرارة الرقمي عند ظهور " " أو " " في الزاوية اليمنى السفلية من الشاشة.

لاستبدال البطارية:

- أطفئ مسمار غطاء البطارية (طراز WT-06 فقط).
- انزع غطاء البطارية بعيدًا عن الجهاز.
- استبدل البطارية.
- أعد غطاء البطارية مرة أخرى إلى موضعه.

① **ملحوظة:** يرجى إبقاء البطارية بعيدًا عن متناول أيدي الأطفال. لا تحزّن البطارية عند درجة حرارة عالية.

المواصفات

WT-06	WT-04	WT-03	
نطاق قياس	32,0 درجة مئوية - 42,9 درجة مئوية	32,0 درجة مئوية - 42,9 درجة مئوية	32,0 درجة مئوية - 42,9 درجة مئوية
دقة العرض	0,1 درجة مئوية	0,1 درجة مئوية	0,1 درجة مئوية
الدقة	±0,1 لنطاق القياس	±0,2 درجة مئوية	±0,2 درجة مئوية
الدقة	35,5 - 42,0 درجة مئوية	35,5 - 42,0 درجة مئوية	35,5 - 42,0 درجة مئوية
زمن إيقاف	10 دقائق ±2 دقيقة	10 دقائق ±2 دقيقة	10 دقائق ±2 دقيقة
الشفافية الشفافي	8 دقائق 40 ثانية	8 دقائق 40 ثانية	10 دقائق ±2 دقيقة
البطارية	SR41 / LR41	SR41 / LR41	SR41 / LR41
عمر البطارية	عام على الأقل	عام على الأقل	عام على الأقل
حجم الجهاز	11 x 21 x 133 مم	18,5 x 128,1 x 10,5 مم	20 x 22 x 148 مم
الوزن (البطارية، بدون الحقيبة)	~ 10 غرام	~ 10 غرام	~ 14 غرام
ظروف التشغيل	درجة الحرارة: 10 - 40 درجة مئوية، الرطوبة النسبية: 30% - 85%	درجة الحرارة: 10 - 40 درجة مئوية، الرطوبة النسبية: 30% - 85%	درجة الحرارة: 10 - 40 درجة مئوية، الرطوبة النسبية: 30% - 85%
ظروف التخزين	10 - 40 درجة مئوية، الرطوبة النسبية: 25% - 90%	10 - 40 درجة مئوية، الرطوبة النسبية: 25% - 90%	10 - 40 درجة مئوية، الرطوبة النسبية: 25% - 90%

مجموعة مقياس الحرارة

- مقياس الحرارة
- البطارية
- التعليمات وبطاقة الضمان
- حقيبة واقية

الاستخدام

ينبغي استخدام الجهاز وفقًا للمعايير الحالية بشكل منفصل عن النفايات المنزلية. وللاستفادة منه، من الضروري الاتصال بالمنظمات الخاصة بالمرحصة لإجراء التخلص.

معايير الاجتماع

يلبي هذا الجهاز متطلبات الاتحاد الأوروبي الخاصة بالأجهزة الطبية CEE/42/93. إعلان المطابقة.

اعمال صيانة

يوصى بفحص الأداء كل سنتان أو بعد إسقاطه. الرجاء الاتصال بالخدمة مركز.

① **ملحوظة:** يمكنك التحقق من دقة الجهاز بنفسك. صب وعاء (300 - 500 مل) بالماء الدافئ من 36 إلى 41 درجة مئوية. ضع مقياسين أو أكثر من مقاييس الحرارة بما في ذلك المقياس الذي تريد أن تفحصه وآخر كمراجع.

ينبغي أن تكون أطراف المسبار في نفس المستوى و 2 - 3 سم في الماء. بعد دقيقة إلى دقيقتين، قارن بين الأرقام. ينبغي أن يكون اختلافها أكثر أو أقل من 0,1 درجة مئوية.

الضمان

فترة الضمان 2 سنوات من تاريخ شراء الجهاز. لا يسري هذا الضمان في حالات الأضرار الناجمة عن الاستخدام غير الصحيح وكذلك على البطارية والغطاء الواقي والحقيبة وعلاف الجهاز. وعند إكتشاف عيب في التصنيع خلال فترة الضمان، سيتم إصلاح الجهاز المُقفل، أو إذا كان لا يمكن إصلاحه، فيتم استبدالها بأخر.

يشار إلى تاريخ التصنيع على الجهاز بالرقم التسلسلي: SN: WWWYXXXXXX. الرقمان الأول والثاني (WW) هما أسبوع الإنتاج ، والثالث والرابع (YY) هما سنة الإنتاج.

① يحوز للشركة المُصنعة تغيير الأجهزة جزئيًا أو كليًا إذا لزم الأمر، دون إخطار مسبق.

معنى العلامات

	التخلص من المجموعة مجموعة		اتبع الإرشادات قبل الاستخدام
	نوع الجهاز		معدل الحماية ضد دخول الأجسام إلى الجهاز:
	رقم المادة		الاجتماع المصنعة مع أبعاد أكبر من 12,5 مم مجتمعي
	الرقم المسلسل		من دخول قطرات الماء
	التشغيل طرف، درجة الحرارة		قياسات الماء
	التخزين طرف، درجة الحرارة		اسم الشركة المصنعة
			علامة CE

المراجعة الأخيرة 2021-W43

B.Well Swiss AG
Bahnhofstr. 24, 9443 Widnau, Switzerland
www.bwell-swiss.ch