

# MED-120 TH-130

KOMPAKT KOMPRESSZOROS GYÓGYSZERPORLASZTÓ

**HU** használati útmutató



**Kedves vásárlónk!**
Köszönjük, hogy megvásárolta a B Well MED-120/TH-130 típusú gyógyszerporlasztót! A B Well gyógyszerporlasztó egy megbízható készülék. Létrehoz egy légáramot, amely egy átlátszó csövön keresztül eljut a porlasztóba. Amikor a levegő bekerül a porlasztóba, a felirt gyógyszer átalakítja aeroszollá permett, amelyet a beteg így könnyen belegezhet. A B Well vállalat garancia, hogy a készülék kiváló minőségű anyagokból készült, és megfelel a nemzetközi biztonsági előírásoknak. A gyógyszerporlasztó orvostechnikai eszköz, ezért szakképzett orvos és/vagy légzésterapeuta felügyelete alatt használatos. Kérjük, a készülék használatát előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutatót, és a javasoltaknak megfelelően járjon el.

## 1. FIGYELMEZTETÉSEK ÉS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

A készülék használata előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutatót. A használati útmutatót őrizze meg a készülék teljes élettartama során, hogy szükség esetén elmenthesse. A készülék kizárólag a jelen használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően, azaz aeroszolos terápiás rendszerként, a kezelőorvosa utasításainak betartásával használható. A rendeltetéstől eltérő használat helytelennek számít, ezért veszélyes. A gyártó nem vonható felelősségre a készülék helytelen, hibás és/vagy indokolatlan használatából, illetve a készüléknek a hatályos biztonsági előírásoknak nem megfelelő elektromos berendezésekhez való csatlakoztatásából eredő károkról.

### ⚠ Figyelmeztetés!

- Használat előtt győződjön meg arról, hogy a készüléken, illetve a tartozékain nem látható esetleges sérülési jele. Ha bármilyen kétélyen van, ne használja a készüléket, hanem forduljon a megnevezett ügyfélszolgálathoz a megadott címen.
- Ha hibát észlel a készüléken, olvassa el a „10. Hibaelhárítás” c. részben foglaltakat.

### Forduljon orvoshoz az alábbi esetekben:

- A készülék nem helyettesíti az orvosi vizsgálatot a megnevezett. Először mindig forduljon kezelőorvosához, ha bármilyen fájdalmat érez vagy megzavarodik.
- Ha bármilyen aggrálya van az egészségi állapotával kapcsolatban:
- Az alkalmazandó gyógyszer típusát és adagolását, valamint az inhalációs terápia gyakoriságát és időtartamát illetően;
- Csak a kezelőorvosa vagy gyógyszerésze által felírt vagy javasolt gyógyszert használja.

### Felhívjuk figyelmét:

- Ha a készülék nem működik megfelelően, vagy ha rosszul érzi magát vagy fájdalma van, azonnal hagyja abba a használatát.
- Használat közben a készüléket tartsa távol a szemétől, mivel a gyógyszerpermet ártalmas lehet.
- Soha ne használja a készüléket gyúlékony oxigén vagy nitrogén-oxid közelében.
- Ügyeljen arra, hogy a készüléket ne érjék ártalmas gőzök vagy lélekony anyagok.
- A készüléket nem használhatják gyermekek és korlátozott fizikai, érzelveszívi (pl. csökkent fájdalomérzékelnyesség) vagy szellemi képességű, illetve a készülék használatával kapcsolatban tapasztalattal és/vagy ismeretekkel nem rendelkező személyek, kivéve ha olyan személy felügyeli őket, aki felüle a biztonságúért vagy megtartja őket a készülék használatára.
- Minden tisztítási és/vagy karbantartási eljárást a készülék ki kell kapcsolni, és a csatlakozóját ki kell húzni a fal aljzatból.
- A csomagolóanyagot gyermekektől elzárva tárolja (fulladásveszély miatt).
- A belegabalyodás és fulladás veszélyének megelőzése érdekében a kábekeket és a légutómlőket kisgyermekektől elzárva tárolja.
- Ne használjon egyéb, a gyártó által nem ajánlott alkatrészeket.
- A készüléket kizárólag a típusútábján megadottnak megfelelő hálózati feszültséghez szabad csatlakoztatni.
- A készüléket soha ne merítse vízbe és ne használja fürdőszobában. A készülékbe semmilyen körülmények között nem kerülhet folyadék.
- Óvja a készüléket az erős külső behatástól.
- Aramütés veszélye miatt soha ne érjen hozzá nedves kézzel a mikro USB-kábelhez.
- A hálózati adaptert ne a mikro USB-kábelt fogva húzza ki a csatlakozójából.
- A mikro USB-kábelt ne torjje vagy hajlítsa meg, ne húzza át éles permé tárgyakkal felett, illetve ne hagyja a levegőben lógni, és óvja a hőforrásoktól.
- A veszélyes túlhevülés megelőzése érdekében javasoljuk, hogy a mikro USB-kábelt teljesen tekerje ki.
- Ha a készülék mikro USB-kábele vagy hálózati adaptere megsérül, azt megfelelően ártalmatlanítani kell.
- A készülék és tartozékain nem szabad semmilyen módosítást végezni.
- Ha a készülék leesezt, illetve nagy mennyiségű nedvesség vagy bármilyen más károsodás érte, nem szabad tovább használni. Kétféle esetén forduljon az ügyfélszolgálathoz vagy a viszonteladóhoz.

A gyógyszerporlasztó kizárólag az ajánlott gyártó által biztosított gyógyszerporlasztóval és tartozékokkal működethető. Más vállalatok által gyártott porlasztóegységek és tartozékok használata esetén csökkenhet a kezelés hatékonysága, és kár keletkezhet a készülékben.

- A készüléket és tartozékait gyermekektől és háziállatoktól elzárva tárolja.

### ⚠ Fontos

Az áramkimaradások, hirtelen jelentkező zavaró hatások vagy egyéb kedvezőtlen körülmények működésképtelenné tehetik a készüléket.

- Ha USB-adaptert vagy hosszabbító kábelt kell használnia, az feleljen meg a vonatkozó biztonsági előírásoknak.
- Az adapteren feltüntetett teljesítmény-határteérték és maximális kimeneti teljesítményt nem szabad túllépni.
- Ne tárolja a készüléket és a hálózati tápkábelét hőforrás közelében.
- Ne használja a készüléket olyan helyiségben, ahol korábban spray-t használtak. Az inhalálás elkezdése előtt szellőztesse ki a helyiséget.
- A készülék módosítása nem megengedett.
- Soha ne használja a készüléket, ha az szokatlan hangot ad ki.
- Higiéniai okokból javasolt, hogy minden felhasználó a saját tartozékait használja.
- Használat után mindig válassza le a hálózati adaptert a készülékről.
- A készüléket a jelen használati útmutatóban megadott körületesi feltételek között kell tárolni.
- Óvja az akkumulátorokat a túlzott hőtől (a TH-130 típus esetében).
- Robbanásveszély!** Soha ne dobja tűzbe a készüléket!
- Az újratölthető akkumulátorokat ne szedje szét, ne vágja ketté és ne zússa össze (a TH-130 típus esetében).
- Kizárólag a jelen használati útmutatóban megadott töltőket használja (a TH-130 típus esetében).
- A készülék használata előtt az akkumulátorokat fel kell tölteni. Mindig be kell tartani a gyártó akkumulátor helyes feltöltésére vonatkozó utasításait és a jelen útmutatóban foglalt javaslatokat (a TH-130 típus esetében).
- Az üzembe helyezés előtt töltsé fel teljesen az akkumulátort (a TH-130 típus esetében).
- Az akkumulátor lehető leghosszabb élettartamának biztosítása érdekében évente legalább kétszer teljesen töltsé azt fel (a TH-130 típus esetében).

## Általános megjegyzések

### ⚠ Fontos

- A készülék kizárólag:
  - emberekben
  - a jelen használati útmutatóban megadott célokra használható.
- Bármilyen helytelen használat veszélyes lehet.
- Akut vészhelyzet esetén az elsősegélynyújtás a legfontosabb.
- Gyógyszeren kívül csak desztillált vizet vagy sóoldatot használjon. Egyéb folyadékok használata esetén a gyógyszerporlasztó vagy a porlasztóegység meghibásodhat.

## Az első használat előtt

### ⚠ Fontos

- A készülék használata előtt távolítsa el a róla minden csomagolóanyagot.
- Óvja a készüléket a portól, szennyeződéstől és párától, és soha ne takarja le használat közben.
- A készüléket ne használja nagyon poros területen.
- Azonnal kapcsolja ki a készüléket, ha az meghibásodik vagy nem működik megfelelően.
- A gyártó nem vállal felelősséget a helytelen vagy gondatlan használatból eredő károkról.

### Javítás

### ⓘ Megjegyzés

- Semmilyen körülmények között ne nyissa ki és ne próbálja saját kezűleg megjavítani a készüléket, mivel utána a hibátlan működés már nem lesz garantálható. A jelen használati útmutatóban foglaltak be nem tartása esetén a jótállás érvénytelenül válik, és a gyártó felelőssége megszűnik.
- Javítási igény esetén forduljon az ügyfélszolgálathoz.

## 2. JAVALLAT ÉS ELLENJAVALLAT

A MED-120/TH-130 típusú gyógyszerporlasztók és tartozékaik olyan inhalációs terápiaban használatosak, amelynek célja akut légzési megbetegedések, krónikus légzőszervi megbetegedések, például krónikus obstruktív tüdőbetegség (COPD), cisztás fibrózis, asztmatikus horghurhut, tüdőgyulladás és a légzőrendszer egyéb betegségeinek megelőzése és kezelése felnőtteknél és gyermekeknél egyaránt. A MED-120/TH-130 gyógyszerporlasztók a tartozékokkal az orvosi praxisban – rendelőkben és kórházakban – használhatók, de betegek is sikeresen használják a járóbeteg-ellátás keretében a felső és alsó légúti betegségek fellángolásainak megelőzésére és kezelésére.

Alkalmazási terület: betegségmegelőzési és -kezelési létesítmények, valamint otthoni személyes használat.

## 3. A KÉSZÜLÉK ÉS TARTOZÉKAINAK LEÍRÁSA

### A gyógyszerporlasztó áttekintése

- Ki-/bekapcsoló
- Mikro USB port
- Akkumulátortöltöttség-jelző (csak a TH-130 típusnál)
- Tömlőcsatlakozó
- Szűrő fedele
- Porlasztóegység tartója
- Sűrítettlevegő-tömlő
- Szájszutora
- Felnőttméretű arcmasz
- Gyermekméretű arcmasz
- Orrcsutora
- Szűrőkészlet
- USB hálózati adapter
- USB-kábel

### Porlasztóegység

- Porlasztórékesz
- Porlasztótartály
- Szűrőfejt

## 4. ÜZEMBE HELYZÉS

### A készülék összerakelése

Vegye ki a készüléket a csomagolásából. Helyezze a készüléket egy lapos felületre.

### A készülék első használata előtt

- ⓘ Megjegyzés**
  - Az első használat előtt tisztítsa meg és fertőtlenítsa a gyógyszerporlasztót és a tartozékokat. Lásd „7. Tisztítás és fertőtlenítés” c. pontot.
  - Csatlakozassa a sűrítettlevegő-tömlőt a porlasztótartály aljához.
  - Enyhén elfordítva csatlakoztassa a sűrítettlevegő-tömlő másik végét a porlasztó tömlőcsatlakozójához.

### A porlasztó akkumulátorának feltöltése (a TH-130 típusnál)

A porlasztó akkumulátorának feltöltéséhez:

- A készülékhez mellékel mikro USB-kábelt dugja be a porlasztón lévő mikro USB-csatlakozójazatba az ábrán látható módon.
- A mikro USB-kábel másik végét dugja be a hálózati adapteren lévő USB-csatlakozójazatba, majd a hálózati adaptert a hálózati csatlakozójazatba.

### ⓘ Megjegyzés

- A **TH-130 típus esetében:** A feltöltés folyamán egy (az akkumulátor majdnem teljesen lemerült) és négy (az akkumulátor teljesen fel van töltve) közötti számú LED-lámpa villog az akkumulátortöltöttség-jelzőn a töltöttségi szintnek megfelelően. Miután az akkumulátor teljesen feltöltődött, mind a négy LED-lámpa folyamatosan ég.
- A **MED-120 típus esetében:** Csatlakoztassa az inhalátor a megfelelő feszültségű hálózati áramforráshoz az USB hálózati adapter és az USB-kábel segítségével. Használat után húzza ki az USB hálózati adaptert és az USB-kábelt.

### A gyógyszerporlasztó bekapcsolása

A gyógyszerporlasztó bekapcsolásához:

- Nyomja meg a BE/KI gombot a porlasztón. A BE/KI gomb kék fényvel világít. A porlasztó ekkor üzemképes. A TH-130 típus esetében: Az akkumulátort legfelül kell tölteni ahhoz, hogy a porlasztó jól működjön
- Csak a TH-130 típus esetében:** The battery must be sufficiently charged for the nebulizer to function correctly.

- ⓘ Megjegyzés** Az akkumulátortöltöttség-jelzőn a kék LED-lámpák mutatják az akkumulátor aktuális töltöttségi szintjét:
  - 1 kék LED-lámpa villog – az akkumulátor majdnem teljesen lemerült, a porlasztó hamarosan kikapcsolódik
  - 1 kék LED-lámpa világít – az akkumulátor töltöttsége 25%-os
  - 2 kék LED-lámpa világít – az akkumulátor töltöttsége 50%-os
  - 3 kék LED-lámpa világít – az akkumulátor töltöttsége 75%-os
  - 4 kék LED-lámpa világít – az akkumulátor töltöttsége 100%-os

## 5. A KÉSZÜLÉK MŰKÖDTETÉSE

### ⚠ Fontos

- Higiéniai okokból fontos, hogy a porlasztót és a tartozékokat megelőzően mindig személyes használata után, majd fertőtlenítsa és aznapni utolsó kezelés után.
- Ha a kezelés több gyógyszer egymást követő inhalálásával jár, legyen tisztában azzal, hogy a porlasztót át kell öblíteni meleg csapvízzel minden egyes használat után. Lásd „7. Tisztítás és fertőtlenítés” c.pontot.
- Kérjük, vegye figyelembe a jelen használati útmutatóban a szűrő cseréjére vonatkozó megjegyzéseket.
- A készülék minden egyes használatát előtt ellenőrizze, hogy a tömlők csatlakozói szorosan kapcsolódnak-e a porlasztóhoz.
- Minden egyes használat előtt ellenőrizze a készülék megfelelő működését úgy, hogy rövidebb ideig bekapcsolja a porlasztóegységet (a csatlakoztatott gyógyszerporlasztóval, de gyógyszer nélkül). Ha a porlasztóból levegő áramlik ki, akkor a készülék működik.
- A porlasztó használata közben ne zárja el annak szellőzőnyílásait.

### A szűrőfejt behelyezése

- Nyissa ki a porlasztóegységet úgy, hogy a tetejét elfordítja az óramutató járásával ellentétes irányban, amíg neki nem ütözik a gyógyszertartálynak. Helyezze bele a szűrőfejt a gyógyszertartályba.
- Győződjön meg arról, hogy a gyógyszer-áramlótató jól illeszkedik a levegőáramlótató kúpra a porlasztó belsejében.

### A porlasztóegység feltöltése

- A gyógyszer töltése közvetlenül a gyógyszertartályba. Ne töltsé túl! A javasolt feltöltési mennyiség legfeljebb 6 ml.
- A gyógyszerszet kezelőorvosa utasításainak megfelelően használja, és kérdezze meg tőle, hogy mennyi ideig és milyen mennyiségű gyógyszerszet kell inhalálnia.
- Ha a felirt gyógyszer mennyiség nem éri el a 2 ml-t, töltésről legalább 2 ml izotóniás sóoldatot. A vízszükség szereket is hígítani kell. Itt is kövesse kezelőorvosa utasításait.

### A gyógyszerporlasztó becsukása

Az a gyógyszerporlasztó úgy, hogy a tetejét elfordítja az óramutató járásával megegyező irányban, amíg neki nem ütözik a gyógyszertartálynak. Ellenőrizze, hogy a csatlakozás megfelelő-e.

### Tartozékok csatlakoztatása a porlasztóegységhez

Csatlakoztassa a tartozékokat a kívánt tartozékokhoz (szájszutor, arcmasz, orrcsutora).

### ⓘ Megjegyzés

A porlasztás a szájszutor használataval a leghatékonyabb. Arcmaszkkal történő porlasztás csak akkor javasolt, ha a szájszutor használata nem lehetséges (pl. olyan gyermekeknél, akik még nem tudnak szájszutorávali gyógyszerszert inhalálni). A tartozékoktól mellékelő leírásokról csak akkor használja, ha kezelőorvosa azt kifejezetten előírja, és ügyeljen arra, hogy a kettős rész SOHA ne dugja be az orrába, csak tegye minél közelebb hozzá. Ha hosszú tárolást követően először használja a tartozékokat és/vagy mindig egyes használat után tisztítsa meg és fertőtlenítsa azokat! Minden alkatrészt megfelelően fertőtlenítsen és szárítson meg, majd tároljon tiszta helyen. Ha felnőttméretű arcmaszkot használ, azt a megfelelő pánttal rögzítheti a fején. A gyermekméretű arcmaszkot is tartozék rögzítéssel.

- A kezelés előtt azt felfelé húzza vegye ki a porlasztót a tartóából.
- Indítsa el a porlasztót a kapcsolóval.
- A porlasztóból áramló permet azt jelzi, hogy a készülék megfelelően működik.

### Kezelés

- Inhalálás közben üljön egyenes háttal, nyugodtan egy asztalnál (ne karosszékben) annak érdekében, hogy a légutak és az izmok lazuljanak és összegegyjen a légzési és légúti nyomódások miatt.
- Feltegezze be melyen a porlasztót gyógyszerszert.

- A készülék nem működethető folyamatosan; 30 perc használat után ki kell kapcsolni; ellenkező esetben nem történik porlasztás, és a készülék hibátlan működése nem garantált.

### ⓘ Megjegyzés

A készülék használata előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutatót. A használati útmutatót őrizze meg a készülék teljes élettartama során, hogy szükség esetén elmenthesse. A készülék kizárólag a jelen használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően, azaz aeroszolos terápiás rendszerként, a kezelőorvosa utasításainak betartásával használható. A rendeltetéstől eltérő használat helytelennek számít, ezért veszélyes. A gyártó nem vonható felelősségre a készülék helytelen, hibás és/vagy indokolatlan használatából, illetve a készüléknek a hatályos biztonsági előírásoknak nem megfelelő elektromos berendezésekhez való csatlakoztatásából eredő károkról.

## 6. A SZÜRŐ CSERÉJE

Rendszeresen (9–11 porlasztási eljárás után) ellenőrizze a levegőszűrőt. Ha a szűrő nagyon szennyezett vagy eltömődött, cserélje ki. Ha a szűrő benedvesedett, szintén ki kell cserélni új szűrőre.

### ⚠ Fontos

- Ne próbálja megtisztítani és újból alkalmazni a használt szűrőt.
- Kizárólag a gyártó által biztosított eredeti szűrőt alkalmazza; ellenkező esetben a porlasztóban kár keletkezhet, és a kellően hatásos kezelés nem garantálható.
- Használat közben a levegőszűrőn ne végezzen javítást vagy karbantartást.
- Soha ne működtesse a készüléket szűrő nélkül.

## A szűrő cseréjekor a következőképpen járjon el:

### ⚠ Fontos

- Először kapcsolja ki és válassza le a hálózati áramforrásról a készüléket.
- Hagyja a készüléket lehűlni.

### 1. Húzza előre a szűrő kupakját.

- ⓘ Megjegyzés:** Ha a kupak eltávolítása után a szűrő a készülékben marad, vegye ki belőle pl. csipesz vagy hasonló eszköz segítségével.

### 2. Tegyen új szűrőt a kupakba, majd helyezze vissza a készülékbe.

### 3. Győződjön meg arról, hogy megfelelően rögzül a helyén.

## 7. TISZTÍTÁS ÉS FERTŐTLENÍTÉS

### Gyógyszerporlasztó és tartozékok

### ⚠ Figyelmeztetés!

Adhere to the following hygiene instructions to avoid health risks. Felhívjuk a figyelmét, hogy a különböző alkalmazási területek egymástól eltérő tisztítási és higiéniai előkövetelméteket tesznek szükségessé.

### ⓘ Megjegyzések:

- A porlasztót és tartozékokat ne tisztítsa mechanikus módszerrel, azaz kefével vagy hasonló eszközzel, mivel azzal helyrehozhatatlan kár okozhat bennük, így a továbbiakban nem garantálható a leghatékonyabb kezelés.
- Kérjük, ügyeljen a kezelőorvosával a magas kóciáknak kétt csoportonként (pl. cisztás fibrózisban szenvedő betegeknel) szükséges higiéniai előkövetelmekre vonatkozó követelményekre (kézápolás, gyógyszerszek / inhalációs oldatok kezelése).
- Minden egyes mosási és fertőtlenítési eljárás után alaposan szárítsa meg a készüléket. A visszamaradó nedvesség vagy nyirkosság a baktériumok szaporodásának fokozott kockázatát vonhatja maga után.

### Előkészítés

- Közvetlenül minden egyes kezelés után a porlasztó minden alkatrészét és a használt tartozékokat meg kell tisztítani a gyógyszermaradványoktól és szennyeződésektől.
- Enhez szedje szét a porlasztót alkotó részekre.
- Enhez le a porlasztóról a szájszutorát, az arcmaszkot vagy az orrcsutorát.
- Szedje szét a gyógyszerporlasztót úgy, hogy a tetejét elfordítja az óramutató járásával ellentétes irányban, amíg neki nem ütözik a gyógyszertartálynak.
- Vegye ki a porlasztóbetétet a gyógyszerszertartályból.
- A készüléket fertőtlenítsen sorrendben kell újra összeszerelni.

### Tisztítás és fertőtlenítés

**⚠ Fontos** Minden egyes tisztítás előtt a készüléket ki kell kapcsolni, le kell választani a hálózati áramforrásról, majd hűlni kell lehűlni. Minden egyes használat után a porlasztót és a használt tartozékokat, például a szájszutorát, arcmaszkot szb, meg kell mosni forró, de nem forrásban lévő vízzel. Az alkatrészeket óvatosan törölje szárazra puha törölközővel. Miután teljesen megszáradtak, az alkatrészeket rakja újra össze és helyezze száraz, lezárt tartályba (a kialakításától függően) vagy fertőtlenítsa. A tisztítás során győződjön meg arról, hogy minden maradványt eltávolított. A tisztításhoz soha ne használjon olyan anyagokat, amelyek a bőrrel vagy nyálkahártyával érintkezve, illetve lenyelve vagy belegezve mérgezőt okozhatnak. A készülék megtisztásához puha, száraz törölközőt és nem dörzsölő hatású tisztítószereket használjon. Ne használjon semmilyen dörzsölő hatású tisztítószert, és soha nem merítse vízbe a készüléket.

### ⚠ Fontos

- Ügyeljen arra, hogy a készülék belsejébe ne kerüljön víz.
- Ne tisztítsa a készüléket vagy a tartozékokat mosogatógéppben.
- Ha a készülék be van dugva az elektromos hálózatba, ne érjen hozzá nedves kézzel, és ügyeljen arra, hogy a készüléket ne érje vízpermet. A készüléket csak akkor használja, ha már teljesen száraz.
- Ne permetezzen semmilyen folyadékot a készülékre; a készüléke jutó folyadék el a készülék meghibásodásához vezethet

### Kondenzáció, a tömlő tisztítása

A környezeti körülményektől függően a tömlőben kondenzáció jöhet létre. A baktériumok szaporodásának megelőzése és a megfelelő kezelés biztosítása érdekében alapvetően fontos a nedvesség eltávolítása. Ehhez az alábbiak szerint járjon el:

- Vegye le a sűrítettlevegő-tömlőt a porlasztóról.
- A tömlőre a porlasztóhoz csatlakoztatva kell maradnia.
- Működtesse a porlasztót addig, amíg a tömlőben lévő nedvesség meg nem szűnik a benne áthaladó levegő hatására.
- Ha a tömlő erősen szennyezett, cserélje ki.

### ⚠ Fontos

- A sűrítettlevegő-tömlőt és a maszkokat ne forrázza le és ne autoklavozza! A gyógyszerporlasztót és alkatrészeit mindig tisztítsa meg a gyógyszerek és mosószerek maradványaival. Soha ne hagyjon tisztítóoldatot a készülék részében, a szájszutorában vagy az aeroszolcsőben! A gyógyszerporlasztót és alkatrészeit nem szabad mikrohullámú sütőben, hajszárítóból és egyéb háztartási készülékek szárítani.

- Miután teljesen megszáradtak, az alkatrészeket rakja újra össze és helyezze száraz, lezárt tárolórekeszbe.

### ⓘ Megjegyzés:

Gyógzés: Győződjön meg arról, hogy a tisztítási után az alkatrészek teljesen megszáradtak; ellenkező esetben a baktériumok szaporodásának kockázata megnő.

- Használjon hideg fertőtlenítőoldatot a gyártó utasításainak megfelelően. Az arcmaszkot és a légutómlőt mossa meg meleg vízzel.

### Szárítás

- Az alkatrészeket egyenként helyezze tiszta, száraz, nedvszívó felületre, és hagyja teljesen megszáradni (legalább 4 órán keresztül).

### Az anyagok tartóssága


- Mint minden műanyag alkatrész, a gyógyszerporlasztók és tartozékaik bizonyos mértékű elhasználódásnak és kopásnak vannak kitéve gyakori használat és higiéniai előkövetés esetén. Idővel ez az aeroszol megváltozásához vezethet, ami kedvezőtlen hatással lehet a kezelés hatékonyságára. Ezért javasoljuk, hogy egy év elteltével cserélje ki a gyógyszerporlasztót és az egyéb tartozékokat.

## 8. TÁROLÁS

- A készüléket ne tárolja nyirkos környezetben (például fürdőszobában) és ne szállítsa nyirkos tárgyakkal együtt.
- A tárolás és szállítás során óvja a tartós közvetlen napfénytől.
- A készüléket száraz helyen, lehetőleg az eredeti csomagolásában tárolja.

## 9. AZ AKKUMULÁTOR ÉS A KÉSZÜLÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA

Élettartamának lejártá után vegye ki az akkumulátort a készülékből az ártalmatlanítás előtt. Ne felejtse el védeni a szemét és a kezét az akkumulátor eltávolítása során. Az akkumulátor és a készülék külön-külön ártalmatlanítási. Ha bármilyen kérdés van azzal kapcsolatban, hogy hogyan kell kivenni az akkumulátorokat az elektronikai készülékből, forduljon a szervizközponthoz vagy hívja a forródrótot. Az üres, teljesen lemerült újratölthető akkumulátorok kifejezetten erre a célra szánt gyűjtőládákban kell gyűjteni vagy újrahasznosítási pontok, illetve elektronikai készülékek viszonteladónál leadni. Az újratölthető akkumulátorok ártalmatlanítási jogsabályi előírás.

	Az alábbi kódok ártalmas anyagokat tartalmazó újratölthető akkumulátorokra vannak rányomtatva:
<b>Pb</b> = Az akkumulátor ólmot tartalmaz	
<b>Cd</b> = Az akkumulátor kadmiumot tartalmaz	
<b>Hg</b> = Az akkumulátor higanyt tartalmaz	

### Környezetvédelem és újrahasznosítás: