

MED-62 MED-63

Aneroida asinsspiediena mērīšanas komplekss



LV LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS

1. IEVADS

Aneroida asinsspiediena mērīšanas komplekti MED-62 un MED-63 ir plaši izplatīti asinsspiediena mērīšanas instrumenti. Tas ir viegli lietojami, un tam ir augsta pārbaudes rezultātu precizitāte. To galvenokārt izmanto klīniskajā vidē un mājās.

2. PAREDZĒTAIS NOLŪKS

Aneroida asinsspiediena mērīšanas komplekss izmanto sistoliskā un diastoliskā asinsspiediena mērīšanu.

3. PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

- Šo ierīci drīkst izmantot tikai šajā bukletā aprakstītajam mērķim. Ražotājs nav atbildīgs par bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas rezultātā.
- Ierīci ir jāizsargā pret triecieniem.
- Nekad nepiepūtiot to vairāk par 300 dz. st. mm.
- Nesabojājiet gumijas daļas ar griešanas instrumentiem vai asiem priekšmetiem.
- Nepakļaujiet ierīci pārmērīgi augstai vai zeminai temperatūrai.
- Manšetes ir jutīgas, un ar tām jārikojas uzmanīgi.
- Nodrošiniet, ka bērni nevar izmantot ierīci bez uzraudzības; dažas daļas ir pietiekami mazas, lai tās varētu norīt.

4. KONTRINDIKĀCIJAS

Kontrindikācijas nav atklātas. Konsultējieties ar ārstu.

5. ASINSSPIEDIENA VĒRTĪBU KLASIFIKĀCIJA

Asinsspiediena vērtību klasifikācijas tabula (vienība: dzīvsudraba stabiņa mm - dz. st. mm) saskaņā ar Eiropas Hipertensijas biedrības (ESH) standartu

Diapazons	Sistoliskais asinsspiediens	Diastoliskais asinsspiediens	Veicamie pasākumi
3. pakāpe: smaga hipertensija	Augstāks vai vienāds ar 180	Augstāks vai vienāds ar 110	Steidzami meklējiet medicīnisko palīdzību!
2. pakāpe: mērena hipertensija	160-179	100-109	Nekavējoties konsultējieties ar ārstu
1. pakāpe: viegla hipertensija	140-159	90-99	Konsultējieties ar ārstu
Normāls - paaugstināts	130-139	85-89	Konsultējieties ar ārstu
Normāls	Zemāks par 130	Zemāks par 85	Paškontrolē
Optimāls	Zemāks par 120	Zemāks par 80	Paškontrolē

Ⓢ **Piezīme:** Parādiēt izmērītās vērtības savam ārstam. Nekad nepamatojieties uz mērījumu rezultātiem, lai mainītu ārsta izrakstīto zāļu devas.

6. PRODUKTA IDENTIFIKĀCIJA MODELIM MED-62, MED-63

MODELIS MED-63

Stetoskopa metāla elements, kas paredzēts krūškurvim, ir iebūvēts manšetē



7. MONTĀŽAS INSTRUKCIJAS

Pievienojiet sūknis un manometru attiecīgi divām caurulēm no aproces, kā parādīts attēlā. Modeļi MED-62 / MED-63: lai saliktu stetoskopu, pievienojiet stetoskopa galviņu Y caurules viena gala (modelim MED-63 stetoskopa galva atrodas uz aproces). Y-caurules dubultajam galam pievienojiet stetoskopa metāla ausu caurules.

Ⓢ **Piezīme:** Ja manometra rādītājs neatrodas centrētajā nulles zonā, kas norādīta ar "□", manometrs nav bojāts. Manometra rādītājam jāatrodas ražotāja norādītajā nulles diapazonā, noregulējot instrumentu vajadzīgajā pozīcijā, lai nodrošinātu nepieciešamo precizitāti.

Izmantojiet komplektācijā iekļauto atslēgu, lai pielāgotu rādītāju nulles apgabalu. Ievietojiet atslēgu apaļajā caurumā manometra apakšā, pagrieziet atslēgu, rādītājs pārvietosies. Ierīce ir gatava lietošanai.

8. SPIEDIENA MĒRĪŠANA

1. Pārliedzieties, ka persona sēž ar pēdām klāt pie zemes un ir atbalstījusi muguru un rokas. Atbalstiet roku sirds līmenī.


Ⓢ **Uzmanību:** Pārliedzieties, ka visi komponenti ir pareizi un stingri samontēti. Pretējā gadījumā var rasties traumas vai arī dati var tikt nepareizi nolāsīti.

2. Atrodiet pleca artēriju, novietojot divus pirkstus 2 cm virs elkoņa izliekuma rokas iekšpusē.

3. Novietojiet manšetes apakšējo malu aptuveni 2 cm virs elkoņa.

4. Manšetei jābūt aptītai tā, lai tā cieši piegulētu un neslidētu nost. Nostipriniet manšeti, stingri piespiežot āķišu materiāla daļu pie pūkainā materiāla. Vajadzības gadījumā atkārtoti noregulējiet manšeti.

5. Atbalstiet roku uz galda. Rokai jābūt atbrīvotai, plaukstaļ pagriezta uz



augšu. Pārliedzieties, ka manšete atrodas vienā līmenī ar sirdi.

6. Turiet mērierīci vienā rokā ar cipariem jums tieši priekšā. Turiet piepūšanas bumbieris otrā rokā. Noslēdziet piepūšanas bumbierim pievienoto gaisa izplūdes vārstu, pagriežot to pulksteņrādītāju kustības virzienā.

7. Lai piepūstu manšeti, strauji atkārtoti saspiediet piepūšanas bumbieris. Piepūtiot manšeti, līdz mērierīce sasniedz aptuveni 20-30 dz. st. mm VIRS normālā SISTOLISKĀ rādījumā.

Ⓢ **Uzmanību:** Nepiepūtiot manšeti virs 280 dz. st. mm, jo tādejādi varat savainot pacientu vai sabojāt instrumentu.

8. Lēnām atveriet gaisa izplūdes vārstu, pagriežot to pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam. Izlaidiet gaisu ar ātrumu 2-4 dz. st. mm sekundē.

9. Vērojot mērierīces adatu, rūpīgi ieklausieties, vai nerodas skaņas. Kad izdzirdat pirmo skaņu, tas ir SISTOLISKĀ asinsspiediena rādījums.

10. Turpiniet izlaist gaisu ar ātrumu 2-4 dz. st. mm sekundē. Ja vairs nedzirdat skaņas, kas ir DIASTOLISKĀ asinsspiediena rādījums.

11. Pagrieziet gaisa izlaišanas vārstu pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai izlaistu atlikušo gaisu. Pierakstiet rādījumu.

Ⓢ **Piezīme:** Ja vēlaties veikt vēl vienu mērījumu, varat to atkārtoti piepūst maks. vēl divas reizes. Nogaidiet vismaz 2-3 minūtes pirms atkārtotas mērīšanas, lai izvairītos no neprecīziem rādījumiem ar asinīm pieplūdušo asinsvadu rezultātā.

Ātro uzziņu ceļvedis

Pirms mērīšanas

1. Atpūties vismaz 5 minūtes pirms mērījuma veikšanas.
2. Novelciet cieši pieguļošu apģērbu no augšdaļas.
3. Neēdiet, nesmēķējiet un nenodarbojieties ar fiziskām aktivitātēm vismaz 30 minūtes pirms mērījuma veikšanas.

Mērīšanas laikā

1. Novietojiet manšeti sirds līmenī.
2. Stetoskopa elements, kas paredzēts krūškurvim, nosedz pleca artēriju
3. Piepūtiot manšeti līdz pareizam līmenim. (20-30 dz. st. mm virs aprēķinātā sistoliskā spiediena).
4. Mērīšanas laikā nerunājiet un nekustieties.
5. Iztukšojiet manšeti ar ātrumu 2-4 dz. st. mm sekundē.

Pēc mērīšanas

1. Pagaidiet 2-3 minūtes pirms nākamā mērījuma veikšanas.

9. TĪRĪŠANA UN TEHNISKĀ APKOPE

- Lai pasargātu ierīci no bojājumiem, lūdzu, IZVAIRĪETIES no manšetes mazgāšanas vai samitrināšanas un mērierīces nosvīšanas.
- Ierīce ir jāpārbauda vismaz reizi divos gados; ja tiek konstatēta ierīces kļūda, tā ir atkārtoti jākalibrē.
- Lai notīrītu sfigmomanometru, izmantojiet tīru, mikstu drāniņu.
- Neieieģemēdijiet ierīci šķidrums, lai to notīrītu.
- Neveiciet sterilizāciju karstumā.

Kad manšete ir pilnībā iztukšota, mērinstrumenta adai ir jāpaliek precizitātes indikatora zonā. Ja adata atrodas ārpus precizitātes indikatora zonas, mērinstrumenta rādījumi būs neprecīzi.

10. TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS MODELIM MED-62, MED-63

Skalas iedaļas: 02 dz. st. mm

Mērījumu diapazons: 0–300 dz. st. mm

Precizitāte: ±3 dz. st. mm

Ekspluatācijas vide: no 0° līdz +40°C, mitrums 15% – 85%

Uzglabāšanas vide: no -5° līdz +40°C, mitrums 15% – 85%

Būvēta atbilstoši EN ISO 81060-1\2 standartiem

11. GARANTĪJA

Garantijas periods ir 2 gadi no iegādes datuma. Manšetes garantijas periods ir 1 gads. Šī garantija nesedz bojājumus, kas radušies nepareizas lietošanas dēļ, kā arī iepakojumu. Ja garantijas laikā tiek atklāts ražošanas defekts, bojātā vienība tiks salabota vai, ja salabošana nav iespējama, aizstāta ar citu.

Vajadzības gadījumā ražotājs bez iepriekšēja brīdinājuma var daļēji vai pilnībā mainīt ierīces.

Ražošanas datums ir iekodēts mērierīces sērijas numurā: mēneša numurs, tad gada pēdējie cipari.

12. INFORMĀCIJA PAR SIMBOLIEM

	PIRMS LIETOŠANAS IZSLASĪT NORĀDĪJUMUS		CE MARKĒJUMS
	RAŽOTĀJA NOSAUKUMS		VAR IZMEST KOPĀ AR SADZĪVES ATKRITUMIEM
	IZSTRĀDĀJUMA NUMURS		EKSPLUATĀCIJAS APSTĀKĻI TEMPERATŪRA 0°C – 40°C
	SĒRIJAS NUMURS		UZGLABĀŠANAS APSTĀKĻI TEMPERATŪRA -5°C – 40°C
	MEDICĪNISKĀ IERĪCE		EK PĀRSTĀVIS

Pēdējā pārskatīšana 2022-W35

B.Well Swiss AG

Bahnhofstrasse 24, 9443 Widnau, Šveice · www.bwell-swiss.ch