

PRO-118

STEAM INHALER
INHALATOR CU ABUR
ПАРОВИЙ ІНГАЛЯТОР
PARNI INHALATOR
ПАРЕН ИНГАЛЯТОР
ІНГАЛЯТОР МЕДИЦИНСКИЙ



EN Instruction For Use

1. INTRODUCTION


Thank you for purchasing the Steam Inhaler. It is a compact device designed to relieve allergy, cold and some other respiratory disorders. With proper care and use, it will provide you with many years of reliable service.

We encourage you to thoroughly read this Instruction Manual to learn about the features of this product. Any use of this product other than its intended use should always be avoided.

2. INTENDED USE

Steam Inhaler PRO-118 is intended for the upper respiratory tract treatment: cold, pharyngitis and laryngitis.

3. PRODUCT IDENTIFICATION



4. PRECAUTIONS

- NOTE:**
- Read all instructions carefully before use
 - The following basic precautions are needed when using an electrical product:

- Product cautions:**
 - To avoid electrical shock:
 - Keep the device away from water
 - Do not immerse the power cord or the device in liquid or use it while bathing
 - Do not touch the device that has fallen into the water – immediately unplug it.
- Never operate the device if it has any damaged parts (including power cord). If it has been dropped or submersed in water. Send it to a service center immediately for inspection and repair.
- Do not open the top cover during operation as it may cause severe injury.
- Disconnect the unit from the electrical outlet before cleaning, filling and after each use.
- Use only original accessories and components.

Precautions for use:

- Plug the device into an outlet, making sure that the supply voltage matches the electrical parameters of the device.
- Do not run this product unattended.
- If the furnish tank is empty, do not attempt to operate the device to avoid scald.
- Change the water in furnish tank after each use.
- Stop using the device immediately if any abnormality occurs during operation until it has been inspected and repaired.
- Do not put a mask on your eyes during the operation of the device to avoid scald.
- If heater tank does not generate steam, or water is not coming from the furnish tank, turn the device and unplug it from the mains. Then carefully insert the included nozzle pin into the heater reservoir (nozzle) and/or furnish tank to clear them, as shown in figure 1.
- Do not use other pins except the attached one to avoid damage to the device.
- Do not block the vent holes on both sides of mask.
- Always unplug the product immediately after use.




Fig. 1

Storage Cautions:

- Store the steam inhaler in a cool dry place away from dust and direct sunlight. Do not expose the device to extreme temperatures, humidity, protect from drops and shocks.
- Keep the equipment out from children's reach.
- Always keep the device unplugged while not in use.
- To store the device for an extended period of time, open heater cover to keep the heater tank air dry.

Cleaning Cautions:

- Do not immerse the device in water. It may damage the device.
- Before cleaning turn off the device and disconnect the plug from the mains supply.
- Before first use and after each treatment it is necessary to clean all the accessories as described in a section "6. CLEANING AND MAINTENANCE".

5. OPERATING YOUR STEAM NEBULIZER

- Place the device on a stable and horizontal surface.
- Remove top cover from main body.
- Open heater tank cover by turning the lid counterclockwise.
- Pour about 20 ml of pure water into the heater tank with the attached cup. Do not overfill or the ventilation holes of heater tank will be blocked.
- NOTE!** Do not pour mineral water into heater tank.
- Replace heater cover. Make sure it is tightly placed to avoid steam leakage.
- Pour about 80 ml of pure water or mineral water with attached cup into furnish tank as shown in figure 2.
- NOTE!** If mineral water is used, follow your physician's instructions. Do not use mineral water with a salt concentration of more than 7‰ as it might cause you harm.
- Place top cover in place on the main body. Make sure the suction tube is connected to the nozzle and inserted into furnish tank.
- NOTE!** Avoid bending the suction tube to allow smooth flow of water into the nozzle.
- Place the mask on top cover.
- Plug this product into an outlet suitable for your model. Make sure the switch button is into the "OFF" position.
- Press the power switch "ON" to start the procedure. The light on the bottom of the device will lit up.
- Adjust the slide lid for a comfortable treatment (See figure 3). Slide the lid down to make temperature of steam less hot. This position is better for children and people with irritated mucous membranes or hypersensitivity of the respiratory system. Slide the lid up to increase the steam temperature. The procedure will be more intense this way.
- After approx. 7 minutes, when the steam output becomes weaker, or the water in the furnish tank is finished, press the switch button to shut off the device.
- IMPORTANT!** Turn off the device for 3 minutes to avoid overheating of the device or harm to yourself.
- Unplug the device from the main supply.
- Wait for 10 minutes for the device to cool down before next use.

Fig. 2

Fig. 3

IMPORTANT! Do not open the heater tank cover right after use. As the cover might be very hot. Let the device cool down for 10 min.

Cleaning the parts:

- Remove top cover.
- Remove furnish tank and pour out remaining water in drain.
- Open heater tank cover and pour out remaining water in drain.
- The furnish tank, top cover, mask, heater tank cover and suction tube should be cleaned with a mild detergent or sterilization liquids. Thoroughly rinse each part and let them dry completely.
- Wipe out heater tank with a soft, lint-free cloth.

Cleaning the main body:

The cleaning of the main body must be carried out by using a soft and dry cloth and nonabrasive cleansers.

Maintenance:

If mineral water has been used, wash the components of the disassembled inhaler, the mouthpiece and nosepiece by using tap water.

7. TROUBLESHOOTING

Should any problems persist after you have made the following checks, return the device to a nearest service center for examination and repair.

Condition	Checking points	Corrective actions
Light is not lit	Check whether power cord is well connected to the main supply Check whether power switch is at «ON» status	Firmly insert power cord Press the power-switch "ON"
No steam output	Check whether light is lit Check if there is no water in heater or furnish tank Check if the suction tube is bending Check if the nozzles are blocked	Insert power cord and press the power-switch "ON" Pour the water in Straighten the tube Use attached nozzle pin to make them through
Water leakage	Check if the furnish tank is overfilled Check if the device is tilted.	Pour out some water Set flat the device
Steam leakage	Check if the heater tank cover is firmly locked Check if the nozzle is firmly locked	Lock the heater tank cover firmly Lock the nozzle firmly

8. SPECIFICATIONS

Power:	230 V / 50 Hz
Power consumption:	140 W – 180 W
Heater tank capacity:	25 ml
Furnish tank capacity:	60 ml
Water boiling time (waiting time):	Around 75 seconds
Treatment time:	≈6 minutes
Overheat auto-cut-off:	By thermo-fuse
Safety valves:	Dual valves on heater tank cover
Weight:	560 g
Dimension (L x W x H):	235 x 90 x 260 mm

9. APPLIED STANDARTS

The submitted sample of the above equipment has been tested for CE marking a European Directive and following standards:

- Low Voltage Directive 2014/35/EU
- Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU

10. WARRANTY

The warranty period is 2 years from the date of purchase. This warranty does not cover any damage caused by improper operation of the device, or using an adapter that is not recommended by the B.Well company and/or is not suitable for the device. Should a manufacturing defect be discovered during the warranty period, the faulty device will be repaired, otherwise it will be replaced. The warranty does not cover components that are subject to wear and tear, consumables and packaging. The manufacturer may change the device partially or completely if necessary, without prior notice. The manufacturing date is encoded in the SN number at the bottom of the device: two first numbers are numbers of the week; two other numbers are last numbers of the year. The manufacturing date of the spare parts, which can be bought separately from the device is encoded in the LOT number on the sticker: two first numbers are numbers of the week; two other numbers are last numbers of the year.

11. SYMBOL INFORMATION

	READ INSTRUCTION BEFORE USE		LOT NUMBER
	DISPOSAL FOR SEPARATE COLLECTION		ARTICLE NUMBER
	CLASS II EQUIPMENT		MANUFACTURER'S NAME
	DO NOT USE THIS APPLIANCE NEAR WATER		KEEP DRY
	CE MARK		OPERATING CONDITION, TEMPERATURE
	SERIAL NUMBER		STORAGE CONDITION, TEMPERATURE

Last revision 2024-W27

B.Well Swiss AG
Bahnhofstrasse 24, 9443 Widnau, Switzerland - www.bwell-swiss.ch

RO Manual de utilizare

1. INTRODUCERE

Vă mulțumim pentru achiziționarea nebulizatorului cu abur. Acesta este un dispozitiv compact, conceput pentru tratarea alergiei, a răcelilor și a altor afecțiuni ale sistemului respirator. Cu o întreținere și utilizare adecvate, dispozitivul este fiabil, funcționând o perioadă de mai mulți ani. Vă încurajăm să citiți cu atenție acest ghid pentru a afla care sunt caracteristicile produsului. Trebuie evitată orice utilizare a acestui produs în alt mod decât cel prevăzut.

2. SCOPUL PRECONIZAT

Nebulizatoarele sunt folosite în terapia pe bază de inhalare pentru tratarea astmului, a bronșitei cronice și a altor afecțiuni respiratorii.

3. IDENTIFICARE PRODUS




Fig. 2

Fig. 3

4. MĂSURI DE PRECAUȚIE

- NOTĂ:**
- Înainte de utilizare, vă rugăm să citiți toate instrucțiunile cu grijă
- Următoarele măsuri de precauție de bază sunt necesare pentru utilizarea unui aparat electric.

Avertismentele privind pericolul:

- Pentru a evita electrocutarea:
 - Nu lăsați dispozitivul să intre în contact cu apa
 - Nu scufundați cablul de alimentare sau dispozitivul în lichide și nu folosiți aparatul în timp ce faceți baie.
 - Nu încercați să recuperați un dispozitiv care a căzut în apă – scoateți imediat dispozitivul din priză.
 - În cazul în care apar simptome de încălzire nu generați abur sau dacă una din componentele acestuia este deteriorată (inclusiv cablul de alimentare) sau dacă a căzut sau a fost scufundată în apă. Adresați-vă imediat unui centru de service în vederea evaluării și reparării.
 - Deschiderea capacului superior în timpul funcționării aparatului este interzisă, acest lucru putând provoca leziuni grave.
 - Scoateți dispozitivul din priză înainte de curățare, umplere și după fiecare utilizare.
 - Nu folosiți alte accesorii decât cele recomandate de către producător.
- Avertismentele privind funcționarea:**
- Conectați acest produs la o priză electrică cu tensiunea adecvată pentru modelul dvs. de aparat.
 - Nu lăsați produsul să funcționeze nesupravegheat.
 - Dacă rezervorul pentru medicamente este gol, nu încercați să dați drumul dispozitivului pentru a evita opritarea.
 - Schimbați apa din rezervoarele pentru medicamente după fiecare utilizare.
 - În cazul în care observați ceva anormal, interziceți imediat utilizarea până când dispozitivul este evaluat și reparat.

- Nu puneți masca la ochi atunci când aparatul generează abur pentru a evita opritarea.
- În cazul în care recipientul de încălzire nu generează abur sau dacă apa din rezervorul pentru medicamente nu poate fi aspirată, opriți dispozitivul și scoateți-l din priză. Apoi introduceți cu atenție și până la capăt pini de fixare învirați odată cu aparatul în duzele recipientului de încălzire și/sau al rezervorului pentru medicamente, așa cum se arată în figura 1.
- Nu folosiți alți pini, cu excepția celui din dotarea dispozitivului, pentru a evita deteriorarea acestuia.
- Nu blocați orificiile de ventilație aflate pe părțile laterale ale măști.
- Întotdeauna scoateți aparatul din priză imediat după utilizare.




Fig. 1

Avertismentele privind depozitarea:

- Păstrați dispozitivul într-un loc răcoros, ferit de praf și lumina directă a soarelui. Nu îl expuneți la temperaturi extreme, umeditate, protejați-l de căderi și șocuri.
- Nu lăsați dispozitivul la îndemâna copiilor mici.
- Atunci când nu este utilizat, dispozitivul trebuie să fie întotdeauna scos din priză.
- Pentru a depozita dispozitivul pentru o perioadă mai lungă de timp, deschișteți capacul recipientului de încălzire pentru a menține recipientul uscat.

Avertismentele privind curățarea:

- Nu scufundați dispozitivul în apă. Acest lucru îl poate deteriora.
- Deconectați dispozitivul de la priză înainte de curățare.
- Înainte de prima utilizare a dispozitivului și după fiecare tratament este necesar pentru a curăța toate accesoriile, conform instrucțiunilor din secțiunea „6. CURĂȚARE ȘI ÎNȚEȚINERE”.

5. EXPLOATAREA NEBULIZATORULUI CU ABUR

- Așezați dispozitivul pe o suprafață rigidă și plană.
- Scoateți capacul superior al aparatului.
- Deschișteți capacul recipientului de încălzire rotindu-l în sens invers acelor de ceasornic.
- Puneți aproximativ 20 ml de apă curată în recipientul de încălzire folosind măsura din dotarea aparatului. Nu umpleți recipientul de încălzire peste limita permisă pentru a nu bloca orificiile de ventilație ale acestuia.
- NOTĂ!** Nu folosiți apă salină pentru recipientul de încălzire.
- Închideți capacul recipientului de încălzire. Asigurați-vă că acesta este suficient de strâns pentru a evita scăparea aburului.
- Puneți aproximativ 80 de ml de apă curată sau apă salină în rezervorul pentru medicamente și aturați măsuri din dotarea aparatului, așa cum se indică în figura 2.
- NOTĂ!** Dacă folosiți apă salină, urmați instrucțiunile medicale dvs. Nu folosiți apă salină cu o concentrație de sare mai mare de 7‰ întrucât aceasta vă poate afecta organismul.
- Închideți capacul superior. Asigurați-vă că tubul pentru inhalare este conectat la duza pentru inhalare și introduceți-l în rezervorul pentru medicamente.
- NOTĂ!** Evitați îndoirea tubului pentru inhalare pentru a permite curgerea aerului prin duza pentru inhalare.
- Așezați masca pe capacul superior.
- Introduceți cablul de alimentare într-o priză adecvată pentru modelul dvs. Asigurați-vă că butonul de pornire este pe poziția «pornit» înainte de a băga aparatul în priză.
- Apăsăți butonul de pornire pentru a începe tratamentul. Becul aflat în partea de jos a dispozitivului se va aprinde.
- Ajustați capacul reglabil pentru a vă asigura un nivel sport de confort în timpul tratamentului (A se vedea figura 3). Găsiți capacul în jos pentru a face temperatura aburului mai puțin fierbinte. Această poziție este potrivită pentru copii și persoanele cu mucoasa iritată sau hipersensibilitate a sistemului respirator. Găsiți capacul în sus pentru a crește temperatura aburului. Procedura va fi mai intensă astfel.
- După aproximativ 7 minute, când fluxul de abur devine din ce în ce mai mic sau când apa din rezervorul pentru medicamente s-a terminat, apăsați butonul de pornire pentru a închide dispozitivul.
- IMPORTANT!** Opriți dispozitivul pentru un interval de 3 minute pentru a evita opritarea și supraîncălzirea acestuia.
- Scoateți dispozitivul din priză.
- Pentru următoarea utilizare, așteptați timp de 10 minute pentru a permite dispozitivului să se răcească.

IMPORTANT! Adăugați apă de la robinet/distilată sau apă salină în rezervorul de furnizare (partea în care se alimentează tubul de aspirație), partea mai mică a rezervorului de umplere este un rezervor de preaplin pentru colectarea apei.

6. CURĂȚARE ȘI ÎNȚEȚINERE:

- NOTĂ!** Deconectați dispozitivul de la priză și nu-l scufundați niciodată în apă.
- IMPORTANT!** Nu deschișteți capacul recipientului de încălzire imediat după utilizare, întrucât acesta poate fi fierbinte. Așteptați aproximativ 10 minute pentru a-l permite să se răcească complet.

Curățarea pieselor:

- Îndepărtați capacul superior
- Îndepărtați rezervorul pentru medicamente și vărsați apa rămasă în sistemul de canalizare.
- Deschișteți capacul recipientului de încălzire și vărsați apa rămasă în recipient.
- Rezervorul pentru medicamente, capacul superior, masca, capacul recipientului de încălzire și tubul pentru inhalare trebuie curățate cu un detergent slab sau cu un lichid pentru sterilizare.
- Clătiți bine cu apă fiecare piesă și lăsați-le să se usuce foarte bine.
- Ștergeți recipientul de încălzire cu o cârpă moale, care nu lasă scame.

Curățarea dispozitivului principal:

Dispozitivul principal trebuie curățat cu o cârpă moale înmuiată într-un produs de curățat neabraziv și apă.

Înțreținere:

Dacă s-a folosit apă salină, utilizați apă curată pentru a reactiva dispozitivul timp de câteva minute pentru a curăța duza pentru inhalare.

7. DEPANARE

În cazul în care problema continuă și după ce ați realizat verificările următoare, duceți dispozitivul la cel mai apropiat centru de service în vederea evaluării și reparării.

Condiție	Puncte de verificare	Acțiuni corective
Lampa nu este aprinsă.	Verificați dacă cablul de alimentare este bine conectat la priză electrică Verificați dacă comutatorul de alimentare este la starea «ON»	Introduceți ferm cablul de alimentare Apăsați pe comutatorul de alimentare
Fără abur ieșire	Verificați dacă lampa este aprinsă Verificați dacă nu există apă în încălzitor sau în rezervor Verificați dacă tubul de aspirație se îndoaie Verificați dacă duzele sunt blocate	Introduceți cablul de alimentare și apăsați pe comutator de alimentare Îndreptați tubul Utilizați atașat pin duza pentru a face prin ele
Scurgere de apă	Verificați dacă rezervorul de preaplin este supraumplut Verificați dacă unitatea este înclinată	Se toarnă puțină apă Așezați unitatea
Scurgerea aburului	Verificați dacă capacul rezervorului încălzitorului este bine blocat Verificați dacă duza este bine blocată	Blocați ferm capacul rezervorului încălzitorului Blocați ferm duza

8. SPECIFICAȚII

Alimentare:	230 V / 50 Hz
Consum de curent:	140 W – 180 W
Capacitate recipient de încălzire:	25 ml
Capacitate rezervor pentru medicamente:	60 ml
Timp de fierbere a apei (timp de așteptare):	Aproximativ 75 de secunde
Durata tratamentului:	≈6 minute
Înterupere automată în caz de supraîncălzire:	Prin siguranță fuzibilă
Supape de siguranță:	Supape duble la capacul recipientului de încălzire
Greutate:	560 g
Dimensiuni (L x l x H):	235 x 90 x 260 mm

9. STANDARDE APLICATE

Esanționar prezentat al echipamentului de mai sus a fost testat pentru marcajul CE, o directivă europeană și următoarele standarde:

- Directiva de joasă tensiune 2014/35/EU
- Directiva de compatibilitate electromagnetă 2014/30/EU

10. GARANȚIE

Perioada de garanție este de 2 ani de la data achiziției. Garanția nu acoperă cazurile de utilizare nepotrivită, ambalajul și accesoriile furnizate cu dispozitivul care sunt supuse uzurii normale în timpul utilizării. Garanția nu acoperă cazurile de deteriorare în timpul utilizării adaptatoarelor nerecomandate de compania B.Well și cazurile de supraîncălzire. Dacă defectul de fabricație va fi descoperit în timpul perioadei de garanție, aparatul defectuos va fi reparat sau înlocuit cu unul nou. Producătorul, în caz de necesitate și fără a vă prealabil poate modifica sau completa sau parțial produsele. Garanția nu acoperă daunele directe sau indirecte provocate persoanelor sau obiectelor în timpul utilizării incorecte a dispozitivului.

Data de fabricație este codificată în numărul SN de pe partea de jos a dispozitivului: primele două cifre indică – numărul săptămânii; celelalte două – ultimele cifre ale anului de fabricare.

Data de fabricație a pieselor de schimb ce pot fi cumpărate separat de dispozitiv, este codificată în numărul LOT de pe autoclanta: primele două cifre indică – numărul săptămânii; celelalte două – ultimele cifre ale anului de fabricare.

11. INFORMAȚII PRIVIND SIMBOLURILE

	OTIȚI INSTRUCȚIUNILE DE UTILIZARE		MUMĂRUL LOTULUI (pentru accesorii suplimentare)
	ANU SE ARUNCĂ CU DEȘURILE MENAJERE		MODEL
	GRAD DE PROTECȚIE CONTRA ELECTROCUTĂRII (II)		PRODUCĂTOR
	NU FOLOSIȚI ACEST APARAT ÎN APROPIEREA APEI		A SE PROTEJA CONTRA UMEZEȚII
	CERTIFI CAT CE		CONDIȚIILE DE FUNCȚIONARE: limita de temperatură la funcționare
	MUMĂR DE SERIE		DEPOZITARE: limita de temperatură la păstrare

Ultima revizuire 2024-W27

B.Well Swiss AG
Bahnhofstrasse 24, 9443 Widnau, Switzerland - www.bwell-swiss.ch
Distributor în România: Promed Solution MD SRL.
Drumul Padurea Neagra, nr. 19-85, bl. 30B, ap. 04, sector 1, București, telefon: 031.402.86.28.




Fig. 2




Fig. 3


1. ВВЕДЕНИЕ

Данное устройство предназначено для ингаляционной терапии при астме, хроническом бронхите и других респираторных заболеваниях.

2. ПРИЗНАЧЕНИЕ


Нebулизаторы используются для ингаляционной терапии при астме, хроническом бронхите и других респираторных заболеваниях.

3. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ВИРОБ



4. ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

- ПРИМІТКА:**
- Перед використанням уважно прочитайте всі інструкції
- При використанні електричного виробу необхідно дотримуватися таких основних заходів безпеки:
 - Запобіжні заходи:**
 - Щоб уникнути ураження електричним струмом:
 - Уникайте попадання вологи в пристрій
 - Не занурюйте шнур живлення або пристрій у рідину воду та не використовуйте їх під час купання.
 - Не діставайте пристрій, що встав у воду – негайно вимкніть шнур живлення.
 - Ніколи не використовуйте пристрій, якщо у нього є якісь пошкодження частини (виключаючи шнур живлення), якщо він впаав або занурився у воду. Негайно відправте його в сервісний центр для огляду та ремонту.
 - Забороновано відкривати верхню кришку під час роботи пристрою, так як це може призвести до серйозних травм.
 - Не забувайте вимикати пристрій від мережі перед чищенням, наповненням і після кожного використання.
 - Не використовуйте інші насадки, крім рекомендованих виробником.
- Запобіжні заходи при експлуатації:**
 - Підключіть пристрій до розетки, що відповідає вашій моделі.
 - Не залишайте включений пристрій без нагляду.
 - Якщо резервуар для розчину порожний, не намагайтеся використовувати пристрій, щоб уникнути опіків.
 - Мийніть воду в резервуарах для розчину після кожного використання.
- У разі виникнення будь-яких несправностей негайно припиніть використання, доки пристрій не буде об'яшуваний та відремонтований фахівцем.
- Щоб уникнути опіків, не прикладайте маску до очей, коли утворюється пар.
- Якщо в резервуарі нагріта вода утворюється пар або не використовується вода з бачка, вимкніть пристрій і відчайдіть його від мережі. Потім обережно вставте прикладену шпильку в форсунку бачка нагріта / або бачка для чистого розчину, як показано на малюнку 1.



Малюнок 1

- Не використовуйте інші шпильки, крім тих, що входять в комплект, щоб уникнути пошкодження пристрою.
- Не закривайте вентиляційні отвори на обох сторонах маски
- Завжди відключайте виріб відразу після використання.

Умови зберігання:

- Зберігайте паровий інгалятор у прохолодному місці, подаль від пилу та прямих сонячних променів. Не піддавайте пристрій впливу екстремальних температур, вологості, захищайте його від падіння і ударів.
- Зберігайте пристрій в недоступному для дітей місці.
- Завжди відключайте пристрій від мережі, коли він не використовується.
- Для зберігання пристрою протягом тривалого періоду часу, відкрийте кришку нагріта, щоб повітря в резервуарі нагріта залишилося сухим.

Запобіжні заходи при очищенні:

- Не занурюйте пристрій у воду. Це може призвести до пошкодження пристрою.
- Вимкніть пристрій від електричної розетки перед чищенням.
- Це необхідно перед першим використанням приладу та після кожної обробки очистити всі аксесуари, як описано в розділі "6. ОБРОБКА І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ".

5. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕННЯ ІНГАЛЯЦІЇ

- Помістіть інгалятор на стільку рівну поверхню.
- Зніміть верхню кришку з основного корпусу.
- Відкрийте верхню кришку нагріта, повернувши її проти годинникової стрілки.
- Залийте в резервуар нагріта приблизно 20 мл чистої води за допомогою доданого стаканчика. Не переповнюйте резервуар, а інакше випадку, вентиляційні отвори резервуар нагріта будуть заблоковані.
- УВАГА!** Не заповнюйте резервуар нагріта мінеральною водою, відварами і т.д.
- Помістіть кришку нагріта на місце. Перевірте, щоб вона щільно прилягала, щоб уникнути витoku пари.
- Залийте в резервуар для розчину не більше 80 мл чистої або мінеральної води, водного розчину ліків (за рекомендацією лікаря), відвару, настою трав, водного розчину ароматизаторів за допомогою сипинки (Малюнок 2).
- УВАГА!** У разі використання мінеральної води, дотримуйтесь інструкцій Вашого лікаря. Не використовуйте в резервуарі для розчину мінеральну воду, концентрація солей в якій перевищує 7‰, так як це може завдати шкоди Вашому здоров'ю.

- Помістіть верхню кришку на місце на основному корпусі. Перевірте, щоб усмоктувальна трубка приєднана до

