

# PRO-118

STEAM INHALER  
INHALATOR CU ABUR  
INHALATOR PAROVY  
ΕΙΣΡΕΥΝΗΤΡΑΣ ΑΤΜΟΥ  
ПАРЕН ИНХАЛАТОР  
ИНГАЛЯТОР МЕДИЦИНСКИЙ



## EN Instruction For Use

### 1. INTRODUCTION


Thank you for purchasing the Steam Inhaler. It is a compact device designed to relieve allergy, cold and some other respiratory disorders. With proper care and use, it will provide you with many years of reliable service.

We encourage you to thoroughly read this guidebook to learn about the features of this product. Any use of this product other than its intended use should always be avoided.

### 2. INTENDED USE

Nebulizers are used for inhalation therapy for asthma, chronic bronchitis, and other respiratory illnesses.

### 3. PRODUCT IDENTIFICATION



### 4. PRECAUTIONS

- 1. Read all instructions carefully before use
- 2. The following basic precautions are needed when using an electrical product:

#### Product cautions:

- To avoid electrical shock:
  - Keep the unit away from water
  - Do not immerse the power cord or the unit in liquid
  - Do not use while bathing
  - Do not reach for a unit that has fallen into water - immediately unplug the unit.
- 3. Never operate the unit if it has any damaged parts (including power cord), if it has been dropped or submerged in water. Promptly send it to a service center for examination and repair.
- 4. Open top cover during operation is prohibited as it may cause severe injury.
- 5. Disconnect the unit from the electrical outlet before cleaning, filling and after each use.
- 6. Do not use other attachments unless recommended by manufacturer.

#### Operating Cautions:

- 1. Connect this product to an appropriate voltage outlet for your model.
- 2. Do not run this product unattended.
- 3. If the furnish tank is empty, do not attempt to operate the unit to avoid scald.
- 4. Change the water in furnish tanks after each use.
- 5. If any abnormality occurs, discontinue use immediately until the unit has been examined and repaired.
- 6. Do not put your eyes on mask when steam is generated to avoid scald.
- 7. If there is no steam generated from the heater tank, or water from furnish tank can not be sucked, shut off the unit and unplug it from the mains. Then carefully use the attached nozzle pin to insert into the nozzles of heater tank and/or furnish tank to make them through as shown on figure 1. Do not use other pins except the attached one to avoid damage to the unit.
- 8. Do not block the vent holes on both sides of mask
- 9. Always unplug the product immediately after use.

#### Storage Cautions:

- 1. Do not store the unit under direct sunlight, high temperature or humidity.
- 2. Keep the unit out of reach of small children.
- 3. Always unplug the unit when not in use.
- 4. To store the unit for an extended period of time, open heater cover to keep the heater tank air dry.




#### Cleaning Cautions:

- 1. Do not immerse the unit in water. It may damage the unit.
- 2. Disconnect the unit from electrical outlet before cleaning.
- 3. Clean all necessary parts after each use as instructed in this guidebook.

### 5. OPERATING YOUR STEAM NEBULIZER

It is important to clean the unit before the first time of use and after each use. For details, see «Cleaning and Maintenance» in this guidebook.

- 1. Place the unit on a rigid and flat surface.
- 2. Remove top cover from main body.
- 3. Open heater cover by turning counterclockwise.
- 4. Fill approximate 20ml pure water into heater tank with the attached cup. Do not overfill or the ventilation holes of heater tank will be blocked.
  - NOTE! Do not fill saline water into heater tank.
- 5. Replace heater cover. Make sure it is tightly placed to avoid leakage of steam.
- 6. Fill approximate 80 ml pure water or saline water with attached cup into furnish tank as shown on figure 2.
  - NOTE! If saline water is used, follow your physician's instructions. Do not use saline water with salt's concentration more than 7% as it might cause harm to your body.
- 7. Replace top cover on main body. Make sure the suction tube is connected to the nozzle and inserted into furnish tank.
  - NOTE! Avoid bending the suction tube to allow smooth flow of water into the nozzle.
- 8. Place the mask on top cover.
- 9. Plug power cord into an appropriate electrical outlet for your model. Make sure the power switch on power cord is at «OFF» status before plugging.
- 10. Press on power switch to begin treatment. The lamp at the bottom of unit will be lit.
- 11. Adjust the slide lid for a comfortable treatment (See figure 3). Slide the lid down for smaller particle size of steam, which is more comfortable for the inhalation of nose. Slide the lid up for bigger particle size of steam, which is more comfortable for the inhalation of mouth.
- 12. After oper. 7 minutes, when the steam output becomes less and weaker, or the water in furnish tank is finished, press power switch to shut off the unit.
  - IMPORTANT! Shut off the unit within 3 minutes to avoid scald and overheating of the unit.
- 13. Unplug the unit from electrical outlet.
- 14. For next use, please wait for 10 minutes to allow the unit to cool down.



### 6. CLEANING AND MAINTENANCE:

- NOTE! Always disconnect the unit from electrical outlet and never immerse the unit in water.
- IMPORTANT! Do not open the heater tank cover right after use, as the cover might be very hot. Wait for approximate 10 minutes to allow it to completely cool.

#### Cleaning the parts:

- 1. Remove top cover.
- 2. Remove furnish tank and pour out remaining water in drain.
- 3. Open heater tank cover and pour out remaining water in heater tank.
- 4. The furnish tank, top cover, mask, heater tank cover and suction tube should be cleaned with a mild detergent or commercially available disinfectant. Thoroughly rinse each part and allow to completely air dry.
- 5. Wipe out heater tank with a soft, lint-free cloth.

#### Cleaning the main unit:

The main unit should be cleaned with a soft cloth moistened with a non-abrasive cleanser and water.

#### Maintenance:

If saline water has been used, use pure water to re-activate the unit for a few minutes to clean the nozzle.

### 7. TROUBLESHOOTING

Should any problems persist after you have made the following checks, return the unit to a nearest service center for examination and repair.

Condition	Checking points	Corrective actions
Lamp is not lit	Check whether power cord is well connected to the electrical outlet Check whether power switch is at «ON» status	Firmly insert power cord Press on power switch
No steam output	Check whether lamp is lit Check if the suction tube is bending Check if the nozzles are blocked	Insert power cord and press on power switch Straighten the tube Use attached nozzle pin to make them through
Water leakage	Check if the furnish tank is overfilled Check if the unit is tilted.	Pour out some water Set flat the unit
Steam leakage	Check if the heater tank cover is firmly locked Check if nozzle is firmly locked	Lock the heater tank cover firmly Lock the nozzle firmly

### 8. SPECIFICATIONS

Power:	230 V / 50 Hz
Power consumption:	150 W
Heater tank capacity:	25 ml
Furnish tank capacity:	60 ml
Water boiling time (waiting time):	Around 60 seconds
Treatment time:	7-10 minutes
Overheat auto-cut-off:	By thermo-fuse
Safety valves:	Dual valves on heater tank cover
Weight:	560 g
Dimension (L x W x H):	235 x 90 x 260 mm

### 9. WARRANTY

Warranty period is 2 years from the date of purchase. This warranty does not cover any damages caused by improper using, packaging and the accessories supplied with the device and those parts subject to normal wear and tear. The warranty does not apply to damage caused by using adapters not recommended by the B.Well company and the overvoltage. When a manufacturing defect is revealed during the warranty period a faulty unit would be repaired or, if repairing is impossible, replaced with another one. The manufacturer may change units partially or completely if necessary, without prior notice. Manufacturing date is enclosed in the SN number at the bottom of the device: two first numbers are numbers of the week; two other numbers are last numbers of the year. Manufacturing date of the spare parts, which can be bought separately from the device is encoded in the LOT number on the sticker: two first numbers are numbers of the week, two other numbers are last numbers of the year.

### 10. SYMBOL INFORMATION

READ INSTRUCTION BEFORE USE	LOT	LOT NUMBER
DISPOSAL FOR SEPARATE COLLECTION	REF	ARTICLE NUMBER
CLASS II EQUIPMENT		MANUFACTURER'S NAME
DO NOT USE THIS APPLIANCE NEAR WATER		KEEP DRY
CE MARK		OPERATING CONDITION, TEMPERATURE
SERIAL NUMBER		STORAGE CONDITION, TEMPERATURE

### RO Manual de utilizare


### 1. INTRODUCERE

Vă mulțumim pentru achiziționarea nebulizatorului cu abur. Acesta este un dispozitiv compact, conceput pentru tratarea alergiilor, a răcelilor și a altor afecțiuni ale sistemului respirator. Cu o întreținere și utilizare adecvate, dispozitivul este fiabil, funcționând o perioadă de mai mulți ani. Vă încurajăm să citiți cu atenție acest ghid pentru a afla care sunt caracteristicile produsului. Trebuie evitată orice utilizare a acestui produs în alt mod decât cel prevăzut.

### 2. SCOPUL PREUNZITAT

Nebulizatoarele sunt folosite în terapia pe bază de inhalare pentru tratarea astmului, a bronșitei cronice și a altor afecțiuni respiratorii.

### 3. IDENTIFICARE PRODUS



### 4. MĂSURI DE PRECAUȚIE


- NOTE!:
- Înainte de utilizare, vă rugăm să citiți toate instrucțiunile cu grijă
- Următoarele măsuri de precauție de bază sunt necesare pentru utilizarea unui aparat electric:

#### Avertismente privind produsul:

- 1. Pentru a evita electrocutarea:
  - Nu lăsați dispozitivul să intre în contact cu apă
  - Nu scufundați cablul de alimentare sau dispozitivul în lichide
  - Nu folosiți produsul în timp ce faceți baie
  - Nu încercați să recuperați un dispozitiv care a căzut în apă — scoateți imediat dispozitivul din apă
- 2. Nu operați niciodată dispozitivul în cazul în care una din componentele acestuia este deteriorată (inclusiv cablul de alimentare) sau dacă a căzut sau a fost servită în apă. Adresați-vă imediat unui centru de service în vederea evaluării și reparării.
- 3. Deschiderea capacului superior în timpul funcționării aparatului este interzisă, acest lucru putând provoca leziuni grave.
- 4. Scoateți dispozitivul din priză înainte de curățare, umplere și după fiecare utilizare.
- 5. Nu folosiți alte accesorii decât cele recomandate de către producător.

#### Avertismente privind funcționarea:

- 1. Conectați acest produs la o priză electrică cu tensiunea adecvată pentru modelul dvs. de aparat.
- 2. Nu lăsați produsul să funcționeze nesupravegheat.
- 3. Dacă rezervorul pentru medicamente este gol, nu încercați să dați drumul dispozitivului pentru a evita arșurile.
- 4. Schimbați apa din rezervoarele pentru medicamente după fiecare utilizare.
- 5. În cazul în care observați ceva anormal, întrerupeți imediat utilizarea până când dispozitivul este evaluat și reparat.
- 6. Nu puneți masca la ochi atunci când aparatul generează abur pentru a evita arșurile.
- 7. În cazul în care recipientului de încălzire nu generează abur sau dacă apa din rezervorul pentru medicamente nu poate fi aspirată, opriți dispozitivul și scoateți-l din priză. Apoi introduceți cu atenție și până la capăt pini de fixare livrați odată cu aparatul în rezervoarul pentru medicamente, așa cum se arată în figura 1. Nu folosiți alți pini, cu excepția celor din dotarea dispozitivului, pentru a evita deteriorarea acestuia.
- 8. Nu blocați orificiile de ventilație aflate pe părțile laterale ale măștii.
- 9. Întotdeauna scoateți aparatul din priză imediat după utilizare.



#### Avertismente privind depozitarea:

- 1. Nu lăsați dispozitivul sub lumina directă a soarelui, la temperaturi ridicate sau în locuri umede.
- 2. Nu lăsați dispozitivul la îndemâna copiilor mici.
- 3. Atunci când nu este utilizat, dispozitivul trebuie să fie întotdeauna scos din priză.
- 4. Pentru a depozita dispozitivul pentru o perioadă mai lungă de timp, deschideți capacul recipientului de încălzire pentru a menține recipientul uscat.

#### Avertismente privind curățarea:

- 1. Nu scufundați dispozitivul în apă. Acest lucru îl poate deteriora.
- 2. Deconectați dispozitivul de la priză înainte de curățare.
- 3. Curățați toate componentele necesare după fiecare utilizare, conform instrucțiunilor din acest ghid.

### 5. EXPLOATAREA NEBULIZATORULUI CU ABUR

Este important să curățați dispozitivul înainte de prima utilizare și după fiecare utilizare. Pentru detalii, consultați secțiunea «Curățare și întreținere» din acest ghid.

- 1. Așezați dispozitivul pe o suprafață rigidă și plană.
- 2. Scoateți capacul superior al aparatului.
- 3. Deschideți capacul recipientului de încălzire rotindu-l în sens invers acelor de ceasornic.
- 4. Puneți aproximativ 20 ml de apă curată în recipientul de încălzire folosind măsura din dotarea aparatului. Nu umpleți recipientul de încălzire peste limita pentru a nu bloca orificiile de ventilație ale acestuia.
  - NOTE! Nu folosiți apă salină pentru recipientul de încălzire.
- 5. Îndepărtați capacul recipientului de încălzire. Asigurați-vă că acesta este suficient de strâns pentru a evita scăparea aburilor.
- 6. Puneți aproximativ 80 de ml de apă curată sau apă salină în rezervorul pentru medicamente cu ajutorul măsurii din dotarea aparatului, așa cum se indică în figura 2.
  - NOTE! Dacă folosiți apă salină, urmați instrucțiunile medicului dvs. Nu folosiți apă salină cu o concentrație de sare mai mare de 7% intrucât aceasta va poate afecta organismul.
- 7. Îndepărtați capacul superior. Asigurați-vă că tubul pentru inhalare este conectat la duza pentru inhalare și introduceți-l în rezervorul pentru medicamente.
  - NOTE! Evitați îndoirea tubului pentru inhalare pentru a permite curgerea apei prin duza pentru inhalare.
- 8. Așezați masca pe capacul superior.
- 9. Introduceți cablul de alimentare într-o priză adecvată pentru modelul dvs. Asigurați-vă că butonul de pornire este pe poziția «on» înainte de a băga aparatul în priză.
- 10. Apăsăți butonul de pornire pentru a începe tratamentul. Becul aflat în partea de jos a dispozitivului se va aprinde.
- 11. Ajustați capacul reglabil pentru a vă asigura un nivel sporit de confort în timpul tratamentului (A se vedea figura 3). Găsiți capacul reglabil în jos pentru a obține un flux de abur redus, care asigură un nivel mai mare de confort pentru inhalarea pe nas.Găsiți capacul reglabil în sus pentru a obține un flux de abur mărit, care asigură un nivel mai mare de confort pentru inhalarea pe gură.
- 12. După aproximativ 7 minute, când fluxul de abur devine din ce în ce mai mic sau când apa din rezervorul pentru medicamente s-a terminat, apăsați butonul de pornire pentru a închide dispozitivul.
  - IMPORTANT! Opriți dispozitivul pentru un interval de 3 minute pentru a evita arșurile și supraîncălzirea acestuia.
- 13. Scoateți dispozitivul din priză.
- 14. Pentru următoarea utilizare, așteptați timp de 10 minute pentru a permite dispozitivului să se răcească.



### 6. CURĂȚARE ȘI ÎNȚEȚINERE:

- NOTE! Deconectați întotdeauna dispozitivul de la priză și nu-l scufundați niciodată în apă.
- IMPORTANT! Nu deschideți capacul recipientului de încălzire imediat după utilizare, intrucât acesta poate fi hermetic. Așteptați aproximativ 10 minute pentru a-l permite să se răcească complet.

#### Curățarea pieselor:

- 1. Îndepărtați rezervorul pentru medicamente și vărsați apa rămasă în sistemul de canalizare.
- 2. Deschideți capacul recipientului de încălzire și vărsați apa rămasă în recipient.
- 4. Rezervorul pentru medicamente, capacul superior, masca, capacul recipientului de încălzire și tubul pentru inhalare trebuie curățate cu un detergent slab sau cu un dezinfectant comercial. Clățiți bine cu apă foarte pușă și lăsați-le să se usuce foarte bine.
- 5. Ștergeți recipientul de încălzire cu o cârpă moale, care nu lasă scame.

#### Curățarea dispozitivului principal:

Dispozitivul principal trebuie curățat cu o cârpă moale înmuiață într-un produs de curățat neabraziv și apă.

#### Întreținere:

În cazul în care problemele continuă și după ce ați realizat verificările următoare, duceți dispozitivul la cel mai apropiat centru de service în vederea evaluării și reparării.

### 7. DEPANARE

În cazul în care problemele continuă și după ce ați realizat verificările următoare, duceți dispozitivul la cel mai apropiat centru de service în vederea evaluării și reparării.

Condition	Checking points	Corrective actions
Lamp is not lit	Check whether power cord is well connected to the electrical outlet Check whether power switch is at «ON» status	Firmly insert power cord Press on power switch

No steam output	Check whether lamp is lit Check if there is no water in heater or furnish tank Check if the suction tube is bending Check if the nozzles are blocked	Insert power cord and press on power switch Fill water Straighten the tube Use attached nozzle pin to make them through
Water leakage	Check if the furnish tank is overfilled Check if the unit is tilted.	Pour out some water Set flat the unit
Steam leakage	Check if the heater tank cover is firmly locked Check if nozzle is firmly locked	Lock the heater tank cover firmly Lock the nozzle firmly

### 8. SPECIFICAȚII

Alimentare:	230 V / 50 Hz
Consum de curent:	150 W
Capacitate recipient de încălzire:	25 ml
Capacitate rezervor pentru medicamente:	60 ml
Timp de fierbere a apei (timp de așteptare):	Aproximativ 60 de secunde
Durata tratamentului:	7-10 minute
Întreprere automată în caz de supraîncălzire:	Prin siguranță fuzibilă
Supape de siguranță:	Supape duble la capacul recipientului de încălzire
Greutate:	560 g
Dimensiuni (L x l x H):	235 x 90 x 260 mm

### 9. GARANȚIE

Perioada de garanție este de 2 ani de la data achiziției. Garanția nu acoperă cazurile de utilizare nepotrivită, ambalajul și accesoriile furnizate cu dispozitivul care sunt supuse uzurii normale în timpul utilizării. Garanția nu acoperă daunele de deteriorare în timpul utilizării adaptatoarelor nerecomandate de compania B.Well și cazurile de supratensiune. Dacă defectul de fabricație va fi descoperit în timpul perioadei de garanție, aparatul defectuos va fi reparat sau înlocuit cu unul nou. Producătorul, în caz de necesitate și fără a vă prealabi poate modifica ca complet sau parțial produsele. Garanția nu acoperă daunele directe sau indirecte provocate persoanelor sau obiectelor în timpul utilizării incorecte a dispozitivului. Data de fabricație este codifă cată în numărul SN de pe partea de jos a dispozitivului: primele două cifre indică - numărul săptămânii; celelate două - ultimele cifre ale anului de fabricare. Data de fabricație a pieselor de schimb ce pot fi cumpărate separat de dispozitiv, este codifă cată în numărul LOT de pe autocolanță: primele două cifre indică - numărul săptămânii; celelate două - ultimele cifre ale anului de fabricare.

### 10. INFORMAȚII PRIVIND SIMBOLURILE

CITIȚI INSTRUCȚIUNILE DE UTILIZARE	LOT	NUMĂRUL LOTULUI (pentru accesorii suplimentare)
ANU SE ARUNCA CU DEȘURILE LĂMENAJERE	REF	MODEL
GRAD DE PROTECȚIE CONTRA ELECTROCUTĂRII (II)		PRODUCĂTOR
NU FOLOSIȚI ACEST APARAT ÎN APROPIEREA APEI		A SE PROTEJEA CONTRA UMEZELII
CERTIFI CAT CE		CONDITIILE DE FUNCȚIONARE: limita de temperatură de funcționare
SERIAL NUMBER		DEPOZITARE: limita de temperatură la păstrare

#### Distributor în România: Promed Solution MD SRL

Drumul Padurea Neagra, nr. 19-85, bl. 30B, ap. 4, sector 1, Bucuresti, telefon: 031.402.86.28.

#### PL Instrukcja użycia


### 1. WSTĘP

Dziękujemy za zakup nebulizatora parowego. Jest to kompaktowe urządzenie zaprojektowane do łagodzenia alergii, przebiegnięcia i innych zaburzeń układu oddechowego. Dzięki odpowiedniej konserwacji i użytkowaniu urządzenie będzie działać niezawodnie przez wiele lat. Zachęcamy do dokładnego zapoznania się z niniejszym przewodnikiem, aby poznać funkcje tego produktu. Nie należy korzystać w tego produktu w inny sposób niż pierwotnie zamierzony.

### 2. PRZEZNACZENIE

Nebulizator są stosowane w terapii wziewnej w przypadku astmy, przewlekłego zapalenia oskrzeli i innych chorób układu oddechowego.

### 3. IDENTYFIKACJA PRODUKTU



### 4. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- UWAGA:
- Przed skorzystaniem z urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.
- Podczas korzystania z produktu elektrycznego należy zachować następujące podstawowe środki ostrożności:


#### Ostrzeżenia dotyczące produktu:

- 1. Aby uniknąć porażenia prądem:
  - Urządzenie przechowywać z dala od wody.
  - Nie należy zanurzać przewodu zasilającego ani urządzenia w cieczy.
  - Nie należy korzystać z urządzenia w kąpielni.
  - Nie należy sięgać po urządzenie, które spadło do wody. W takim wypadku należy natychmiast wyjąć przewód zasilający z gniazda elektrycznego.
- 2. Nie należy korzystać z urządzenia, którego jakiegokolwiek części (w tym przewód zasilający) są uszkodzone, jeżeli zostało zanurzone w wodzie lub upuszczone. Urządzenie należy bezwzględnie

- prześłać do centrum serwisowego w celu sprawdzenia i naprawy.
- Nie należy otwierać górnej pokrywy podczas pracy, ponieważ może to spowodować poważne obrażenia ciała.
- Przed czyszczeniem, napełnieniem oraz po każdym użyciu należy wyjąć wtyczkę urządzenia z gniazda elektrycznego.
- Nie należy używać innych nasadek, niezalecanych przez producenta.

#### Ostrzeżenia dotyczące eksploatacji urządzenia:

- 1. Produkt podłączyć do gniazda o napięciu odpowiednim dla danego modelu.
- 2. Nie pozostawiać działającego urządzenia bez nadzoru.
- 3. W celu uniknięcia oparzenia nie należy próbować obsługiwać urządzenia, jeżeli zbiornik na wodę jest pusty.
- 4. Po każdym użyciu urządzenia należy wymienić wodę w zbiornikach na wodę.
- 5. W przypadku nieprawidłowości należy natychmiast zaprzestać używania urządzenia aż do jego sprawdzenia i naprawy.
- 6. W celu uniknięcia oparzenia nie należy zakładać maski na oczy podczas generowania pary.
- 7. Jeżeli w zbiorniku podgrzewacza nie jest wytwarzana para lub nie można zassać wody ze zbiornika na wodę, należy wyjąć wtyczkę urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazda elektrycznego. Następnie należy ostrożnie wtyczkę do dysz zbiornika podgrzewacza i / lub zbiornika na wodę, aby odoblować je w sposób przedstawiony na rysunku 1. W celu uniknięcia uszkodzenia urządzenia nie należy używać innych trzpieni oprócz dołączonego do zestawu.
- 8. Nie należy blokować otworów wentylacyjnych po obu stronach maski.
- 9. Po każdym użyciu należy wyjąć wtyczkę urządzenia z gniazda elektrycznego.



#### Ostrzeżenia dotyczące przechowywania:

- 1. Nie przechowywać najmniejszego urządzenia w miejscu bezpośrednio naświetlonym, gorącym lub wilgotnym.
- 2. Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
- 3. Po zakończeniu używania urządzenia należy zawsze wyjąć wtyczkę urządzenia z gniazda elektrycznego.
- 4. W przypadku przechowywania urządzenia przez dłuższy czas należy otworzyć pokrywkę podgrzewacza, aby zbiornik podgrzewacza był suchy.

#### Ostrzeżenia dotyczące czyszczenia:

- 1. Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
- 2. Przed czyszczeniem należy wyjąć wtyczkę urządzenia z gniazda elektrycznego.
- 3. Po każdym użyciu należy wyyczyścić wszystkie niezbędne części w sposób opisany w niniejszym przewodniku.

### 5. DZIAŁANIE NEBULIZATORA PAROWEGO

Należy wyczyścić urządzenie przed pierwszym użyciem i po każdym użyciu. Szczegółowe informacje można znaleźć w rozdziale «Czyszczenie i konserwacja w niniejszym przewodniku».

- 1. Umieścić urządzenie na twardej i płaskiej powierzchni.
- 2. Zdjąć górną pokrywę z głównego korpusu.
- 3. Otworzyć pokrywę podgrzewacza, przekierując ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
- 4. Korzystając z filizanki dołączonej do zestawu, wlać do zbiornika podgrzewacza 20 ml czystej wody. Nie przepierać. W przeciwnym razie otwory wentylacyjne zbiornika podgrzewacza zostaną zablokowane.
  - UWAGA! Nie napełniaj zbiornika podgrzewacza solą fizjologiczną zgodnie z zaleceniami lekarza.
- 5. Załóżyc z powrotem pokrywę podgrzewacza. Upewnić się, że jest szczelnie zamocowana, aby uniknąć wycieku pary.
- 6. Korzystając z filizanki dołączonej do zestawu, wlać do zbiornika na wodę 80 ml czystej wody lub soli fizjologicznej w sposób przedstawiony na rysunku 2.
  - UWAGA! W przypadku użycia soli fizjologicznej należy postępować zgodnie z zaleceniami lekarza.
- 7. Nie używać soli fizjologicznej o stężeniu soli większym niż 7% z uwagi na możliwe szkodliwe działanie dla organizmu.
- 8. Załóżyc górną pokrywę z powrotem na głównym korpusu. Upewnić się, że rurka ssąca jest podłączona do dyszy i wolna do zbiornika na wodę.
  - UWAGA! Nie zginać rurki ssącej, aby umożliwić swobodny przepływ wody do dyszy.
- 9. Umieścić maskę na górną pokrywkę.
- 10. Podłączyć przewód zasilający do gniazda elektrycznego odpowiedniego dla danego modelu. Przed włączeniem wtyczki do gniazda elektrycznego należy upewnić się, że wtycznik zasilania znajduje się w pozycji «OFF».
- 11. Naciśnij wtycznik zasilania, aby rozpocząć leczenie. Lampa znajdująca się w dolnej części urządzenia włączy się.
- 12. Dostosować przesuwając pokrywę w celu zapewnienia komfortowego doświadczenia (patrz rysunek 3). Przesunąć pokrywę w dół, aby uzyskać mniejsze cząsteczki pary, co jest wygodniejsze przy wdychaniu nosem. Przesunąć pokrywę w górę, aby uzyskać większe cząsteczki pary, co jest wygodniejsze przy wdychaniu ustami.
- 13. Po około 7 minutach, gdy moc pary stanie się słabsza lub skończy się woda w zbiorniku na wodę, należy nacisnąć wtycznik zasilania, aby wyłączyć urządzenie.
  - WAŻNE: W celu uniknięcia poparzenia i przegrzania urządzenia należy je wyłączyć w ciągu 3 minut.
- 14. Wyjąć wtyczkę urządzenia z gniazda elektrycznego.
- 15. Przed następnym użyciem należy poczekać 10 minut, aż ostygnie.

